

# 隨心貼



maxcare®

## 產品說明書



使用隨心貼前，  
請詳閱此產品  
說明書。

隨心貼並非醫療儀器，其功能原意只供一般身體調理之用。使用此產品並不暗示或保證可取得任何有醫學憑證的效果。

### 注意事項：

1. 請勿用於按摩臉部、頭部、喉嚨、胸部或生殖器部位。
2. 請勿置於任何傷口、紅腫、受感染或發炎部位。
3. 請勿用於敏感皮膚部位或是有皮膚問題或神經受損部位。
4. 孕婦不宜使用；月事期間，流量多時亦不可用於腹部；分娩後亦不可馬上使用。
5. 手術後者（包括剖腹生產者）都不可使用。
6. 睡眠中、駕駛中或操作重型機器時一概不可使用。
7. 兒童不宜使用。

8. 在急性外傷或骨折後容易有出血問題的情況下不可使用。
9. 凡有嚴重靜脈曲張部份不可使用。
10. 若懷疑自己患有或經診斷證實患有癲癇症、心臟病或多發性硬化症，或有栓塞風險者，一概不可使用。
11. 使用心臟起搏器者不可使用。

### 產品規格

產品名稱	: 隨心貼
產品型號	: MAX-X01FE5700
工作電壓	: 3.3V-5V
工作電流	: 0.08A
額定功率	: 0.4W
定時器	: 30分鐘
模式	: 6種模式，8種強度級數
淨重	: 92克

## 操作方式

1. 將傳導貼片與磁扣型傳導線連接。
2. 撕下傳導貼片上的保護膜，並將傳導貼片貼於目標部位，2塊傳導貼片需同時貼於皮膚上。
3. 將電源插頭線接至智能手機接口、充電器接口、平板電腦、或按摩椅上的USB插孔。
4. 按下M開機鍵以啟動按摩，藍燈點亮，長按2秒關機，藍燈熄滅。
5. 有8種力度選擇，按+鍵增強力度，按-鍵減弱力度。
6. 有6種循環模式，推拿、捶擊、揉捏、刮痧、針灸、拔罐。每種模式各5分鐘自動循環，工作30分鐘後自動停止，按+開機鍵再開始運作。
7. 使用後切記將保護膜重新黏貼於傳導貼片

## 產品配件：

- 隨心貼控制器
- 收納包
- 兩片傳導貼片 ( 可重複使用 )
- 電源插頭 (Micro USB · Lightning · Type C · USB)
- 磁扣型傳導線
- 產品說明書

## 主要構件及功能

- 開關機鍵
- 減弱鍵
- 增強鍵
- 指示燈
- 連接扣
- 傳導貼片
- 推拿
- 捶擊
- 刮痧
- 揉捏
- 針灸
- 拔罐

## 注意

- 如使用智能手機驅動此產品運作，如Android請使用Micro USB 或Type C電源插頭的手機、平板電腦2017版或更高型號；如iPhone 請使用Lightning電源插頭的Apple iPhone 6或更高版本，或新款iPad。
- 只有在控制器已啟動，兩片傳導貼片已貼於皮膚上，才可調整強度級數。
- 每片傳導貼片可使用約三十次。若不使用時，請勿隨意貼於皮膚上。
- 若傳導貼片無正確貼於皮膚上、皮膚太油、太濕或貼片已磨損不堪使用，會有不舒服的輕微刺痛感。
- 由於隨心貼的工作電流在1mA-35mA之間，如果行動電源負載檢測值高了就會檢測不到傳導線的存在，行動電源就會關閉輸出進入休眠。所以行動電源輸出不少於5V/0.1A線控都可以使用。

## 故障檢修指南

故障現象	故障原因
指示燈 無亮燈	<ul style="list-style-type: none"><li>· 電源插頭未裝入</li><li>· 接駁線未裝入</li></ul>
無法運作	<ul style="list-style-type: none"><li>· 2片傳導貼片沒有同時接觸到皮膚</li><li>· 強度級數設得太低</li><li>· 傳導貼片已磨損，貼片上的導電凝膠不足</li><li>· 傳導貼片黏貼位置不當</li></ul>

## 保養須知

- 請勿將控制器存放於潮濕或炎熱處。
- 請勿將控制器或傳導線浸入水中。
- 若傳導貼片髒了或失去黏性，可用濕布輕輕擦拭或放在水龍頭下沖洗。切勿使用刺激性肥皂洗滌。待傳導貼片完全乾透才使用。

## 解決方法

- 把電源插頭裝插
- 把接駁線裝插
- 將傳導貼片正確黏貼
- 按+開機鍵以逐漸增加強度
- 清潔傳導貼片，或換用新的傳導貼片
- 先關機，把傳導貼片移至其他位置以確定目標穴位

## 建議使用方法

- 每天使用一至兩次為宜；每次不宜超過30分鐘。

美斯凱實業有限公司

香港 - (852) 2950-9383

中國 - (86) 400 882-1883

[www.maxcare.net](http://www.maxcare.net) / [www.maxcareonlineshop.com](http://www.maxcareonlineshop.com)