


可折疊

全身按摩暖墊

Massage Mattress
with heat

產品說明書




maxcare®

SAFETY PRECAUTIONS 安全使用事項



On circumstances stated below, turn off the switch immediately and unplug the cord from the socket. 如有下述情況,請立即關閉開關,拔掉電源線插頭

Do not spill water and/or other liquids on the machine to prevent electric shock.
避免弄濕產品,以免觸電。

If you get unusual physical discomfort while using the machine, immediately discontinue the use of the machine and seek medical advice.
使用過程中,身體出現或感到不適時,請立即停止使用,並諮詢醫生。

Stop using and unplug the power cord if the machine produces a burnt smell and abnormal sound.
使用時發現任何異常的狀況(如冒煙、異味等),請立即停止使用,並切斷電源。

Unplug the power cord during power outage to prevent failure or an accident.
如果停電請關閉開關,切斷電源,以避免來電時產生危險。

If there is a threat of lightning, stop operation immediately and unplug the power cord.
請勿在行雷閃電時使用,並將電源插頭拔離電源插座。

Make sure to unplug the cord from the socket after use.
不使用產品時,確認電源開關關閉,電源線插頭已經從插座拔出。

Do not wipe the product with solvents such as benzene, thinner, and diluents.
切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品。

Clean the product with a dry cloth.
請用柔軟的乾布清潔產品。

Unplug the cord and store the product in a dry place after use.
使用後或不使用時,請從插座上拔下電源插頭,並存放於乾爽地方。

Do not store the product in direct sunlight or in high temperature.
切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所。

Repair is available only at the service center. Do not disassemble or assemble the product.
除了本公司指定的修理技術人員之外,請勿擅自拆卸或組裝產品。



Cases of which serious damage or death can occur when instructions are ignored.
錯誤使用,使用者可能會蒙受傷害

Do not use the product directly on exposed skin to prevent burn injuries, abrasion, etc.
請勿在裸露的肌膚上使用本產品,以免傷害皮膚。

If you get acute pain or other unusual physical discomfort while using the machine, immediately discontinue the use of the Machine.
使用過程中,身體出現或不適或痛楚時,請立即停止使用。

Do not use the product on wounded area, and for those with abnormal conditions such as acute diseases, malignant tumors, high fever, and skin diseases, consult with doctor before using the product.
皮膚有創傷的人、需安靜休養的人、患有惡性腫瘤、急性疾病、發燒、皮膚病患者等患者,使用前請先諮詢醫生,在醫生指導下方可使用。

This appliance is not intended for use by children unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
未成年人士必須在正常成人監護下才使用。

CAUTION

Do not use if outer cover is damaged.

如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部位暴露出來時禁止使用

HOW TO USE 使用說明

Read carefully before using the product 使用該產品前請仔細閱讀以下內容:

Strapping System 固定帶設計:

This product incorporates a unique strapping system which allows you to fasten it to the bed or other places. This stabilizes the product on the same position.

此產品背部設有彈性固定帶,可以使用固定帶將其固定在床上或其他位置,固定後可防止它隨意滑動。

For use in home or office 可於家中或辦公室使用;

The plug is located in the controller on the side of the product. Fasten the strap on an appropriately position and enjoy the massage after plugging the power cord and switch on the product.

電源接駁口在產品側面的控制器上,將其固定在使用的地方並接駁電源後即可使用。

Components & Description 功能鍵說明

ON/OFF

Power button: switch ON/OFF the massager
電源開/關。

HEAT

Heat button: turns lumbar heater ON/OFF.
加熱按鈕: 打開/關閉腰部的加熱功能。

INTENSITY


Intensity button: adjusts the strength of your massage.
Choose from 3 levels of intensity.
強度按鈕: 調整振動強度,有3檔振動強度供您選擇。

MODE
F1-F5

<MODE F1-F5> - Mode button: 5 different massage modes: PULSATE/TAPPING/ROLLING/VIBRATE/AUTO.
Auto mode will automatically change through the various massage modes.
模式按鈕: 切換5種不同振動模式,搏動/輕敲/波動/轉動/自動。
自動模式下會自行切換各種振動模式。

NECK/BACK/
LUMBAR/LEG

<NECK/BACK/LUMBAR/LEG> - customizes your massage areas by pressing the various button of the massager: neck, back, lumbar and leg.
分別對應頸部/背部/腰部/腿部4個振動區域,你可以選擇不同區域的振動,從而針對不同部位進行按摩。



技術參數

產品名稱: Massage Mattress with heat
額定功率: 14.4W
產品毛重: 約2.9kg

產品型號: MAX-X01FE8301
額定頻率: 50/60HZ
彩盒尺寸: 59x17.5x41CM

額定電壓: 12V
自動定時: 15mins
產品淨重: 約2.6kg