

# EMS CIRCULATION BOOSTER

脈衝循環機



產品使用說明書

MAX- M01MC0300G



## 企業介紹

**maxcare** 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，瞭解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了 **maxcare** 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。**maxcare** 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

**maxcare** 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品，**maxcare** 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

**maxcare** 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。**maxcare** 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。**maxcare** 將「無限關愛·源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。



## 脈衝循環機



感謝您選購 maxcare® 產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

### 目錄

---

安全注意事項 .....	P.01 - P.02
機件名稱及功能 .....	P.03 - P.04
使用方法 .....	P.05 - P.06
產品的清潔、保養 .....	P.07
故障排除 .....	P.08
產品技術與參數 .....	P.09

 安全注意事項 1. 重要安全警告

- 勿使兒童及寵物接近此產品的可活動部分。
- 請使用與此產品匹配的電源。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 請仔細參閱本操作手冊之後再按本手冊指示使用此產品。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- 建議使用時間為30分鐘。
- 使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司來修理。
- 請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿使任何物品落入此產品內。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 請勿在駕駛時使用此產品。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 電源插頭上附著針、垃圾或水份時不可使用。
- 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯絡本公司更換修理。
- 請坐下時使用產品，勿站立使用。
- 如在使用時將貼片轉移至其他位置，請務必先關閉電源，以免造成設備或人身損害。
- 請勿在佩戴電子設備時使用本產品。

 2. 使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
- 使用完畢後請關閉電源，拔掉電源插頭。
- 請勿於室外使用。
- 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
- 如產品由低溫儲存處移到溫暖環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響產品的正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。

 3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 皮膚腫脹、曬傷或者其他皮膚病或傳染病者請勿使用。
- 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、中風、嚴重高、低血壓等患者。
- 呼吸器官有障礙者。
- 有血壓異常、血栓症或嚴重的動脈瘤，急性靜脈瘤等血液迴圈障礙或各種皮膚感染等症狀者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢迴圈障礙所引起的知覺障礙者。
- 發高燒者。
- 身體有創傷或體表患者者。
- 無人監管時十四歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 懷孕人士。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 身體潮濕時禁止使用此產品。
- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。
- 皮膚有創傷者。

## 安全注意事項

- 以康復為目的者。
- 本產品不可與以下醫療設備同時使用：
  - 植入人體的電子醫療設備，例如起搏器。
  - 電子生命支持設備，例如呼吸器。
  - 附著在身體上的電子醫療設備，例如心電圖機。
- 將本產品與其他電子醫療設備一起使用，可能會引致錯誤操作。

### 4. 安全事項

- 請勿在心臟附近、頸部、頭部、口腔周圍使用本產品。
- 請勿在產品上放置重物。
- 請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
- 請勿用於治療目的。
- 本產品僅限一人使用，請勿兩人或以上同時使用。
- 建議每次使用本產品30分鐘內為宜。
- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或更改此產品電路。
- 切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由本公司更換。
- 不要將電源線靠近熱的或運動的物體。
- 移動前必須切斷電源，拔掉插頭。
- 如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部位暴露出來時禁止使用。
- 當產品處於工作狀態中請勿放置不顧。

### 5. 產品保養和維護


- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線卷起，並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 請間歇使用，不應使此產品長期連續運轉。

### 6. 常見現象處理

- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動啟動關閉按鍵；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。

機件名稱及功能

機件名稱




產品正面



1. LCD顯示屏
2. 控制面板
3. 左腳電極踏板
4. 右腳電極踏板
5. 貼片插孔 A
6. 貼片插孔 B
7. 遙控接收傳感器
8. 裝飾點
9. 電源插孔

產品側面



機件名稱及功能

功能


LCD 顯示足部強度級別 – 最高為 99 級

LCD顯示計時器

LCD 顯示身體強度級別 – 最高為 99 級




LCD 顯示 “AUTO” 或 “MODE” 模式




	開關鍵
<b>BODY -</b>	降低身體EMS輸出的強度(1-99級可調)
<b>BODY +</b>	加強身體EMS輸出的強度(1-99級可調)
<b>SOLE -</b>	降低足部EMS輸出的強度(1-99級可調)
<b>SOLE +</b>	加強足部EMS輸出的強度(1-99級可調)
<b>TIME -</b>	減少使用時間(1-60分鐘可調)
<b>TIME +</b>	增加使用時間(1-60分鐘可調)
<b>AUTO MODE</b>	AUTO - 預設模式，足部有 14 種預設循環運行模式，而身體則有 10 種預設循環運行模式 MODE - 為餘下時間設定當前運行模式為使用模式

產品及貼片上的傳導區域：



圖A

產品上的黑色位置是足底傳導區域。(見圖A)



圖B

在傳導貼片上，黏性部分的黑色區域是身體傳導區域，尺寸為5cm x 9cm。(見圖B)

## ⚙️ 使用方法

### 使用說明

#### 足部：

1. 將雙腳放在脈衝循環機上（使用時不要穿襪子）。
2. 按開/關鍵，LCD顯示屏將亮起。程式會顯示AUTO，兩個數字會顯示00，表示按摩機處於待機狀態。（見圖1）
3. 按“SOLE +”鍵增加強度。或者按“SOLE -”鍵降低強度。強度級別可在0到99之間調節。LCD顯示屏將顯示所選級別。（見圖2）
4. 按“TIME -”或“TIME +”來調節自動關機定時。定時範圍為1-60分鐘。要終止按摩，您可以隨時按開/關鍵關機。計時器將從您選擇的時間設置開始倒計時。（見圖3）
5. 如果您滿意當前使用的按摩模式，可以按下AUTO/MODE鍵將模式設定，餘下按摩時間將只會運行已設定的模式。（見圖4）

#### ⚠️ 注意：

- A. 目標不是達到“99”級。
- B. 選擇適合您的強度級別，所選的級別可能每天都會有所不同。
- C. 喝足夠的水分以確保使用產品的有效性。
- D. 如果您雙腳太乾燥，請用水或保濕霜充分滋潤雙腳，以獲得最佳效果。

脈衝循環機非常適合用於運動前或運動後，以改善運動前的身體循環，或幫助運動後復原。為了獲得最佳效果和復原得更好，請在運動後8小時內使用至少30分鐘。



圖1




圖2




圖3




圖4



## ⚙️ 使用方法

### 使用說明

#### 身體：

##### 使用傳導貼片

使用前先清潔並擦乾皮膚。

1. 將 2 根連接電源線插入產品插孔。  
(見圖5)

2. 將連接電源線的引腳正確連接至傳導貼片上。(見圖6)

3. 撕掉傳導貼片上的保護膜。將四個傳導貼片貼在您想要舒緩的身體部位上。

4. 按開/關鍵開啟產品，將身體EMS輸出強度調節到合適的水平。可按“Body +”鍵慢慢遞增強度，或按“Body -”鍵降低強度。顯示屏將顯示您選擇的模式和級別並開始倒數計時。(見圖7)。





圖5




圖6

#### 傳導貼片護理

切勿將兩塊貼片相互黏貼。保持貼片清潔，切勿將其暴露在高溫或陽光直射下。如果傳導貼片黏性不夠或弄污了，請用濕布擦拭或更換新的。

**⚠️ 請勿使用任何化學物質清潔傳導貼片。**





圖7





## 產品的清潔、保養

### 主機及傳導貼片

- 時常使用乾的軟布清潔主機表面，以保持清潔。
- 請勿將液體濺到本產品上或把其放入水中。
- 存放於涼爽的地方。
- 請勿用化學劑清潔產品。
- 存放於小孩及寵物接觸不到的地方。

## 故障排除

以下現象並非表示故障。請在聯絡客戶服務部之前，先檢查是否出現以下情況，從而找出解決方案。若問題仍未能解決，請勿自行拆開及維修。應立即停止使用及我們聯絡。

現象	可能原因	處理方法
無法開機	- 以錯誤方向插入電池 - 電源插頭未正確插好	- 按正確方向插入電池或檢查電池是否有電 - 檢查適配器插孔的連接是否良好。
太快關機	傳導貼片未正確黏貼在皮膚上	將傳導貼片正確貼在皮膚上
使用時突然關機	如果您使用電池操作，可能是電池電量不足/耗盡	換上4粒新的1.5V AA 鹼性電池
	30分鐘使用時間結束，電源自動關閉	重新開機
	如果您使用身體按摩，傳導貼片可能有損壞	更換傳導貼片
傳導貼片很難黏附在皮膚上	透明膜未撕掉	撕掉傳導貼片表面上的薄膜
	清洗後立即貼上傳導貼片	待傳導貼片乾透後才貼上
	傳導貼片表面損壞	更換傳導貼片
	傳導貼片弄髒並失去黏性	更換傳導貼片或用少量清水清潔貼片的黏性面並擦拭表面
傳導貼片很黏	出汗時使用傳導貼片	將傳導貼片放在冰箱中過夜
	傳導貼片清洗時間過長或過於頻繁	
	傳導貼片存放在高溫、潮濕、陽光直射的地方	
很難感受到刺激	腳底太乾燥，需要濕潤皮膚	在腳上塗抹保濕霜或水，以確保足部得到充分滋潤
	雙腳沒有正確地放置在腳墊上	確保雙腳正確地放在每個踏板上
	傳導貼片未正確黏貼在皮膚上	將傳導貼片牢固地貼在皮膚上
	傳導貼片相互疊著	重新整理傳導貼片避免重疊
	電源連接線連接不正確	正確連接電源連接線
	強度太弱	增加強度
皮膚變紅或皮膚感到刺激	傳導貼片表面髒或太乾燥	用水輕輕清洗傳導貼片的黏合表面約3秒
	傳導貼片黏合表面損壞	更換傳導貼片

 產品技術與參數

產品名稱	: 脈衝循環機
產品型號	: MAX-M01MC0300G
電源輸入	主機: 6V DC / 4x1.5V AA* 型鹼性電池 遙控器: 2x1.5V AAA* 型鹼性電池
適配器輸入	: AC 100-240V~50-60Hz 0.1A
適配器輸出	: DC 6V 500mA3.0W
電池壽命	: >350 分鐘
耗電量	: 1.05W
工作溫度和濕度	: -5°C to 50°C, 30%to 90% RH
儲存溫度和濕度	: -10°C to 60°C, 10% to 95% RH
產品尺寸	: 338(L) x 324 (W) x 48(H) mm
產品重量	: 950 g
內含配件	

數量	配件
1	脈衝循環機
1	AC/DC 電源插頭
1	遙控器
2	傳導貼片電源連接線
4	傳導貼片
1	說明書

\*產品不含電池

# EMS CIRCULATION BOOSTER

脈衝循環機



产品使用说明书

MAX- M01MC0300G



## 企业介绍

**maxcare** 集团领导人凭着二十多年生产健康按摩产品经验，了解亚洲人对按摩产品的特别需求，创立了 **maxcare** 品牌，并于2012年在香港大力拓展按摩产品市场，更于2017年获得香港名牌殊荣。**maxcare** 以香港作为基地，专注于研发、生产及销售家庭健康器械。

**maxcare** 秉持「科技提升生活质量」、「用心关爱家庭健康」的服务宗旨，不断推出创新性的高品质产品，**maxcare** 产品不仅通过欧盟CE、美国UL/ETL、德国GS、TUV、中国3C等多项国际品质和安全认证，同时申报并获得了多项国际专利。

**maxcare** 在集团创立者的领导下及企业使命的推动下，现已成为香港最具竞争优势的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企业在专注于研究按摩椅技术的基础上，融入人们对生活的全新理解——简约、时尚的设计元素。**maxcare** 本着关爱生活的健康原则，努力致力于研发、设计、生产优质的家庭健康按摩产品，为家庭和办公室人群提供高品质的健康按摩产品和全身全方位的健康解决方案。**maxcare** 将「无限关爱·源自点滴」的企业理念融入产品之中，将健康带到每个人的身边。



## 脈衝循環機

感谢您选购 maxcare® 产品，使用前请仔细阅读产品使用说明书，并特别注意安全事项，以便正确操作及使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作模式，请在阅读后妥为收藏，以便日后随时取出参阅。

### 目錄

---

安全注意事项 .....	P.01 - P.02
机件名称及功能 .....	P.03 - P.04
使用方法 .....	P.04 - P.06
产品的清洁、保养 .....	P.07
故障排除 .....	P.08
产品技术与参数 .....	P.09

## 安全注意事项

### 1. 重要安全警告

- 勿使儿童及宠物接近此产品的可活动部分。
- 请使用与此产品匹配的电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此产品。
- 请仔细阅读本操作手册之后再按本手册指示使用此产品。
- 禁止将此产品用于本手册未列出的其它用途。
- 建议使用时间为30分钟。
- 使用前，请检查机件是否破损，如有破损请立即停止使用，请联络本公司来修理。
- 请勿在此产品外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿使任何物品落入此产品内。
- 使用此产品过程中不可睡觉。
- 请勿在驾驶时使用此产品。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此产品。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此产品。
- 使用此产品时请勿过分用力，以免受伤。
- 电源插头上附着针、垃圾或水份时不可使用。
- 电源线破损时，请勿私自拆卸更换，应联络本公司更换修理。
- 请坐下时使用产品，勿站立使用。
- 如在使用时将贴片转移至其他位置，请务必先关闭电源，以免造成设备或人身损害。
- 请勿在佩戴电子设备时使用本产品。

### 2. 使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此产品。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此产品。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此产品。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此产品。
- 使用完毕后请关闭电源，拔掉电源插头。
- 请勿于室外使用。
- 请勿将产品放置在靠近火炉或阳光直射的地方。
- 如产品由低温储存处移到温暖环境使用时，内部金属机件可能会聚集水气而影响产品的正常运作，甚至造成机器损坏，建议移动后将产品在正常室温放置一小时后再开机使用。

### 3. 如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用

- 皮肤肿胀、晒伤或者其他皮肤病或传染患者请勿使用。
- 患有恶性肿瘤、急性疾病、心脏病、中风、严重高、低血压等患者。
- 呼吸器官有障碍者。
- 有血压异常、血栓症或严重的动脉瘤，急性静脉瘤等血液回圈障碍或各种皮肤感染等状况者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢回圈障碍所引起的知觉障碍者。
- 发高烧者。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 怀孕人士。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用此产品。
- 正在接受医生治疗者，特别是身体感到异常者。
- 皮肤有创伤者。



## 安全注意事项

- 以康复为目的者。
- 本产品不可与以下医疗设备同时使用：
  - 植入人体的电子医疗设备，例如起搏器。
  - 电子生命支持设备，例如呼吸器。
  - 附着在身体上的电子医疗设备，例如心电图机。
- 将本产品与其他电子医疗设备一起使用，可能会引致错误操作。

### 4. 安全事项

- 请勿在心脏附近、颈部、头部、口腔周围使用本产品。
- 请勿在产品上放置重物。
- 请勿在使用本机的同时使用其它治疗仪器。
- 请勿用于治疗目的。
- 本产品仅限一人使用，请勿两人或以上同时使用。
- 建议每次使用本产品30分钟内为宜。
- 检查电压是否符合此产品的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此产品内，避免触电或使此产品受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或更改此产品电路。
- 切勿用湿布清洁此产品电源开关、插头等可带电部位。
- 如果发生停电应该离开此产品，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此产品异常请立即停止使用，并向本公司咨询。
- 如果您在使用此产品期间感到身体异常请立即停止使用，并向医生咨询。
- 本产品不提供给身体有残障、感知或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该产品的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿产品来玩耍。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由本公司更换。
- 不要将电源线靠近热的或运动的物体。
- 移动前必须切断电源，拔掉插头。
- 如果发现产品损坏、破裂、漏电及相关部位暴露出来时禁止使用。
- 当产品处于工作状态中请勿放置不顾。

### 5. 产品保养和维护


- 本产品只能由本公司维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此产品。
- 若长期不用应将此产品电源线卷起，并把此产品贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此产品贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此产品。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本产品机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此产品。
- 请问歇使用，不应使此产品长期连续运转。

### 6. 常见现象处理



- 本产品运作停止：额定时间到，此产品自动启动关闭按键；此产品连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让此产品休息半小时后再使用。

机件名称及功能

机件名称



- A. 主机
- B. 电源插头
- C. 遥控器
- D. 传导贴片 x 4 片
- E. 连接传导贴片和设备的电线
- F. 防尘保护袋




产品正面



- 1. LCD显示屏
- 2. 控制面板
- 3. 左脚电极踏板
- 4. 右脚电极踏板
- 5. 贴片插孔 A
- 6. 贴片插孔 B
- 7. 遥控接收传感器
- 8. 装饰点
- 9. 电源插孔

产品侧面



## 机件名称及功能

### 功能


LCD 显示足部强度级别 – 最高为 99 级

LCD显示计时器

LCD 显示身体强度级别 – 最高为 99 级




LCD 显示 “AUTO” 或 “MODE” 模式




	开关键
<b>BODY -</b>	降低身体EMS输出的强度(1-99级可调)
<b>BODY +</b>	加强身体EMS输出的强度(1-99级可调)
<b>SOLE -</b>	降低足部EMS输出的强度(1-99级可调)
<b>SOLE +</b>	加强足部EMS输出的强度(1-99级可调)
<b>TIME -</b>	减少使用时间(1-60分钟可调)
<b>TIME +</b>	增加使用时间(1-60分钟可调)
<b>AUTO MODE</b>	AUTO - 预设模式·足部有 14 种预设循环运行模式·而身体则有 10 种预设循环运行模式 MODE - 为余下时间设定当前运行模式为使用模式

产品及贴片上的传导区域：



产品上的黑色位置是足底传导区域。(见图A)



在传导贴片上，黏性部分的黑色区域是身体传导区域·尺寸为5cm x 9cm。(见图B)

## 使用方法

### 使用说明

#### 足部：

1. 将双脚放在脉冲循环机上（使用时不要穿袜子）。
2. 按开/关键，LCD显示屏将亮起。程式会显示AUTO，两个数字会显示00，表示按摩机处于待机状态。（见图1）
3. 按“SOLE +”键增加强度。或者按“SOLE -”键降低强度。强度级别可在0到99之间调节。LCD显示屏将显示所选级别。（见图2）
4. 按“TIME -”或“TIME +”来调节自动关机定时。定时范围为1-60分钟。要终止按摩，您可以随时按开/关键关机。计时器将从您选择的时间设置开始倒计时。（见图3）
5. 如果您满意当前使用的按摩模式，可以按下AUTO/MODE键将模式设定，余下按摩时间将只会运行已设定的模式。（见图4）

#### ⚠ 注意：

- A. 目标不是达到“99”级。
- B. 选择适合您的强度级别，所选的级别可能每天都会有所不同。
- C. 喝足够的水分以确保使用产品的有效性。
- D. 如果您双脚太干燥，请用水或保湿霜充分滋润双脚，以获得最佳效果。

脉冲循环机非常适合用于运动前或运动后，以改善运动前的身体循环，或帮助运动后复原。为了获得最佳效果和复原得更好，请在运动后8小时内使用至少30分钟。



图1




图2




图3




图4

## 使用方法

### 使用说明

#### 身体：

##### 使用传导贴片

使用前先清洁并擦干皮肤。

1. 将 2 根连接电源线插入产品插孔。  
(见图5)

2. 将连接电源线的引脚正确连接至传导贴片上。(见图6)

3. 撕掉传导贴片上的保护膜。将四个传导贴片贴在您想要舒缓的身体部位上。

4. 按开/关键开启产品，将身体EMS输出强度调节到合适的水平。可按“Body +”键慢慢递增强度，或按“Body -”键降低强度。显示屏将显示您选择的模式和级别并开始倒计时。(见图7)。




图5




图6

##### 传导贴片护理

切勿将两块贴片相互黏贴。保持贴片清洁，切勿将其暴露在高温或阳光直射下。如果传导贴片黏性不够或弄污了，请用湿布擦拭或更换新的。

**⚠ 请勿使用任何化学物质清洁传导贴片。**





图7



## 产品的清洁、保养

### 主机及传导贴片

- 时常使用干的软布清洁主机表面，以保持清洁。
- 请勿将液体溅到本产品上或把其放入水中。
- 存放于凉爽的地方。
- 请勿用化学剂清洁产品。
- 存放于小孩及宠物接触不到的地方。

## 故障排除

以下现象并非表示故障。请在联络客户服务部之前，先检查是否出现以下情况，从而找出解决方案。若问题仍未能解决，请勿自行拆开及维修。应立即停止使用及我们联络。

现象	可能原因	处理方法
无法开机	- 以错误方向插入电池 - 电源插头未正确插好	- 按正确方向插入电池或检查电池是否有电 - 检查适配器插孔的连接是否良好。
太快关机	传导贴片未正确黏贴在皮肤上	将传导贴片正确贴在皮肤上
使用时突然关机	如果您使用电池操作，可能是电池电量不足/耗尽	换上4粒新的1.5V AA 碱性电池
	30分钟使用时间结束，电源自动关闭	重新开机
	如果您使用身体按摩，传导贴片可能有损坏	更换传导贴片
传导贴片很难黏附在皮肤上	透明膜未撕掉	撕掉传导贴片表面上的薄膜
	清洗后立即贴上传导贴片	待传导贴片干透后才贴上
	传导贴片表面损坏	更换传导贴片
	传导贴片弄脏并失去黏性	更换传导贴片或用少量清水清洁贴片的黏性面并擦拭表面
传导贴片很黏	出汗时使用传导贴片	将传导贴片放在冰箱中过夜
	传导贴片清洗时间过长或过于频繁	
	传导贴片存放在高温、潮湿、阳光直射的地方	
很难感受到刺激	脚底太干燥，需要湿润皮肤	在脚上涂抹保湿霜或水，以确保足部得到充分滋润
	双脚没有正确地放置脚垫上	确保双脚正确地放在每个踏板上
	传导贴片未正确黏贴在皮肤上	将传导贴片牢固地贴在皮肤上
	传导贴片相互叠着	重新整理传导贴片避免重叠
	电源连接线连接不正确	正确连接电源连接线
	强度太弱	增加强度
皮肤变红或皮肤感到刺激	传导贴片表面脏或太干燥	用水轻轻清洗传导贴片的黏合表面约3秒
	传导贴片黏合表面损坏	更换传导贴片

 产品技术与参数

产品名称	: 脉冲循环机
产品型号	: MAX-M01MC0300G
电源输入	主机: 6V DC / 4x1.5V AA* 型碱性电池 遥控器: 2x1.5V AAA* 型碱性电池
适配器输入	: AC 100-240V~50-60Hz 0.1A
适配器输出	: DC 6V 500mA3.0W
电池寿命	: >350 分钟
耗电量	: 1.05W
工作温度和湿度	: -5°C to 50°C, 30%to 90% RH
储存温度和湿度	: -10°C to 60°C, 10% to 95% RH
产品尺寸	: 338(L) x 324 (W) x 48(H) mm
产品重量	: 950 g
内含配件	

数量	配件
1	脉冲循环机
1	AC/DC 电源插头
1	遥控器
2	传导贴片电源连接线
4	传导贴片
1	说明书

\*产品不含电池



# EMS CIRCULATION BOOSTER



## User Manual

MAX- M01MC0300G



## COMPANY PROFILE

After two decades of experience in the health industry, **maxcare** founder utilized his knowledge and expertise in massage therapy from an Asian-Pacific perspective to establish our brand - **maxcare** . Our massage therapy business was expanded to Hong Kong in 2012 and is conferred 2017 Hong Kong Top Brand Award. Based in Hong Kong, we are specializing in design & innovation, manufacturing, and retailing of massage and healthcare products.

Believing in the value of 'Technology improves our quality of life' and 'Caring for your family', **maxcare** has been innovating highly qualified products with international patents. Besides, **maxcare** products fulfill various international safety standards, namely EU CE Mark, US UL/ETL Mark, Germany GS Mark, TUV certification, and China CCC Mark.

Motivated by our value, **maxcare** founder has been leading us to be one of the most competitive brands in Hong Kong health industry. **maxcare** applies the contemporary fashion design – neat and modern – on the mechanical engineering of massage chairs. To deliver our value and offer incredible massage experience and healthcare solution to the public, **maxcare** devotes to the innovation, design, manufacturing the top-notch family massage products. By integrating the company philosophy –Spirit of Healthy Life - into our products, **maxcare** brings health to everyone.



Thank you for purchasing Maxcare's products. Before using the product, please read this manual thoroughly, particularly the Safety Precautions section, for the correct use of the product.

This manual should be well kept for easy reference. It enables you to perform a safe and efficient operation.

## CONTENT

---

Safety Precautions .....	P.01 - P.03
Name and Function of Components .....	P.04 - P.05
How to Use .....	P.06 - P.07
Cleaning and Maintenance .....	P.07
Troubleshooting .....	P.08
Technical Specifications .....	P.09



## Safety Precautions



### 1. Important safety warning

- Keep children and pets away from the movable parts of this product.
- Please use well-grounding power supply suited to this product.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Do not use unauthorized accessories.
- Do not use this product outdoors.
- Please read this manual instruction carefully before operation.
- Any other usage that is not listed in this manual instruction is forbidden.
- Recommended usage time of this product is 30 minutes/ session.
- Please check if any part of this products is damaged before use. If so, please do not use it, and contact us for repair.
- Please do not use it if the cover, shell or surface is damaged.
- Please do not drop anything into this product.
- Please do not fall asleep while using this product.
- Please do not use it while driving.
- Please do not use it if drunk or feeling unwell.
- Please do not use it within one hour after having meal.
- Please do not adjust to the maximum intensity at the beginning of the massage to avoid possible injury.
- Keep the plug clean from needles, rubbish or water.
- If the power cord is damaged, do not attempt to change on your own. Please contact us for repair for safety reasons.
- Do not stand on this product, only use when seated.
- If you want to move the Electrode Pad to other region during treatment, be sure to turn off the power first, to avoid injury or damage to the product.
- Do not start treatment while wearing an electronic device.



### 2. Environment for usage

- Please do not use it in a moist environment such as bathrooms.
- Please do not use it when there is a drastic change in temperature.
- Please do not use it under heavy-dusty or caustic environment.
- Please do not use it where there is not enough space or not good ventilation.
- Please switch off the power and unplug the machine after use.
- Do not use outdoors.
- Do not place it near fire or direct sunlight.
- When moved from a low-temperature storage to a warm environment, the moisture inside the machine may affect, or damage, its functionality. Please rest the product within room temperature for 1 hour before use.



## Safety Precautions



### 3. People who have the below symptoms, please consult a doctor before use

- People who are suffering from skin conditions such as swollen skins, sunburnt or other dermatology diseases and infectious disease.
  - People who are suffering from malignant tumors, acute diseases, heart diseases, stroke or severe hypertension.
  - People who are suffering from any difficulties related to respiratory organs.
  - People who are suffering from abnormal blood pressure, or any blood circulation disorders such as thrombosis, severe aneurysms and venous tumors, or from any skin infections.
  - People who are suffering from perception disorders due to diabetes.
  - People who have a fever.
  - People who are suffering from injuries or skin diseases.
  - Children under 14-year old or people mentally unbalanced without being supervised are not allowed to use this machine.
  - People who are pregnant.
  - People who are told by doctor to have rest or people who feel unwell.
  - People whose bodies are wet are forbidden to use this product.
  - People who are receiving medical treatment, especially those who are physically unfit.
  - People who have open wounds.
  - People who aim for recovery.
  - This unit must not be used in combination with the following medical devices:
    - Internally transplanted electronic medical devices, e.g., pacemakers.
    - Electronic life support equipment, such as respirators.
    - Electronic medical devices attached to the body, such as electrocardiographs.
- Using this unit with other electronic medical devices may cause erroneous operation of those devices.



### 4. Safety

- Do not use this unit near the heart, above the neck, on the head, around the mouth.
- Please do not place heavy objects on this product.
- Do not use other therapy devices while using this product.
- This product is not to be used for medical treatment purposes.
- Only one person at a time.
- Recommended usage time of this product is 30 minutes/ session.
- Check if the voltage is suitable to the specification of this product.
- Do not use wet hands to pull the plug.
- Do not allow water to get into the product, to avoid electric shock or damage to this product.
- Do not pull or drag the power cord when unplugging. Please be gentle.
- Do not damage the wires or change the circuit of this product.
- Do not use wet cloths to clean the electric parts such as the switch and plug.



## Safety Precautions

- Be away from this product during power cut to prevent injury in case power resumes suddenly.
- Stop using this product if there appears any irregularity, and please contact us immediately.
- Stop using this product if it causes discomfort, and please consult a doctor.
- This appliance is not intended for people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by us in order to avoid a hazard.
- Keep the power cord away from hot or moving objects.
- Please cut off power and pull out plug before moving.
- If the product is found damaged, broken, suffering from power leakage, or with exposed parts, please stop using it.
- Do not leave the product unattended when it is operating.



## 5. Maintenance

- This product should be maintained by us, users are prohibited to disassemble or maintain by themselves.
- Please always turn off the main power after use.
- Do not use this product if the socket is loose.
- If this product is to be left idle for long, please tie up the power cords and keep it in dry and dustless environment.
- Do not keep this product at a high temperature or near fire. Do not keep under direct sunlight.
- Please clean this product with dry cloths. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this product are specially designed and made, no special maintenance required.
- Do not point sharp objects at this product.
- Please use it intermittently; do not keep it continuously running for long.




## 6. Solution of ordinary malfunctions



- If the rated working time is over, the power will automatically turn off. If this product works continuously for too long, the temperature control will automatically turn off the machine, if so, please allow a 30-minute break before resuming.

 Name and Function of Components

Product structure



- A. Main Unit
- B. DC Power Adapter
- C. Remote Control
- D. Electrode Gel Pad x 4 pcs.
- E. Wire cable connecting the Electrode gel pads and device
- F. A storage bag




Front View





- 1. LCD display screen
- 2. Control Panel
- 3. Electro Pedal for Left Foot
- 4. Electro Pedal for Right Foot
- 5. Gel pad Jack A
- 6. Gel pad Jack B
- 7. Remote control receiver sensor
- 8. Decoration nod
- 9. AC jack for the adapter


Side View




 Name and Function of Components

**Function**




	ON/OFF switch button
<b>BODY -</b>	Decrease the output intensity of body (Available from 1 - 99 levels)
<b>BODY +</b>	Increase the output intensity of body (Available from 1 - 99 levels)
<b>SOLE -</b>	Decrease the output intensity of Sole (Available from 1 - 99 levels)
<b>SOLE +</b>	Increase the output intensity of sole (Available from 1 - 99 levels)
<b>TIME -</b>	Decrease the operation time (available from 1-60 minutes)
<b>TIME +</b>	Increase the operation time (available from 1-60 minutes)
<b>AUTO</b> <b>MODE</b>	Auto - is the preset program with 14 patterns in cycle running for Foot and 10 patterns in cycle running for body. Mode - user can fix the program to the exiting massage pattern on the rest of the time

Electrode area of the unit and gel pad:



On the device the black color area on the device which is the electrode area for the sole.  
(See. the fig. A)



On the gel pad, the black color area on the sticky part is the electrode area for the body, size is 5cm x 9 cm.  
(see. the fig. B)



 How to Use

HOW TO USE




FOR FOOT - SOLE

1. Place both bare feet onto EMS Circulation Booster (do not wear socks).
2. Press the on/off button, the LCD screen will light up in White. And the program will show AUTO and both numbers will show 00, meaning the machine is in standby mode. (See Fig. 1)
3. Gently increase intensity setting by pushing the button of "SOLE +". Or decrease intensity setting by pushing the button of "SOLE-". The intensity level is adjustable between 0 and 99. The LCD display will show the selected level. (See Fig. 2)
4. You can adjust the auto off timer by pressing the "Time -" or "Time +". Timers range from 1-60 minutes. To terminate the massage period, user can turn off the unit anytime by pressing the on/off button once. The timer will start to count down from your chosen time setting. (See Fig.3)
5. If the current massage program you are using is satisfactory, then you can lock the program in place by pressing the Auto/Mode key. This will make the rest of the current massage timer run only on the selected setting. (See. Fig. 4)

 **Attention:**

- A. The aim is not to get up to level '99'.
- B. Chose an intensity level that is comfortable for you!  
This level may vary from day to day.
- C. Drink adequate water to ensure the effectiveness of the device.
- D. If you have dry feet- moisturize them generously with water or moisturizer for optimal results.

EMS Circulation Booster is designed to be used at any time before or after exercise, either to improve circulation before working out, or to aid with the recovery process afterwards. For best results and optimal recovery, use for at least 30 minutes within 8 hours after exercising.



## How to Use

### HOW TO USE

#### FOR BODY

##### USING THE GEL PADS

Wash and dry skin before use.

1. Plug in the 2 cables into the cable jack on the unit. (See Fig.5)
2. Connect pin of the cable to the gel pad properly. (See Fig.6)
3. Remove the protective film on the gel pad. All four gel pads to the area of the body you wish to treat.
4. Press the on/off button to turn on the unit and adjust the EMS output intensity to the desired level for use on the body. Gently increase intensity setting by pushing the button of "Body +". Or decrease intensity setting by pushing the button of "Body -". The display will show the mode and level that you selected and start to count down. (see Fig. 7).





Fig. 5




Fig. 6

##### CARE OF YOUR GEL PADS

Never stick two adhesive pads to each other. Keep the adhesive gel pads clean, never expose them to high temperature or direct sunshine. If the electrode gel pads are insufficiently adhesive or dirty, wipe with a wet cloth or change for new ones.

**!** Do not clean the electrode gel pads with any chemical.





Fig. 7



## Cleaning and Maintenance

##### Main Device & Gel Pad

- Always keep the main device clean by using a piece of dry and soft cloth to wipe the surface.
- Do not spill liquid on the device or immerse it in water.
- Keep it in a cool and dry place.
- Do not clean with chemicals.
- Keep out of the reach of children and pets.

## ? Troubleshooting

The following symptoms do not indicate malfunction. Please check the below phenomenon to find out the solution before contact customer services department. If the problem still cannot be solved, please do not dismantle or repair the product. You should stop using it and contact us immediately.

Issues	Possible Causes	Solutions
Device will not turn on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batteries inserted in wrong direction.</li> <li>- The adapter is not plugged well into device properly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert batteries in correct direction or check the battery is fully powered.</li> <li>- Check the connection of the adapter jack is in well connected.</li> </ul>
Power turns off too soon.	Gel pads not attached correctly to the skin.	Attach Gel pads correctly to the skin.
Power turns off while using massager.	if you are using the batteries operation, then the batteries could be weak/exhausted.	Fit 4 new identical 1.5V alkaline batteries type AA
	Treatment period of 30 minutes is over and power turns off automatically.	Restart treatment
	if you are using the body massage, the electrode gel pad may break.	Replace electrode gel pad
It is difficult to attach Gel pad to the skin.	Transparent film not peeled off	Peel off film on the adhesive surface of Gel pad
	Gel pad applied immediately after washing	Sufficiently dry Gel pad
	Adhesive surface of Gel pad damaged	Replace Gel pad
	The gel pads get dirty and lost their adhesive/stickiness	Replace Gel pad or clean the gel pad with a small drop of water onto the sticky side of the electrode pad and rub into the surface
Adhesive surface of Gel pad is sticky.	Use of Gel pad during perspiring	Leave Gel pad in freezer for overnight
	Gel pad washed too long and/or too frequently	
	Gel pads stored under high temperature, high humidity, direct sunshine	
It is difficult to feel stimulation.	The soles of the feet are too dry and need to be moisturized.	Apply some cream or water to the feet to ensure they are adequately moisturized.
	The sole of the foot is not placed on the foot pad properly	Ensure both of your feet are placed on each pedal properly.
	Gel pads not attached correctly to the skin	Attach Gel pad firmly to the skin
	Gel pads overlap each other	Reattach Long Life pads with no overlap
	Electrode cord not connected correctly	Connect electrode cord correctly
	Applied intensity too weak	Increase the intensity by turning the dial switch
The skin turns red or the skin feels irritated.	Adhesive surface of Gel pads dirty or dry	Wash adhesive surface of Gel pads softly with your fingertips for about 3 seconds under slow running water
	Adhesive surface of Gel pads damaged	Replace Gel pads

 **Technical Specifications**

- Product Name : EMS Circulation Booster
- Model : MAX-M01MC0300G
- Power supply : Main unit: 6V DC or 4x1.5V alkaline batteries type AA\*  
: Remote control: 2x1.5V alkaline batteries type AAA\*
- Adapter Input : AC 100-240V~50-60Hz 0.1A
- Adapter Output : DC 6V 500mA3.0W
- Battery life : >350 minutes
- Frequency generation : Approx. 10 Hz to 55.56 Hz
- Power consumption : 1.05W
- Operating temperature and humidity : -5°C to 50°C, 30%to 90% RH
- Storage temperature and humidity : -10°C to 60°C, 10% to 95% RH
- Main unit dimensions : 338(L) x 324 (W) x 48(H) mm
- Weight Approx. : 950 g
- Package Contents :

Quantity	Parts
1	EMS Circulation Booster
1	AC/DC Adapter
1	Remote Control
2	Cable Wire for Electrode Gel pads
4	Electrode Gel pads
1	Instruction manual

\*Batteries are not included



商標持有 : 美斯凱實業有限公司  
Trademark holder: Maxcare Industrial Limited

客戶服務熱線 Customer Service Hotline :  
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383  
中國 China - (86) 400 882-1883

[www.maxcareonlineshop.com](http://www.maxcareonlineshop.com)