


INSPIREFOOT

Foot Massager

靈感足師



產品使用說明書

MAX-Y03508P

MAX-Y03508B



企業介紹

maxcare 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，了解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了**maxcare** 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。**maxcare** 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品。**maxcare** 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

maxcare 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。**maxcare** 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。**maxcare** 將「無限關愛，源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。

INSPIREFOOT

Foot Massager



靈 感 足 師

感謝您選購 maxcare® 產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

目錄


安全注意事項	P.01 - P.02
機件名稱及功能	P.03
使用方法	P.04 - P.06
產品的清潔、保養	P.07
故障排除	P.08
產品技術與參數	P.09

 安全注意事項 1. 重要安全警告


- 請仔細參閱本使用說明書，並按照說明書指示使用產品。
- 請確保產品遠離水源，避免進水引起短路。
- 請使用符合產品規格的插頭。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 請勿在室外使用。
- 建議使用時間為15分鐘。
- 連續使用此產品時間請勿超過30分鐘。
- 使用前，請檢查機件、電源線或插頭是否破損或損壞，如有破損請立即停止使用，請勿擅自拆卸修理，應聯絡本公司來修理。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用本產品。
- 禁止用水清洗本產品。

 2. 使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體的環境下使用此產品。
- 請勿在空氣不流通的環境下使用此產品。
- 使用完畢後請關閉電源，拔掉電源插頭。
- 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- 請勿在室溫低於5°C的環境下使用產品，因為潤滑油的稠化可能會加大機器齒輪傳動件的磨損，影響使用壽命。
- 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- 請勿將產品放置在靠近火源或陽光直射的地方，以免造成產品褪色。
- 如產品由低溫處移到較溫暖的環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響產品正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。

 3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用





- 皮膚有創傷或有傳染性皮膚病患者。
- 患有糖尿病、感覺障礙、惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高、低血壓等患者。
- 有出血傾向、血栓症、嚴重的動脈瘤或急性靜脈瘤等血液重複障礙等症狀者。
- 腳部腫痛或發炎人士。
- 靜脈炎、血栓形成、關節功能障礙、炎症、骨骼脆弱或骨質疏鬆症患者。
- 有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 身體有銷釘、螺絲或人工關節人士。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 無人監管時14歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 產品有發熱功能，對熱敏感的人使用時必須注意。


 安全注意事項 4. 安全事項

- 請勿在產品上放置重物。
- 請將產品放置在平坦的地面上。
- 使用時，請勿在產品上覆蓋毛毯或枕頭，以免引起過熱而導致使用者灼傷，甚至引起火災。
- 使用本機時請勿站立。
- 本產品僅限一人使用，請勿兩人或以上同時使用。
- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭或操作控制面板。
- 防止液體進入此產品，避免觸電，導致故障或損壞機器。
- 插拔電源插頭時請勿拉扯電源線，不可過於粗暴。
- 請勿使電線受損或更改此產品電路。
- 請勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等帶電部位；應用乾布清潔，不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 如果發生停電應該拔掉電源，停止使用產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不適合提供給身體有殘障、感官或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，應先諮詢醫生意見，及必須在監護人的看護下謹慎使用。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 移動產品時，請勿直接拉扯電源線或拖拉本產品，以免造成損壞。
- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸、修理、任意改造機體結構或更換零件。
- 請勿放置在接近火源、高溫及易燃的地方，避免發生故障和危險，易造成變形、變色或損壞。
- 請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
- 本產品為個人按摩產品，不能代替藥品和醫療器；請勿用於治療目的。
- 請正確使用本產品，否則可能會發生事故或引起身體不適。

機件名稱及功能




機件名稱



 使用方法




使用方法

插上電源，產品顯示 代表進入待機狀態

按鍵	描述	顯示燈									
電源鍵 	輕按一次開機，進入預設工作模式: P1模式，工作時間15分鐘，氣壓強度L5，加熱H1	常亮									
	再次輕按，產品停止工作，進入待機狀態	OFF									
定時鍵 	預設工作時間15分鐘，每按一次增加5分鐘，最高增加至30分鐘	倒數計時									
強度鍵 	預設9段氣壓強度選擇，開機默認L5； 按一下調節至 L6 > L7 > L8 > L9 > L1 > L2 > L3 > L4 > L5 依次序重複 最弱 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>L1</td><td>L2</td><td>L3</td><td>L4</td><td>L5</td><td>L6</td><td>L7</td><td>L8</td><td>L9</td></tr></table> 最強	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	Intensity L1-L9
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9			
強度增加鍵 Intensity+	按此鍵增加氣壓強度										
強度增加鍵 Intensity-	按此鍵降低氣壓強度										
模式鍵 	預設5種模式選擇，開機默認P1模式 P1：氣壓揉捏+滾輪按摩，以緩慢速度每60秒進行一次按壓足部，滾輪每60秒切換一次正反轉方向，不斷循環。	Mode P1									
	P2：氣壓揉捏+滾輪按摩，以中等速度每30秒進行一次按壓足部，滾輪每30秒切換一次正反轉方向，不斷循環。	Mode P2									
	P3：氣壓揉捏+滾輪按摩，以頻密速度每10秒進行一次按壓按摩足部，滾輪每10秒切換一次正反轉方向，不斷循環。	Mode P3									
	P4：氣壓揉捏停止，滾輪以緩慢速度旋轉按摩足部，每60秒切換一次正反轉方向，不斷循環。	Mode P4									
	P5：主要是氣壓揉捏，滾輪停止工作。	Mode P5									







 使用方法

使用方法

按鍵	描述	顯示燈
小腿鍵 	預設3段小腿氣壓模式·開機默認氣壓關閉L0	L0
	按一下調節至L1 弱 > L2 中 > L3 強 > L0 依次序重複	Leg L1-L3
小腿強度增加鍵 Leg +	按此鍵增加小腿氣壓強度	
小腿強度減弱鍵 Leg -	按此鍵降低小腿氣壓強度	
加熱鍵  	預設2段加熱溫度選擇·開機默認H1檔 H1檔：加熱溫度45°C	Heat H1
	按一下進入H2檔：加熱溫度50°C	Heat H2
	再次輕按·關閉加熱功能	Heat H0


使用方式

使用說明


1. 使用前請檢查產品是否有破損，確認後；將產品放置平穩後，將插頭插入電源插座。
2. 顯示屏會出現藍色燈顯示 OFF，表示產品進入待機狀態。
3. 將雙腳調整至適當位置，輕按電源鍵開機；預設開機按摩模式為P1，按摩時間15分鐘，氣壓強度L5，加熱H1。
4. 使用過程中，按  鍵選擇按摩模式；按  鍵選擇氣壓強度；按  鍵開啟腿部氣壓按摩模式；按  鍵開啟或關閉腳底加熱模式；按  鍵選擇按摩時間。
5. 當按摩時間到了，產品會自動關機。如果中途想關機，可以直接按  鍵關閉，顯示屏出現OFF代表進入待機狀態。

注意：使用外置腿部按摩器之前，請先將接駁頭插入機器背面的插座中，如下圖所示。

安裝前:




安裝後:



產品的清潔、保養

清潔

- 清潔之前，請確保關閉電源，電源插頭已經從插座拔出。
- 請使用柔軟的乾布或輕微濕潤的布擦拭產品表面。
- 腳套可自行拆洗，按圖示打開拉鍊拆卸



注意

- 請勿濕手拔插電源插頭。
- 請勿用水沖洗產品，或將任何液體濺到產品內部。
- 請勿使用苯或稀釋劑等腐蝕性液體清潔產品，以免造成產品褪色或損壞。
- 產品潮濕時，請停止使用及請勿拆卸，讓產品自然風乾即可。

保養

- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所，以及有揮發性氣體的環境。
- 如果長時間不使用此產品，請用防塵罩（請自行購買）套住此產品，防止落入灰塵。



注意

- 不使用時，請確認關閉電源，並拔去電源插頭。

溫馨提示

長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：

- 有焦糊氣味；
- 觸動導線後有時通電，有時斷電；
- 電源線發熱；
- 電源線是否破損；
- 拆洗腳套時，請勿用力拉扯拉鍊，以免造成損壞布套；
- 其它異常。




注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭；請勿私自拆卸修理，請與本公司聯絡。

? 故障排除

以下現象並非表示故障。請在聯絡客戶服務部之前，先檢查是否出現以下情況，從而找出解決方案。若問題仍未能解決，請勿自行拆開及維修。應立即停止使用及與我們聯絡。

序號	現象	可能原因	處理方法
1	運作時出現“咻咻” “嗒嗒”的聲音	產品正常工作時發出的聲音或內部機件與布套之間的摩擦聲音	無需任何處理
2	無法開機	電源插頭沒有插好	連接好插頭
		電源開/關未開	開啟電源開/關
		工作時間過長，電機過熱保護	待電機自然冷卻後再使用
3	突然停止操作	斷電	檢查電源介面是否連接好
		按摩時間到了，自動關機	重新開啟開/關按鈕
		連續使用時間過長，產品過熱保護	產品冷卻後，重新開啟開/關按鈕
		施力過大，按摩球堵轉	放鬆腳掌，減輕機器負荷


 產品技術與參數

產品名稱	: 靈感足師
產品型號	: MAX-Y03508B (銀色) MAX-Y03508P (紫色)
額定電壓	: 220V~ 50Hz
額定功率	: 60W
額定時間	: 15分鐘
產品尺寸	: 47.5 x 27 x 43cm
加熱溫度	: H1檔 45°C H2檔 50°C
包裝尺寸	: 47.5 x 27 x 43cm
產品淨重	: 5.9kg
產品重量	: 7.2kg
內含配件	: 足部按摩器、外置腿部按摩器、遙控器(不含電池)、 電源插頭、說明書

INSPIREFOOT

Foot Massager

灵感足师



产品使用说明书

MAX-Y03508P
MAX-Y03508B



企业介绍

maxcare® 集团领导人凭着二十多年生产健康按摩产品经验，了解亚洲人对按摩产品的特别需求，创立了 maxcare 品牌，并于2012年在香港大力拓展按摩产品市场，更于2017年获得香港名牌殊荣。maxcare® 以香港作为基地，专注于研发、生产及销售家庭健康器械。

maxcare® 秉持「科技提升生活质量」、「用心关爱家庭健康」的服务宗旨，不断推出创新性的高品质产品。maxcare® 产品不仅通过欧盟CE、美国UL/ETL、德国GS、TUV、中国3C等多项国际品质和安全认证，同时申报并获得了多项国际专利。

maxcare® 在集团创立者的领导下及企业使命的推动下，现已成为香港最具竞争优势的家庭健康按摩品牌之一。maxcare® 企业在专注于研究按摩椅技术的基础上，融入人们对生活的全新理解——简约、时尚的设计元素。maxcare® 本着关爱生活的健康原则，努力致力于研发、设计、生产优质的家庭健康按摩产品，为家庭和办公室人群提供高品质的健康按摩产品和全身全方位的健康解决方案。maxcare® 将「无限关爱·源自点滴」的企业理念融入产品之中，将健康带到每个人的身边。

INSPIREFOOT

Foot Massager



灵感足师

感谢您选购 maxcare® 产品，使用前请仔细阅读产品使用说明书，并特别注意安全事项，以便正确操作及使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作模式，请在阅读后妥为收藏，以便日后随时取出参阅。

目录


安全注意事项	P.01 - P.02
机件名称及功能	P.03
使用方法	P.04 - P.06
产品的清洁、保养	P.07
故障排除	P.08
产品技术与参数	P.09

 **安全注意事项** **1. 重要安全警告**


- 请仔细阅读本使用说明书，并按照说明书指示使用产品。
- 请确保产品远离水源，避免进水引起短路。
- 请使用符合产品规格的插头。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请勿在室外使用。
- 建议使用时间为15分钟。
- 连续使用此产品时间请勿超过30分钟。
- 使用前，请检查机件、电源线或插头是否破损或损坏，如有破损请立即停止使用，请勿擅自拆卸修理，应联络本公司来修理。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此产品。
- 请勿在进餐之后一小时内使用本产品。
- 禁止用水清洗本产品。

 **2. 使用环境**

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此产品。
- 在环境温度急剧变化时请勿使用此产品。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体的环境下使用此产品。
- 请勿在空气不流通的环境下使用此产品。
- 使用完毕后请关闭电源，拔掉电源插头。
- 请勿在室温高于40°C的环境下使用本产品。
- 请勿在室温低于5°C的环境下使用产品，因为润滑油的稠化可能会加大机器齿轮传动件的磨损，影响使用寿命。
- 请勿在雷击时使用，并将电源插头拔离电源插座。
- 请勿将产品放置在靠近火源或阳光直射的地方，以免造成产品褪色。
- 如产品由低温处移到较温暖的环境使用时，内部金属机件可能会聚集水气而影响产品正常运作，甚至造成机器损坏，建议移动后将产品在正常室温放置一小时后再开机使用。

 **3. 如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用**





- 皮肤有创伤或有传染性皮肤病患者。
- 患有糖尿病、感觉障碍、恶性肿瘤、急性疾病、心脏病、严重高、低血压等患者。
- 有出血倾向、血栓症、严重的动脉瘤或急性静脉瘤等血液重复障碍等症状者。
- 脚部肿痛或发炎人士。
- 静脉炎、血栓形成、关节功能障碍、炎症、骨质疏松或骨质疏松症患者。
- 有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 身体有销钉、螺丝或人工关节人士。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 无人监管时14岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 产品有发热功能，对热敏感的人使用时必须注意。


 安全注意事项 4. 安全事项

- 请勿在产品上放置重物。
- 请将产品放置在平坦的地面上。
- 使用时，请勿在产品上覆盖毛毯或枕头，以免引起过热而导致使用者灼伤，甚至引起火灾。
- 使用本机时请勿站立。
- 本产品仅限一人使用，请勿两人或以上同时使用。
- 检查电压是否符合此产品的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头或操作控制面板。
- 防止液体进入此产品，避免触电，导致故障或损坏机器。
- 插拔电源插头时请勿拉扯电源线，不可过于粗暴。
- 请勿使电线受损或更改此产品电路。
- 请勿用湿布清洁此产品电源开关、插头等带电部位；应用干布清洁，不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 如果发生停电应该拔掉电源，停止使用产品，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此产品异常请立即停止使用，并向本公司咨询。
- 如果您在使用此产品期间感到身体异常请立即停止使用，并向医生咨询。
- 本产品不适合提供给身体有残障、感官或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，应先咨询医生意见，及必须在监护人的看护下谨慎使用。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿产品来玩耍。
- 移动产品时，请勿直接拉扯电源线或拖拉本产品，以免造成损坏。
- 本产品只能由本公司维修。用户不可自行拆卸、修理、任意改造机体结构或更换零件。
- 请勿放置在接近火源、高温及易燃的地方，避免发生故障和危险，易造成变形、变色或损坏。
- 请勿在使用本机的同时使用其它治疗仪器。
- 本产品为个人按摩产品，不能代替药品和医疗器；请勿用于治疗目的。
- 请正确使用本产品，否则可能会发生事故或引起身体不适。

机件名称及功能



机件名称



 使用方法




使用方法

插上电源·产品显示 代表进入待机状态

按键	描述	显示灯									
电源键 	轻按一次开机·进入预设工作模式:P1模式·工作时间15分钟·气压强度L5·加热H1	常亮									
	再次轻按·产品停止工作·进入待机状态	OFF									
定时键 	预设工作时间15分钟·每按一次增加5分钟·最高增加至30分钟	倒数计时									
强度键 	预设9段气压强度选择·开机默认L5； 按一下调节至 L6 > L7 > L8 > L9 > L1 > L2 > L3 > L4 > L5 依次序重复 最弱 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>L1</td><td>L2</td><td>L3</td><td>L4</td><td>L5</td><td>L6</td><td>L7</td><td>L8</td><td>L9</td></tr></table> 最强	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	Intensity L1-L9
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9			
强度增加键 Intensity+	按此键增加气压强度										
强度增加键 Intensity-	按此键降低气压强度										
模式键 	预设5种模式选择·开机默认P1模式 P1：气压揉捏+滚轮按摩·以缓慢速度每60秒进行一次按压足部·滚轮每60秒切换一次正反方向·不断循环。	Mode P1									
	P2：气压揉捏+滚轮按摩·以中等速度每30秒进行一次按压足部·滚轮每30秒切换一次正反方向·不断循环。	Mode P2									
	P3：气压揉捏+滚轮按摩·以频密速度每10秒进行一次按压按摩足部·滚轮每10秒切换一次正反方向·不断循环。	Mode P3									
	P4：气压揉捏停止·滚轮以缓慢速度旋转按摩足部·每60秒切换一次正反方向·不断循环。	Mode P4									
	P5：主要是气压揉捏·滚轮停止工作。	Mode P5									







 使用方法

使用方法

按键	描述	显示灯
小腿键 	预设3段小腿气压模式·开机默认气压关闭L0	L0
	按一下调节至L1 弱 > L2 中 > L3 强 > L0依次序重复	Leg L1-L3
小腿强度增加键 Leg +	按此键增加小腿气压强度	
小腿强度减弱键 Leg -	按此键降低小腿气压强度	
加热键  	预设2段加热温度选择·开机默认H1档 H1档：加热温度45°C	Heat H1
	按一下进入H2档：加热温度50°C	Heat H2
	再次轻按·关闭加热功能	Heat H0


使用 方法

使用说明


1. 使用前请检查产品是否有破损，确认后；将产品放置平稳后，将插头插入电源插座。
2. 显示屏会出现蓝色灯显示 OFF，表示产品进入待机状态。
3. 将双脚调整至适当位置，轻按电源键开机；预设开机按摩模式为P1，按摩时间15分钟，气压强度L5，加热H1。
4. 使用过程中，按  键选择按摩模式；按  键选择气压强度；按  键开启腿部气压按摩模式；按  键开启或关闭脚底加热模式；按  键选择按摩时间。
5. 当按摩时间到了，产品会自动关机。如果中途想关机，可以直接按  键关闭，显示屏出现OFF代表进入待机状态。

注意：使用外置腿部按摩器之前，请先将接驳头插入机器背面的插座中，如下图所示。

安装前:




安装后:



产品的清洁、保养

清洁

- 清洁之前，请确保关闭电源，电源插头已经从插座拔出。
- 请使用柔软的干布或轻微湿润的布擦拭产品表面。
- 脚套可自行拆洗，按图示打开拉链拆卸。



注意

- 请勿湿手拔插电源插头。
- 请勿用水冲洗产品，或将任何液体溅到产品内部。
- 请勿使用苯或稀释剂等腐蚀性液体清洁产品，以免造成产品褪色或损坏。
- 产品潮湿时，请停止使用及请勿拆卸，让产品自然风干即可。

保养

- 请保持产品清洁并远离高湿度或高温的场所，以及有挥发性气体的环境。
- 如果长时间不使用此产品，请用防尘罩（请自行购买）套住此产品，防止落入灰尘。



注意

- 不使用时，请确认关闭电源，并拔去电源插头。

温馨提示

长年使用时，请务必检查是否有以下症状：

- 有焦糊气味；
- 触动导线后有时通电，有时断电；
- 电源线发热；
- 电源线是否破损；
- 拆洗脚套时，请勿用力拉扯拉链，以免造成损坏布套；
- 其它异常。




注意

- 如有上述现象，为防止故障和事故的发生，请停止使用产品。
- 切断电源开关，拔下电源插头；请勿私自拆卸修理，请与本公司联络。

故障排除

以下现象并非表示故障。请在联络客户服务部之前，先检查是否出现以下情况，从而找出解决方案。若问题仍未能解决，请勿自行拆开及维修。应立即停止使用及与我们联系。


序号	现象	可能原因	处理方法
1	运作时出现“咻咻” “嗒嗒”的声音	产品正常工作时发出的声音或内部机件与布套之间的摩擦声音	无需任何处理
2	无法开机	电源插头没有插好	连接好插头
		电源开/关未开	开启电源开/关
		工作时间过长，电机过热保护	待电机自然冷却后再使用
3	突然停止操作	断电	检查电源介面是否连接好
		按摩时间到了，自动关机	重新开启开/关按钮
		连续使用时间过长，产品过热保护	产品冷却后，重新开启开/关按钮
		施力过大，按摩球堵转	放松脚掌，减轻机器负荷

 产品技术与参数

产品名称	: 灵感足师
产品型号	: MAX-Y03508B (银色) MAX-Y03508P (紫色)
额定电压	: 220V~ 50Hz
额定功率	: 60W
额定时间	: 15分钟
产品尺寸	: 47.5 x 27 x 43cm
加热温度	: H1档 45°C H2档 50°C
包装尺寸	: 47.5 x 27 x 43cm
产品净重	: 5.9kg
产品重量	: 7.2kg
内含配件	: 足部按摩器、外置腿部按摩器、遥控器(不含电池)、 电源插头、说明书

INSPIREFOOT

Foot Massager



User Manual

MAX-Y03508P
MAX-Y03508B



COMPANY PROFILE

After two decades of experience in the health industry, **maxcare** founder utilized his knowledge and expertise in massage therapy from an Asian-Pacific perspective to establish our brand - **maxcare** . Our massage therapy business was expanded to Hong Kong in 2012 and is conferred 2017 Hong Kong Top Brand Award. Based in Hong Kong, we are specializing in design & innovation, manufacturing, and retailing of massage and healthcare products.

Believing in the value of 'Technology improves our quality of life' and 'Caring for your family', **maxcare** has been innovating highly qualified products with international patents. Besides, **maxcare** products fulfill various international safety standards, namely EU CE Mark, US UL/ETL Mark, Germany GS Mark, TUV certification, and China CCC Mark.

Motivated by our value, **maxcare** founder has been leading us to be one of the most competitive brands in Hong Kong health industry. **maxcare** applies the contemporary fashion design – neat and modern – on the mechanical engineering of massage chairs. To deliver our value and offer incredible massage experience and healthcare solution to the public, **maxcare** devotes to the innovation, design, manufacturing the top-notch family massage products. By integrating the company philosophy –Spirit of Healthy Life - into our products, **maxcare** brings health to everyone.

INSPIREFOOT

Foot Massager

Thank you for purchasing Maxcare's products. Before using the product, please read this manual thoroughly, particularly the Safety Precautions section, for the correct use of the product.

This manual should be well kept for easy reference. It enables you to perform a safe and efficient operation.

CONTENT

Safety Precautions	P.01 - P.02
Name and Function of Components	P.03
How to Use	P.04 - P.06
Cleaning and Maintenance	P.07
Troubleshooting	P.08
Technical Specifications	P.09

 **Safety Precautions** **1. Important safety warning**

- Please read and comply with the user manual before operation.
- Keep product away from sources of water to prevent short circuit caused by ingress of water into the product.
- Please use an adapter which is in accordance with the specification of the product.
- Disconnect the product after use or before cleaning to prevent injury or damage.
- Do not use outdoors.
- Recommended usage time of this product is 15 minutes/ session.
- Please do not keep this product running continuously for over 30 minutes.
- Please check if any part of this product is damaged before use. If so, please stop using it immediately and do not dismantle or repair by yourself. You should contact us for repair.
- Please do not use it if drunk or feeling unwell.
- Please do not use it within one hour after having meal.
- Do not wash the product

 **2. Environment for usage**

- Do not use it in a humid environment such as a bathroom.
- Do not use it when there is a drastic change in temperature.
- Do not use it under heavy-dusty or caustic environment.
- Do not use it in an environment with poor ventilation.
- Please turn off the power and unplug the power plug after use.
- Do not use it when the surrounding temperature is up to 40°C.
- Please do not use it when surrounding temperature is below 5°C. The lubricant will get thicker quickly and increase the friction between parts.
- Turn off and unplug during thunderstorms.
- Do not place it near fire or direct sunlight, to prevent product color fading.
- When moved from a low-temperature storage to a warm environment, the moisture inside the machine may affect, or damage, its functionality. Please rest the product within room temperature for 1 hour before use.

 **3. People who are not suitable to use the product**

- People who have rashes or infectious skin diseases.
- People who have diabetes, sensory impairment, malignant tumors, acute illnesses, heart diseases, or severe high blood pressure, etc.
- People who suffer from any bleeding tendency, thrombosis, severe aneurysm or acute venous aneurysm and other symptoms of blood circulation disorder.
- People who are suffering from swollen feet or inflamed feet.
- People who are suffering from phlebitis, thrombosis, joint dysfunction, inflammation, weak bones or osteoporosis, etc.
- People who suffer from heart disease or carrying electronic medical device such as a heart pacemaker.
- People who have pins or screws inside the body, or artificial joints.
- People who have a fever.
- Pregnant or menstruating women.
- Children under 14-year-old or who are delirious without being supervised are not allowed to use this product.
- For those who need to rest or feel unwell after being instructed by a doctor.
- The product has a heating function. It must be used carefully by those who are sensitive to heat.



Safety Precautions







4. Safety

- Do not place heavy objects on top of the product.
- Please place the product on flat ground.
- Do not operate under a blanket or pillow. Overheating can occur causing fire, electric shock, or other injuries.
- Do not stand while using the product.
- The product can only be used by a single user at a time.
- Check if the voltage in accordance with the specification of this product.
- Do not use wet hands to pull the plug or touch the control panel.
- Do not allow liquid to get into the product, to prevent electric shock or damage to this product.
- Do not pull or drag the power cord when unplugging. Please be gentle.
- Do not damage the wires or change the circuit of this product.
- Do not use wet cloths to clean the electric parts such as the switch and plug. Please clean this product with dry cloths. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- Be away from this product and turn off the plug during a power cut, to prevent injury in case power resumes suddenly.
- Stop using this product if there is any irregularity, and please contact us immediately.
- Stop using this product if you feel any physical abnormality. Please consult a doctor.
- This product is not intended for people (including children) who are physically handicapped, sensory or neurological deficits, or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or instruction concerning the use of the product by their guardian.
- Children should be supervised to ensure they do not play it as a toy.
- Do not directly pull or drag the power cord when moving the product to avoid damage.
- This product should be maintained by us, users are prohibited to dismantle, repair or maintain by themselves.
- Keep away from fire, high temperature or flammable, to avoid malfunctions and dangers that may cause deformation, discoloration or damage.
- Do not use other therapy devices while using this product.
- This product is a personal care massager and cannot replace medicines and medical devices.
- Please strictly follow the instructions, otherwise an accident or physical discomfort may occur.

⚙️ Name and Function of Components







Product structure



 How to Use




How to Use

When connected to the power supply, the product will enter standby mode, indicated by the light displaying "OFF."







Buttons	Description	Display									
ON/OFF  	Press the power button once to turn on the device and enter the default working mode: P1 mode, with a working time of 15 minutes, air pressure intensity at L5, and heat level at H1.	Lights On									
	Press the power button again to stop the device from operating and enter standby mode.	OFF									
Time  	The default working time is 15 minutes. Each press increases the time by 5 minutes, up to a maximum of 30 minutes.	Countdown									
Intensity 	There are 9 levels of air pressure intensity. When turned on, the default setting is L5. Press the button once to adjust the intensity to L6, then to L7, L8, L9, L1, L2, L3, L4, and finally back to L5 in a sequential loop. Weakest <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>L1</td><td>L2</td><td>L3</td><td>L4</td><td>L5</td><td>L6</td><td>L7</td><td>L8</td><td>L9</td> </tr> </table> Strogest	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	Intensity L1-L9
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9		
	Intensity increase Intensity+	Press this button to increase the air pressure intensity.									
Intensity decrease Intensity-	Press this button to decrease the air pressure intensity.										
Mode  Mode	There are 5 preset modes to choose from, with P1 mode being the default upon startup. P1: Airbag kneading works + roller rotates and massages the feet for 60 seconds with a slow frequency. It intermittently holds the feet, and the roller switches between forward and reverse cycles every 60 seconds.	Mode P1									
	P2: Airbag kneading works + roller rotates and massages the feet for 30 seconds with a moderate frequency. It intermittently holds the feet, and the roller switches between forward and reverse cycles every 30 seconds.	Mode P2									
	P3: Airbag kneading works + roller rotates and massages the feet for 10 seconds with a moderate frequency. It intermittently holds the feet, and the roller switches between forward and reverse cycles every 10 seconds.	Mode P3									
	P4: Airbag kneading is turned off + roller rotates and massages the feet for 60 seconds with a slow frequency. The roller switches between forward and reverse cycles every 60 seconds.	Mode P4									
	P5: Airbag kneading works + roller stops working.	Mode P5									

 How to Use

How to Use


Buttons	Description	Display
Leg massage 	Default setting for the 3-level calf air pressure mode, with air pressure turned off at startup (L0).	L0
	Press once to adjust to L1 (weak), then to L2 (medium) > L3 (strong) > L0 (Turn off) in a sequential loop.	Leg L1-L3
Leg intensity increase Leg +	Press this button to increase the intensity of calf air pressure.	
Leg intensity decrease Leg -	Press this button to decrease the intensity of calf air pressure.	
Heat  	Default setting for the 2-level heating temperature selection, with H1 mode being the default at startup. H1 mode: Heating temperature 45°C	Heat H1
	Press once to enter H2 mode: Heating temperature 50°C	Heat H2
	Press again to turn off the heating function.	Heat H0

 How to Use**How to Use**


1. Please check if the product is damaged before use. Place the product on a stable surface and insert the plug into a power outlet.
2. The display screen will show "OFF" indicating that the product is in standby mode.
3. Adjust the foot to a comfortable position and press the power button to turn on. The default massage mode is P1, with 15 minutes massage time, air pressure intensity at L5, and heat level at H1.
4. During use, press  button to select the massage mode. Press  button to adjust the air pressure intensity. Press  button to turn on the leg air pressure massage mode. Press  button to turn on or off the heating mode. Press  button to adjust the massage time.
5. When the massage time is up, the product will automatically shut down. Alternatively, you can press  button directly to turn it off during use. The display screen will show "OFF" to indicate that it has entered standby mode.

Note: Before using the external leg massager, please insert the connector into the socket on the back of the machine as shown in the diagram below.

Before Installation:




After Installation:



 **Cleaning and Maintenance****Cleaning**

- Please ensure to turn off the power and unplug before cleaning.
- Use a soft dry cloth or slightly damp cloth to wipe the product surface.
- The cloth cover is removable and washable. Please refer to the instructions in the diagram to unzip and detach it.



- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not wash or spill any liquid on the product.
- Do not use corrosive liquid such as benzene or thinner to clean the product, to prevent color fading and damage.
- When the product is damp, stop using it and do not dismantle. Leave it to dry naturally.

Maintenance

- Keep the product clean and away from the places with high humidity or high temperature and environment with volatile gases.
- If the product will not be used for a long period, please use a dust cover (buy separately) to prevent dust, then store in a safe, dry and cool place.



- Please ensure to turn off the power and unplug when it's not in use.

Kindly Reminder

If the product has been used for a long time, please check the conditions as below:

- Burnt smell.
- Unstable power supply after connecting with the power cord.
- Power cord overheat.
- Power cords damage.
- Do not pull the cloth cover and the zipper forcefully to avoid damage.
- Other abnormalities.



- If the above phenomenon occurs, please stop using the product to prevent malfunctions and accidents.
- Please turn off the power and unplug immediately. Users are prohibited to dismantle and repair by themselves. Please contact us for repair.

Troubleshooting

The following symptoms do not indicate malfunction. Please check the below phenomenon to find out the solution before contact customer services team. If the problem still cannot be solved, please do not dismantle or repair the product. You should stop using it and contact us immediately.

No.	Issues	Possible Causes	Solutions
1	“Tik tik” or “Tak tak” sound during operation	Normal mechanical sound during operation or the friction sound between the massage balls and cloth cover	No action required
2	Not working	The adapter has not been well connected	Connect the adapter properly
		The power switch is off	Switch on the power button
		The massager is used for too long, overheat protection will be activated	Allow the massager to cool down before using again
3	Abrupt stop during operation	Power disconnected	Check if the power cord is connected
		Rated working time is up and the massager is automatically stop	Press the power button to restart
		If you have been using the massager for a long time, overheat protection may get activated.	Turn the massager off and allow it to cool down before using again



Technical Specifications

Product Name	: InspireFoot
Product Model	: MAX-Y03508B (Silver) MAX-Y03508P (Purple)
Rated Voltage	: 220V~ 50Hz
Rated Power	: 60W
Rated Time	: 15 minutes
Product Size	: 47.5 x 27 x 43cm
Heating temperature	: H1 45°C H2 50°C
Packaging Size	: 47.5 x 27 x 43cm
Net Weight	: 5.9kg
Product Weight	: 7.2kg
Components	: Foot massager, external leg massager, remote control (batteries excluded), adapter, user manual



商標持有：美斯凱實業有限公司
Trademark holder: Maxcare Industrial Limited

客戶服務熱線 Customer Service Hotline :
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383
中國 China - (86) 400 882-1883

www.maxcareonlineshop.com