

POCKET EMS

Massager

迷你EMS



產品使用說明書

MAX-M01MC0608



POCKET EMS

Massager

迷你EMS



感謝您購買我們的產品。使用前請仔細閱讀本使用說明書，以確保正確操作。請保留本使用說明書以供參考。

產品介紹


迷你EMS按摩器是迷你袖珍按摩器，提供EMS（電子肌肉刺激器），有效幫助放鬆、緊緻和強健肌肉群。附有2個電子設備和2個凝膠墊，可用於身體的不同部位。無線且外型小巧，可隨時隨地使用。

使用注意事項

- 使用產品前請先仔細閱讀以下內容。
- 切勿使用損壞、變質或骯髒的凝膠墊，否則可能會讓您感到疼痛/燒傷。
 - 使用時請務必確保凝膠墊與電極接觸良好，如果電極直接接觸皮膚，可能會感到疼痛或被燒傷。
 - 將產品貼在將要使用的部位上，然後啟動電源。
 - 用完後，請先關閉電源，然後再將其從身體上取下。
 - 如果您感覺皮膚或身體出現異常，請立即停止使用並諮詢醫生。以免發生意外或造成損傷。
 - 頻繁或長時間使用該產品可能會導致肌肉疲勞、刺痛或皮膚發紅。
 - 使用前請勿加熱或冷卻產品，否則可能會導致產品變形。另外，請不要以突然改變溫度的方式使用產品，例如倒熱水、在桑拿浴室中使用等。
 - 先清潔將要使用的部位。
 - 產品不防水。請勿在潮濕或可能沾水的地方使用。

機件名稱

- A. 2個凝膠墊
- B. 2個電子設備
- C. 附蓋充電座
- D. USB/C 充電線



凝膠墊	裝置	充電底座
1. 按扣 2. 電極面積	3. 電源鍵 4. 強度降低 5. 強度增加 6. 電源指示燈 7. 模式鍵 8. 充電接觸點 9. 按扣	10. 充電時用於連接裝置的充電觸點 11. USB TYPE-C 充電插座

充電說明

- 首次使用前，請為按摩器充電約1小時至充滿電。
- 將2個裝置放入附蓋充電座，並確保裝置正確放置在充電座上，以確保充電觸點與裝置連接良好。
- 將USB/C 充電線連接到附蓋充電座，USB的另一端應插入5V 1A USB 轉接器。
- 充電時設備電源指示燈紅色閃爍，充滿電後呈紅色燈常亮。
- 充滿電後，斷開產品與USB-C 連接線的連接。
- 如果設備對電源鍵沒有反應，則電池電量可能太低，請為設備充電。

使用方法

- 使用按扣將凝膠墊連接到裝置。
- 撕下凝膠墊上的PVC保護膜並保留該保護膜，以便在使用後保護凝膠墊。
- 然後將它們放置在您想要使用的部位上。
- 按住電源鍵2秒以開始按摩，當綠燈亮起時表示開始。
- 燈會亮起，按摩功能將以最低的按摩強度啟動。
- 提供10個強度等級可供調整；使用“+”或“-”鍵增加或減少強度。
- 提供5種按摩模式可供選擇。按下「M」鍵可切換按摩模式。

模式	模式1	模式2	模式3	模式4	模式5
LED顏色	綠色	粉紅色	黃色	藍色	白色
頻率	62.5赫茲	62.5赫茲	10-16.7赫茲	3.3-33.3赫茲	1-33赫茲

- 使用完畢後，長按電源鍵3秒以關機，此時工作指示燈將熄滅。
- 自動定時器預設為15分鐘，當紅燈閃爍5秒後會自動關機。
- 請注意，在使用完畢後請在貼片上貼上保護膜。
- 如果在過程中更改了強度或按摩模式，自動計時器將重新從15分鐘開始計時。



注意

- 如果您的皮膚過於油膩或潮濕，或貼片損壞太嚴重以至於無法正常使用，可能會引起輕微不適感。
- 電極凝膠墊大約可使用30次。如果不打算使用，請勿將其放置或撕下保護膜。
- 為了方便使用者在使用過程中辨識按鍵，強度增加鍵上有一點，電源鍵上有兩點。



故障排除

以下現象並非表示故障。請在聯絡客戶服務部之前，先檢查是否出現以下情況，從而找出解決方案。若問題仍未能解決，請勿自行拆開及維修。應立即停止使用及與我們聯絡。

問題	原因	解決方案
LED 燈不亮	- 低電量	- 給電池充電。
LED燈亮但為什麼感覺不到	- 無皮膚接觸。 - 裝置未正確卡在凝膠墊上。 - 強度等級 0 - 微處理器當機	- 確保皮膚與電極墊良好接觸。 - 檢查設備與極片的兩個按扣是否連接牢固。 - 確保凝膠墊和設備連接良好並牢固地粘在皮膚上 - 將裝置關閉 1 分鐘以重設裝置。
所有按鍵都無法正常運作	- 微處理器當機 - 電池電量低	- 將裝置關閉 1 分鐘以重設裝置。 - 為電池充電
凝膠墊不黏	- 黏合面（水凝膠表面）髒或耗盡	- 凝膠墊是消耗零件，需要與經銷商一起更換新的凝膠墊。
皮膚發紅和刺痛	- 皮膚過敏	- 對EMS使用的反應存在個體差異，如果第二天症狀沒有改善，請諮詢您的醫生。
LED自動開啟和關閉	- 低電量	- 給電池充電。

保養

- 請勿浸入液體中或讓液體接觸設備。
- 切勿使用研磨劑或化學清潔劑。使用柔軟的乾布清潔產品。
- 產品貯存於乾燥、通風良好、無腐蝕性氣體的環境。
- 存放前將電池充電或放電至約 50% 容量，至少每 3-6 個月將電池充電至約 50% 的電量。產品貯存於乾燥、通風良好、無腐蝕性氣體的環境。溫度在 5°C 至 25°C 之間。

產品技術與參數

產品名稱	: 迷你EMS	額定功率	: 105MW
型號	: MAX-M01MC0608B (黑色) MAX-M01MC0608W (木色)	按摩模式	: 5種
輸入電壓	: USB 5V 1A	強度	: 10級
輸出電流(Max.)	: 35毫安	電池容量	: 3.7V 60mAh
EMS脈衝頻率	: 1赫茲 – 62.5赫茲	充電及續航時間	: 充電1小時可使用6小時
		自動定時	: 15分鐘



POCKET EMS

Massager

迷你EMS



感谢您购买我们的产品。使用前请仔细阅读本使用说明书，以确保正确操作。请保留本使用说明书以供参考。

产品介绍


迷你EMS按摩器是迷你袖珍按摩器，提供EMS（电子肌肉刺激器），有效帮助放松、紧致和强健肌肉群。附有2个电子设备和2个凝胶垫，可用于身体的不同部位。无线且外型小巧，可随时随地使用。




使用注意事项

- 使用产品前请先仔细阅读以下内容。
- 切勿使用损坏、变质或肮脏的凝胶垫，否则可能会让您感到疼痛/烧伤。
 - 使用时请务必确保凝胶垫与电极接触良好，如果电极直接接触皮肤，可能会感到疼痛或被烧伤。
 - 将产品贴在将要使用的部位上，然后启动电源。
 - 用完后，请先关闭电源，然后再将其从身体上取下。
 - 如果您感觉皮肤或身体出现异常，请立即停止使用并咨询医生。以免发生意外或造成损伤。
 - 频繁或长时间使用该产品可能会导致肌肉疲劳、刺痛或皮肤发红。
 - 使用前请勿加热或冷却产品，否则可能会导致产品变形。另外，请不要以突然改变温度的方式使用产品，例如倒热水、在桑拿浴室中使用等。
 - 先清洁将要使用的部位。
 - 产品不防水。请勿在潮湿或可能沾水的地方使用。

机件名称

- A. 2个凝胶垫
- B. 2个电子设备
- C. 附盖充电座
- D. USB/C 充电线



凝胶垫	设备	充电底座
		
1. 按扣 2. 电极面积	3. 电源键 4. 强度降低 5. 强度增加 6. 电源指示灯 7. 模式键 8. 充电接触点 9. 按扣	10. 充电时用于连接装置的充电触点 11. USB TYPE-C 充电插座

充电说明

- 首次使用前，请为按摩器充电约 1 小时至充满电。
- 将 2 个装置放入附盖充电座，并确保装置正确放置在充电座上，以确保充电触点与装置连接良好。
- 将 USB/C 充电线连接到附盖充电座，USB 的另一端插入 5V 1A USB 转接器。
- 充电时设备电源指示灯红色闪烁，充满电后呈红色灯常亮。
- 充满电后，断开产品与 USB-C 连接线的连接。
- 如果设备对电源键没有反应，则电池电量可能太低，请为设备充电。

使用方法




- 使用按扣将凝胶垫连接到装置。
- 撕下凝胶垫上的 PVC 保护膜并保留该保护膜，以便在使用后保护凝胶垫。
- 然后将它们放置在您想要使用的身体部位上。
- 按住电源键 2 秒以开始按摩，当绿灯亮起时表示开始。
- 灯会亮起，按摩功能将以最低的按摩强度启动。
- 提供 10 个强度等级可供调整：使用 "+" 或 "-" 键增加或减少强度。
- 提供 5 种按摩模式可供选择。按下「M」键可切换按摩模式。

模式	模式1	模式2	模式3	模式4	模式5
LED颜色	绿色	粉红色	黄色	蓝色	白色
频率	62.5赫兹	62.5赫兹	10-16.7赫兹	3.3-33.3赫兹	1-33赫兹

- 使用完毕后，长按电源键 3 秒以关机，此时工作指示灯将熄灭。
- 自动定时器预设 15 分钟，当红灯闪烁 5 秒后会自动关机。
- 请注意，在使用完后请在贴片上贴上保护膜。
- 如果在使用过程中更改了强度或按摩模式，自动计时器将重新从 15 分钟开始计时。



- 注意**
- 如果您的皮肤过于油腻或潮湿，或贴片损坏太严重以至于无法正常使用，可能会引起轻微不适感。
 - 电极凝胶垫大约可使用 30 次。如果不打算使用，请勿将其放置或撕下保护膜。
 - 为了方便使用者在使用过程中辨识按键，强度增加键上有一点，电源键上有一点。



故障排除

以下现象并非表示故障。请在联络客户服务部之前，先检查是否出现以下情况，从而找出解决方案。若问题仍未能解决，请勿自行拆开及维修。应立即停止使用及与我们联系。

问题	原因	解决方案
LED 灯不亮	- 低电量	- 给电池充电。
LED 灯亮但为什么感觉不到	- 无皮肤接触。 - 装置未正确卡在凝胶垫上。 - 强度等级 0 - 微处理器当机	- 确保皮肤与电极垫良好接触。 - 检查设备与极片的两个按扣是否连接牢固。 - 确保凝胶垫和设备连接良好并牢固地粘在皮肤上。 - 将装置关闭 1 分钟以重置装置。
所有按键都无法正常工作	- 微处理器当机 - 电池电量低	- 将装置关闭 1 分钟以重置装置。 - 为电池充电
凝胶垫不黏	- 黏合面（水凝胶表面）脏或耗尽	- 凝胶垫是消耗零件，需要与经销商一起更换新的凝胶垫。
皮肤发红和刺痛	- 皮肤过敏	- 对 EMS 使用的反应存在个体差异。如果第二天症状没有改善，请咨询您的医生。
LED 自动开启和关闭	- 低电量	- 给电池充电。

保养

- 请勿浸入液体中或让液体接触设备。
- 切勿使用研磨剂或化学清洁剂。使用柔软的干布清洁产品。
- 产品贮存于干燥、通风良好、无腐蚀性气体的环境。
- 存放前将电池充电或放电至约 50% 容量，至少每 3-6 个月将电池充电至约 50% 的电量。产品贮存于干燥、通风良好、无腐蚀性气体的环境。温度在 5°C 至 25°C 之间。

产品技术与参数

产品名称	: 迷你 EMS	额定功率	: 105MW
型号	: MAX-M01MC0608B (黑色)	按摩模式	: 5种
	: MAX-M01MC0608W (木色)	强度	: 10级
输入电压	: USB 5V 1A	电池容量	: 3.7V 60mAh
输出电流(Max.)	: 35毫安	充电及续航时间	: 充电1小时可使用6小时
EMS脉冲频率	: 1赫兹 - 62.5赫兹	自动定时	: 15分钟



POCKET EMS Massager



Thank you for purchasing our products. Before use, please read this instruction manual carefully to ensure correct operation. Please keep this instruction manual for future reference.

PRODUCT INTRODUCTION

The Pocket EMS Massager is a mini pocket massager that provides EMS (Electronic Muscle Stimulator) to effectively help relax, firming and tonic muscle groups. Comes with 2 electronic devices and 2 gel pads to use on different parts of your body. Cordless and compact size can be used anywhere and anytime.


PRECAUTIONS FOR USE




Never use damaged, deteriorated, or dirty gel pads, otherwise it may make you feel pain/ burned.

- Always make sure gel pads well contact with the electrodes when using. If the electrode touches the skin directly, it may be painful or get burned.
- Attach the product to the area it will be used and then turn the power on.
- When you are done using it, turn the power off before removing it from your body.
- If you sense something abnormal with your skin or body, stop use immediately and consult your doctor. Not doing so may result in an accident or poor health.
- Using the product at a very high level or for a long time may cause muscle fatigue, tingling and/or redness on your skin.
- Do not heat or cool the product before use, as doing so may deform it. Also do not use in a manner that subjects the product to sudden changes in temperature, such as pouring hot water on it, using it in a sauna, etc.
- Clean the area where it will be used.
- The product is not waterproof. Do not use in a location that is high humid or where water may get on it.

PRODUCT STRUCTURE

- A. 2 pcs Gel pad
- B. 2 pcs Electronic Devices
- C. Charging base with cover
- D. USB/C charging cable



Gel Pad	Device	Charging Base
		
1. Snap buttons 2. Electrode area	3. Power button 4. Intensity decrease 5. Intensity increase 6. Power indicator light 7. Mode button 8. Charging contact point 9. Snap button	10. Charging contact points used to connect to the device during charging 11. USB TYPE-C charging socket

CHARGING INSTRUCTION

- Before first use, charge your massager for about 1 hour till it's fully charged.
- Put the 2 devices into the charging base and make sure the devices are sit well on the charging base. The charging contact points on the device are well connected to the charging contact points of the charging base.
- Connect USB/C charging cable to the charging base and the other end of the USB should plug into the 5V 1A USB adapter.
- The power indicator light of device flashes in red when charging and stays on red when fully charged.
- Disconnect the product from the USB-C cable once it is fully charged.
- If the device does not respond to the power button, the battery may be too low. Please charge device.


HOW TO USE

- Connect the gel pads to the devices with the snap buttons.
- Peel the PVC protective film off the gel pads and keep the protective film for gel pad protection after use.
- Then place them on your body where you want to have treatment.
- Press and hold the power button for 2 seconds to begin massage, and the green light will be on. The massage function will activate at the lowest level massage intensity.
- 10 intensity levels available: press "+" or "-" button to increase or decrease the intensity.
- There are 5 massage modes available. Press the "M" button to switch the massage mode. (Note that this is a cycle key).

Here below is the color of the mode that the indicating light will light up.


Mode	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5
Color of LED	Green	Pink	Yellow	Blue	White
Frequency	62.5Hz	62.5Hz	10-16.7 Hz	3.3-33.3 Hz	1-33 Hz

- After use, press and hold the power button for 3 seconds to turn off and the working indicator light will be off.
- The auto timer is 15 minutes, and the red-light flashes for 5 seconds to shut down.
- Please be reminded to stick the protective film onto the patches after use.
- If the intensity or massage mode has been changed during use, the auto timer will count from 15 mins again.



Note

- You can only adjust the mode and intensity level when the device is on and the patch is in contact with your skin. If the patch is not placed correctly on the skin, the massager will automatically turn off.
- Mild discomfort may occur if your skin is too oily or moist, or if the patch is too damaged to function.
- The electrode gel pad can be used about 30 times. Do not place it on or remove the protective film if you do not intend to use it.
- To make it easier for users to identify the buttons during use, there is one dot on the intensity increase button and two dots on the power button.



TROUBLE SHOOTING

The following symptoms do not indicate malfunction. Please check the below phenomenon to find out the solution before contact customer services department. If the problem still cannot be solved, please do not dismantle or repair the product. You should stop using it and contact us immediately.

Problem	Cause	Solution
No Led Light Up	- Low Battery	- Charge it.
LED light up but why can't feel	- No skin contact. - Unit not snapped on gel pad correctly. - Intensity level at 0 - Microprocessors hang up	- Make sure the skin is well touch with the electrode pad. - Check that device is connected firmly with both snap button of the electrode pad. - Make sure the gel pad and device connected well and stick firm on your skin - Reset device by turn it off for 1 minute.
All Button Does Not Work Well	- Microprocessor hang up - Battery is low	- Reset the device by turn it off for 1 minute - Charge the battery
Gel pad is not sticky	- Adhesive surface (hydrogel surface) is dirty or exhausted	- Gel pad is a consuming part, need to change a new gel pad with your distributor.
Skin redness and pricking	- Skin allergy	- There are individual differences in response to the use of EMS. If symptoms do not improve the next day, please consult your doctor.
the LED on and off automatically	- Low battery	- Charge the battery.

MAINTENCE

- Do not immerse in liquid or allow liquid to come into contact the device.
- Never use abrasive or chemical cleaners. Use a soft and dry cloth to clean the product.
- Charge or discharge batteries to approximately 50% capacity before storage. Recharge the battery to approximately 50% capacity at least every 3-6 months.
- Store product in dry, well-ventilated, non-corrosive gas environment. At a temperature between 5°C and 25°C.

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Name	: Pocket EMS Massager	EMS Pulse Frequency	: 1Hz - 62.5Hz
Model Number	: MAX-M01MC0608B (Black)	Rated Power	: 105MW
	: MAX-M01MC0608W (Wood)	Massage mode	: 5
Input voltage	: USB 5V 1A	Intensity	: 10
Max. current	: 35mA	Battery capacity	: 3.7V 60mAh
		Charging & Duration	: Charge 1 hour can use for 6 hours
		Auto Timer	: 15 minutes