


Cat Style

Hand massager

喵喵手



產品使用說明書

MAX-S15ST1802A



企業介紹

maxcare® 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，了解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了maxcare® 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。maxcare® 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

maxcare® 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品，maxcare® 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

maxcare® 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。maxcare® 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。maxcare® 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。maxcare® 將「無限關愛，源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。

cat Style

Hand massager

喵喵手

感謝您選購 maxcare® 產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

目錄

| | |
|----------------|-------------|
| 安全注意事項 | P.01 - P.02 |
| 機件名稱及功能 | P.03 |
| 使用前準備 | P.04 |
| 使用方法 | P.05 - P.06 |
| 產品的清潔、保養 | P.07 |
| 故障排除 | P.08 |
| 產品技術與參數 | P.09 |

安全注意事項

使用前，請仔細閱讀本「安全注意事項」，並正確使用。
在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用此產品。



1. 重要安全警告

- 請使用與此產品匹配的電源。
- 請勿使用額定電壓以外的電源，以免導致火災或產品損壞。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其他用途。
- 請勿在此產品外殼或配件破損的情況下使用。
- 使用時，請勿在按摩部位周圍佩戴首飾或美甲裝飾品等堅硬物品。




2. 使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
- 請勿在室溫高於40°C的環境下使用此產品。
- 請勿在室溫低於5°C的環境下使用此產品。
- 如產品由低溫儲存處移到溫暖環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響此產品的正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將此產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。




3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下可使用

- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者；
- 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者；
- 有變形性關節炎、風濕症、痛風者。
- 有骨質疏鬆症異常者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢循環障礙所引起的知覺障礙者。
- 皮膚有創傷者；
- 腱鞘炎患者；
- 無人監管時十四歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 以康復為目的者。

 安全注意事項 4. 安全事項



- 請勿在使用此產品的同時使用其他治療儀器。
- 請勿用於手部按摩以外的用途。
- 請勿用於治療目的。
- 本產品為單手使用，請勿同時放入雙手使用。
- 建議每次使用此產品15分鐘內為宜。
- 使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司來修理。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 此產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用此產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿此產品來玩耍。
- 請勿於準備入睡及入睡時使用此產品。
- 請勿濕手使用。
- 此電器有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。

 5. 產品保養和維護

- 此產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 請間歇使用，不應使此產品長期連續運轉。



機件名稱及功能

機件名稱





⚙️ 使用前準備

請確認產品是否有電，如果電量過低，產品自動關機或無法開機時，請充電後再使用。



1. 請確保手部乾淨，請不要濕手。
2. 手指按序放入正確孔位。




注意，放入和拿出手的動作都必須在機器關機的情況下進行。


⚙️ 使用方法

左右手使用介紹

本產品為單手使用，請勿同時放入雙手使用。




左手



右手

使用方法

按鍵說明



開關鍵

- 長按開關鍵開/關機
- 電量充足：亮綠燈
- 低電量：紅燈閃爍
- 充電：紅燈慢閃狀態
- 充滿電：綠燈長亮



熱敷鍵

- 短按熱敷鍵切換低/中/高/關閉熱敷功能，開機默認不加熱。
- 低檔：綠燈
- 中檔：黃燈
- 高檔：紅燈
- 關閉：燈滅



模式鍵

- 開機預設模式一，短按模式鍵切換模式一 / 模式二 / 模式三
- 模式一：綠燈
- 模式二：藍燈
- 模式三：紅燈



力度鍵

- 短按力度鍵切換1-5檔力度，開機默認1檔。
- 一檔：綠燈
- 二檔：藍燈
- 三檔：黃燈
- 四檔：紫燈
- 五檔：亮紅燈

| 功能 | 氣壓 | 時間 |
|-----|-----------|------|
| 模式一 | 指-掌-腕(綜合) | 15分鐘 |
| 模式二 | 指-掌-腕(階梯) | 15分鐘 |
| 模式三 | 指-掌-腕(交替) | 15分鐘 |

充電方式

1. 將USB充電線接入產品充電孔。
2. 產品預設工作時間為15分鐘，再次使用需要重新開啟。
3. 充電過程中，產品不能開機工作。
4. 長時間不使用建議每30天左右進行一次充電，可以避免電池觸發過放保護，從而充電異常或無法充電。

產品的清潔、保養

清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉。
- 產品和控制面板的表面請用柔軟的布 進行擦拭清潔。



注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗此產品，或將水或其他液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔此產品，否則可能會造成此產品褪色，此產品結構受到腐蝕、開裂。
- 此產品潮濕時，請勿拆卸或使用此產品，讓此產品自然乾燥即可。
- 不使用時，請確認電源開關關閉。
- 請保持此產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所，以及有揮發性氣體的環境。
- 如果長時間不使用此產品，請用防塵罩 (請自行購買) 套住此產品，防止落入灰塵。

溫馨提示

長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：

- 有焦糊氣味。
- 觸動導線後有時通電，有時斷電。
- 電源線發熱。
- 電源線是否破損。
- 其他異常。



注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用此產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與本公司聯絡。
- 切勿私自拆卸修理。

? 故障排除

以下現象並非表示故障。請在聯絡客戶服務部之前，先檢查是否出現以下情況，從而找出解決方案。若問題仍未能解決，請勿自行拆開及維修。應立即停止使用及與我們聯絡。

| 問題 | 原因 | 解決方法 |
|------|---------------------------|------------|
| 無法操作 | 未長按開關鍵 | 長按開關鍵1.5秒 |
| | 電池電量不足 | 對產品進行充電 |
| | 已完成15分鐘的按摩程式 並自動進入待機模式 | 重新開機 |
| 無法充電 | 充電器未插好 | 插好充電器 |
| | 沒有使用指定充電線 | 使用產品規定的充電線 |


 產品技術與參數

| | |
|--------|------------------|
| 產品名稱 | : 喵喵手 |
| 產品型號 | : MAX-S15ST1802A |
| 工作電壓 | : 3.7V |
| 工作功率 | : 5W |
| 充電電壓 | : 5V |
| 充電電流 | : 1A_MAX |
| 充電時間 | : 2小時 |
| 電池容量 | : 2000mAh |
| 電池續航時間 | : 1.5小時至2小時 |
| 加熱溫度 | : 40-50°C |
| 產品尺寸 | : 19*24.5*10CM |
| 產品淨重 | : 685g |

Cat Style

Hand massager

喵喵手



产品使用说明书

MAX-S15ST1802A



企业介绍

maxcare® 集团领导人凭着二十多年生产健康按摩产品经验，了解亚洲人对按摩产品的特别需求，创立了 maxcare 品牌，并于2012年在香港大力拓展按摩产品市场，更于2017年获得香港名牌殊荣。maxcare® 以香港作为基地，专注于研发、生产及销售家庭健康器械。

maxcare® 秉持「科技提升生活质量」、「用心关爱家庭健康」的服务宗旨，不断推出创新性的高品质产品。maxcare® 产品不仅通过欧盟CE、美国UL/ETL、德国GS、TUV、中国3C等多项国际品质和安全认证，同时申报并获得了多项国际专利。

maxcare® 在集团创立者的领导下及企业使命的推动下，现已成为香港最具竞争优势的家庭健康按摩品牌之一。maxcare® 企业在专注于研究按摩椅技术的基础上，融入人们对生活的全新理解——简约、时尚的设计元素。maxcare® 本着关爱生活的健康原则，努力致力于研发、设计、生产优质的家庭健康按摩产品，为家庭和办公室人群提供高品质的健康按摩产品和全身全方位的健康解决方案。maxcare® 将「无限关爱·源自点滴」的企业理念融入产品之中，将健康带到每个人的身边。

Cat Style

Hand massager


喵喵手

感谢您选购 maxcare® 产品，使用前请仔细阅读产品使用说明书，并特别注意安全事项，以便正确操作及使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作模式，请在阅读后妥为收藏，以便日后随时取出参阅。

目录

| | |
|----------------|-------------|
| 安全注意事项 | P.01 - P.02 |
| 机件名称及功能 | P.03 |
| 使用前准备 | P.04 |
| 使用方法 | P.05 - P.06 |
| 产品的清洁、保养 | P.07 |
| 故障排除 | P.08 |
| 产品技术与参数 | P.09 |

 **安全注意事项**

使用前，请仔细阅读本「安全注意事项」，并正确使用。
在此标明的注意事项，有助于您安全正确地使用此产品。

**1. 重要安全警告**


- 请使用与此产品匹配的电源。
- 请勿使用额定电压以外的电源，以免导致火灾或产品损坏。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 禁止将此产品用于本手册未列出的其他用途。
- 请勿在此产品外壳或配件破损的情况下使用。
- 使用时，请勿在按摩部位周围佩戴首饰或美甲装饰品等坚硬物品。

**2. 使用环境**


- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此产品。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此产品。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此产品。
- 请勿在室温高于40°C的环境下使用此产品。
- 请勿在室温低于5°C的环境下使用此产品。
- 如产品由低温储存处移到温暖环境使用时，内部金属机件可能会聚集水气而影响此产品的正常运作，甚至造成机器损坏，建议移动后将此产品在正常室温放置一小时后再开机使用。

**3. 如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用**

- 正在接受医生治疗者，特别是身体感到异常者；
- 患有恶性肿瘤、急性疾病、心脏病、严重高血压等患者；
- 有变形性关节炎、风湿症、痛风者。
- 有骨质疏松症异常者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢循环障碍所引起的知觉障碍者。
- 皮肤有创伤者；
- 腱鞘炎患者；
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 以康复为目的者。

 安全注意事项 4. 安全事项



- 请勿在使用此产品的同时使用其他治疗仪器。
- 请勿用于手部按摩以外的用途。
- 请勿用于治疗目的。
- 本产品为单手使用，请勿同时放入双手使用。
- 建议每次使用此产品15分钟内为宜。
- 使用前，请检查机件是否破损，如有破损请立即停止使用，请联络本公司来修理。
- 如果在使用中感到此产品异常请立即停止使用，并向本公司咨询。
- 如果您在使用此产品期间感到身体异常请立即停止使用，并向医生咨询。
- 此产品不提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用此产品的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿此产品来玩耍。
- 请勿于准备入睡及入睡时使用此产品。
- 请勿湿手使用。
- 此电器有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

 5. 产品保养和维护

- 此产品只能由本公司维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 切勿将此产品贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此产品。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 请间歇使用，不应使此产品长期连续运转。



机件名称及功能

机件名称





使用前的准备

请确认产品是否有电，如果电量过低，产品自动关机或无法开机时，请充电后再使用。



1. 请确保手部干净，请不要湿手。
2. 手指按序放入正确孔位。




注意，放入和拿出手的动作都必须在机器关机的情况下进行。


 使用方法

左右手使用介绍

本产品为单手使用，请勿同时放入双手使用。




左手



右手

使用方法

按键说明



- (M)** 模式键
- 开机预设模式一，短按模式键切换模式一 / 模式二 / 模式三
 - 模式一：绿灯
 - 模式二：蓝灯
 - 模式三：红灯

| 功能 | 气压 | 时间 |
|-----|------------|-------|
| 模式一 | 指-掌-腕 (综合) | 15 分钟 |
| 模式二 | 指-掌-腕 (阶梯) | 15 分钟 |
| 模式三 | 指-掌-腕 (交替) | 15 分钟 |

- (power symbol)** 开关键
- 长按开关键开/关机
 - 电量充足：亮绿灯
 - 低电量：红灯闪烁
 - 充电：红灯慢闪状态
 - 充满电：绿灯长亮

- (SSS)** 热敷键
- 短按热敷键切换低/中/高/关闭热敷功能，开机默认不加热。
 - 低档：绿灯
 - 中档：黄灯
 - 高档：红灯
 - 关闭：灯灭

- (||||)** 力度键
- 短按力度键切换1-5档力度，开机默认1档。
 - 一档：绿灯
 - 二档：蓝灯
 - 三档：黄灯
 - 四档：紫灯
 - 五档：亮红灯

充电方式

1. 将USB充电线接入产品充电孔。
2. 产品预设工作时间为15分钟，再次使用需要重新开启。
3. 充电过程中，产品不能开机工作。
4. 长时间不使用建议每30天左右进行一次充电，可以避免电池触发过放保护，从而充电异常或无法充电。

产品的清洁、保养

清洁

- 清洁之前，请确认电源开关已经关闭。
- 产品和控制面板的表面请用柔软的布 进行擦拭清洁。



注意

- 切勿湿手拔插电源插头。
- 切勿用水冲洗此产品，或将水或其他液体弄到产品内部。
- 切勿使用苯或稀释剂等具有腐蚀性的清洁剂来清洁此产品，否则可能会造成此产品褪色，此产品结构受到腐蚀、开裂。
- 此产品潮湿时，请勿拆卸或使用此产品，让此产品自然干燥即可。
- 不使用时，请确认电源开关关闭。
- 请保持此产品清洁并远离高湿度或高温的场所，以及有挥发性气体的环境。
- 如果长时间不使用此产品，请用防尘罩 (请自行购买) 套住此产品，防止落入灰尘。

温馨提示

长年使用时，请务必检查是否有以下症状：

- 有焦糊气味。
- 触动导线后有时通电，有时断电。
- 电源线发热。
- 电源线是否破损。
- 其他异常。



注意

- 如有上述现象，为防止故障和事故的发生，请停止使用此产品。
- 切断电源开关，拔下电源插头，并与本公司联络。
- 切勿私自拆卸修理。

? 故障排除

以下现象并非表示故障。请在联络客户服务部之前，先检查是否出现以下情况，从而找出解决方案。若问题仍未能解决，请勿自行拆开及维修。应立即停止使用及与我们联系。


| 问题 | 原因 | 解决方法 |
|------|---------------------------|------------|
| 无法操作 | 未长按开关键 | 长按开关键1.5秒 |
| | 电池电量不足 | 对产品进行充电 |
| | 已完成15分钟的按摩程式 并自动进入待机模式 | 重新开机 |
| 无法充电 | 充电器未插好 | 插好充电器 |
| | 没有使用指定充电线 | 使用产品规定的充电线 |

 产品技术与参数

| | |
|--------|------------------|
| 产品名称 | : 喵喵手 |
| 产品型号 | : MAX-S15ST1802A |
| 工作电压 | : 3.7V |
| 工作功率 | : 5W |
| 充电电压 | : 5V |
| 充电电流 | : 1A_MAX |
| 充电时间 | : 2小时 |
| 电池容量 | : 2000mAh |
| 电池续航时间 | : 1.5小时至2小时 |
| 加热温度 | : 40-50°C |
| 产品尺寸 | : 19*24.5*10CM |
| 产品净重 | : 685g |

Cat Style

Hand massager



User Manual

MAX-S15ST1802A



COMPANY PROFILE

After two decades of experience in the health industry, **maxcare** founder utilized his knowledge and expertise in massage therapy from an Asian-Pacific perspective to establish our brand - **maxcare** . Our massage therapy business was expanded to Hong Kong in 2012 and is conferred 2017 Hong Kong Top Brand Award. Based in Hong Kong, we are specializing in design & innovation, manufacturing, and retailing of massage and healthcare products.

Believing in the value of 'Technology improves our quality of life' and 'Caring for your family', **maxcare** has been innovating highly qualified products with international patents. Besides, **maxcare** products fulfill various international safety standards, namely EU CE Mark, US UL/ETL Mark, Germany GS Mark, TUV certification, and China CCC Mark.

Motivated by our value, **maxcare** founder has been leading us to be one of the most competitive brands in Hong Kong health industry. **maxcare** applies the contemporary fashion design – neat and modern – on the mechanical engineering of massage chairs. To deliver our value and offer incredible massage experience and healthcare solution to the public, **maxcare** devotes to the innovation, design, manufacturing the top-notch family massage products. By integrating the company philosophy –Spirit of Healthy Life - into our products, **maxcare** brings health to everyone.

Cat Style

Hand massager

Thank you for purchasing Maxcare's products. Before using the product, please read this manual thoroughly, particularly the Safety Precautions section, for the correct use of the product.

This manual should be well kept for easy reference. It enables you to perform a safe and efficient operation.

CONTENT

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Safety Precautions | P.01 - P.02 |
| Name and Function of Components | P.03 |
| Before use | P.04 |
| How to Use | P.05 - P.06 |
| Cleaning and Maintenance | P.07 |
| Troubleshooting | P.08 |
| Technical Specifications | P.09 |



Safety Precautions

Before use, please read this SAFETY PRECAUTIONS carefully to ensure proper operation. The following SAFETY PRECAUTIONS help you to use the product correctly.



1. Important safety warning

- Please use power supply suited to the product.
- Don't use the product if the power source does not meet the rated voltage to avoid damage or fire hazards.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Don't use accessories which are not recommended.
- Any other usage that is not listed in this manual instruction is forbidden.
- Please don't use it if the case or parts are broken or damaged.
- When in use, do not wear hard objects such as jewelry or nail decorations around the massage area.



2. Environment for usage

- Please don't use it under high temperature and moist environment such as bathrooms.
- Please don't use it under heavy-dusty or caustic environment.
- Please don't use it where there is not enough space or not good ventilation.
- Please don't use it when surrounding temperature is up to 40°C.
- Please don't use it when surrounding temperature is below 5°C.
- When moved from a low-temperature storage to a warm environment, the moisture inside the machine may affect, or damage, its functionality. Please rest the product within room temperature for 1 hour before use.



3. People who are not suitable to use the product

- People who are receiving medical treatment, especially physically unfit, are not suitable to use the product.
- People who have cancers, acute illnesses, heart diseases, or severe high blood pressure, etc. are not suitable to use the product.
- People who have rheumatoid arthritis, rheumatism, gout are not suitable to use the product.
- People who have osteoporosis are not suitable to use the product.
- People who have perception disorders due to diabetes are not suitable to use the product.
- People who have open wounds are not suitable to use the product.
- People whose health condition is poor are not suitable to use the product.
- Patients with tenosynovitis.
- Children under the age of 14 or individuals with mental instability must not use this machine without supervision.
- People who aim for recovery are not suitable to use the product.



Safety Precautions



4. Safety

- Don't use other therapy devices while using the product.
- Please do not use for purposes other than hand massage.
- The product is not to be used for medical treatment purpose.
- This product is for single-handed use only, please do not use both hands simultaneously.
- Recommended usage time of the product 15 minutes/ session.
- Before use, check if the machine and its parts are damaged. If so, don't use it and contact us for repair.
- Stop using the product if there appears any irregularity, and please contact us immediately.
- Stop using the product if it causes discomfort, and please consult a doctor.
- This appliance is not intended for people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- It is forbidden to use the product while preparing to sleep or sleeping.
- Please do not use with wet hands.
- This appliance has a heating surface. Caution is required when used by individuals who are not sensitive to heat.




5. Maintenance

- The product should be maintained by us, users are prohibited to disassemble or maintain by themselves.
- Don't keep the product at a high temperature or near fire. Don't keep under direct sunlight.
- Please clean the product with dry cloths. Don't use thinner, benzene or alcohol.
- Please use it intermittently; don't keep it continuously running for long.

 Name and Function of Components



Product structure







Before use

Please check if the product has power. If the battery is low and the product shuts down automatically or cannot be turned on, please recharge it before using it again.



1. Please ensure that your hands are clean. Do not use with wet hands.

2. Insert your fingers into the correct slots in sequence.




Note that inserting and removing your hand must be done while the machine is turned off.


 How to Use

Introduction to using the left and right hands:

This product is designed for single-hand use. Please do not use both hands simultaneously.




Left hand



Right hand

 How to Use

Button instructions



Power Button

- Press and hold the power button to turn on/off.
- Sufficient battery: green light
- Low battery: flashing red light
- Charging: slow flashing red light
- Fully charged: green light stays on



Heating Button

- Press the heating button to switch between low/medium/high/off heating functions. The default setting when turned on is without heating.
- Low setting: green light
- Medium setting: yellow light
- High setting: red light
- Turn Off: light off



Mode Button

- The default mode is Mode 1.
- Press the mode button to switch between Mode 1/ Mode 2 / Mode 3.
- Mode 1: green light
- Mode 2: blue light
- Mode 3: red light



Intensity Button

- Press the intensity button to switch between levels 1-5, with the default setting at level 1.
- Level 1: green light
- Level 2: blue light
- Level 3: yellow light
- Level 4: purple light
- Level 5: bright red light

| Function | Air Pressure | Time |
|----------|---------------------------------|------------|
| Mode 1 | Finger-Palm-Wrist (Overall) | 15 minutes |
| Mode 2 | Finger-Palm-Wrist (Progressive) | 15 minutes |
| Mode 3 | Finger-Palm-Wrist (Alternating) | 15 minutes |

Charging instructions

1. Connect the USB charging cable to the product's charging port.
2. The default working time for the product is 15 minutes. It needs to be restarted for subsequent use.
3. During the charging process, the product cannot be turned on.
4. For prolonged periods of non-use, it is recommended to recharge the product approximately every 30 days to prevent the battery from over-discharging protection, which may lead to charging abnormalities or inability to charge.



Cleaning and Maintenance

Cleaning

- Before cleaning, please make sure the switch has been turned off.
- Use soft cloths to clean the surface of the product and the control interface.



CAUTION

- Do not pull the plug from socket with wet hands.
- Rinsing the product with water is not allowed.
- Do not use corrosive cleaning agents like benzene or thinner to clean the product, otherwise, the color of product will fade, and the internal parts may be corrupted or broken.
- Do not disassemble the product when it is wet.
- When not in use, turn off the main power.
- Keep the product clean and away from high-temperature/ humid areas, or any environment with volatile gases.
- If the product is to be left idle for long, properly cover it with a dust cover (self-purchase).

Kindly Reminder

If the product has been used for long, please check the conditions as below:

- Burnt smell.
- Unstable power supply after contact with the power cord.
- Power cord heating up.
- Power cords damage.
- Other abnormalities.



CAUTION

- If above mentioned happens, please stop using the product.
- Switch off the power supply, pull out the plug, and contact us.
- Don't disassemble the product by self.

? Troubleshooting

The following symptoms do not indicate malfunction. Please check the below phenomenon to find out the solution before contact customer services team. If the problem still cannot be solved, please do not dismantle or repair the product. You should stop using it and contact us immediately.

| Issue | Reason | Solution |
|------------------|---|---|
| Not working | The power button is not pressed and held. | Press and hold the power button for 1.5 seconds. |
| | Low battery level. | Charge the product. |
| | The 15-minute massage program has been completed, and the product has automatically entered standby mode. | Press the power button to restart. |
| Unable to charge | The charger is not plugged in properly. | Plug in the charger properly. |
| | Not using the designated charging cable. | Use the charging cable specified for the product. |



Technical Specifications

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Product Name: | : Hand massager - Cat style |
| Product Model: | : MAX-S15ST1802A |
| Operating Voltage: | : 3.7V |
| Rated Power: | : 5W |
| Charging voltage: | : 5V |
| Charging Current: | : 1A_MAX |
| Charge Time: | : 2Hrs |
| Battery Capacity: | : 2000mAh |
| Battery Life: | : 1.5-2 Hrs |
| Heating temperature: | : 40-50°C |
| Product Size: | : 19*24.5*10CM |
| Product Net Weight: | : 685g |



商標持有：美斯凱實業有限公司
Trademark holder: Maxcare Industrial Limited

客戶服務熱線 Customer Service Hotline :
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383
中國 China - (86) 400 882-1883

www.maxcareonlineshop.com