


心動 Pro

— Lovey Pro —



產品使用說明書

MAX-Z05A369


maxcare®



企業介紹

maxcare 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，瞭解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了 maxcare 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。maxcare 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品。maxcare 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

maxcare 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。maxcare 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。maxcare 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。maxcare 將「無限關愛，源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。

心動 Pro

— Lovey Pro —

感謝您選購 maxcare® 產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

目錄

安全注意事項	P.01 - P.06
機件名稱及功能	P.07 - P.13
使用方法	P.14 - P.34
產品的清潔、保養	P.35 - P.36
常見問題及處理方法	P.37
產品技術參數	P.38



安全注意事項



1. 重要安全警告

- 請仔細參閱本操作手冊之後再按本手冊指示使用此產品。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- 勿使兒童及寵物接近此產品的可活動部分，以免小腿架及靠背升降時造成意外。
- 在使用過程中，使其滑動時或機器移動時，請務必確認周圍（產品的後、下部、前部及兩旁）沒有人或寵物，亦請確認無異物或寵物進入產品內，以免造成意外。
- 請使用與此產品匹配的電源。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 身體潮濕時禁止使用此產品。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司來修理。
- 蓋套布破損或損壞時不得使用此產品。
- 請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿使任何物品落入此產品內。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 不在褲子口袋裡裝著硬物的情況下使用。
- 電源插頭上附著針、垃圾或水份時不可使用。
- 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯絡本公司更換修理。



2. 使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
- 使用完畢後請關閉電源，拔掉電源插頭。
- 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- 請勿在室溫低於5°C的環境下使用產品，因為潤滑油的稠化可能會加大機器齒輪傳動件的磨損，影響使用壽命。
- 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- 請將產品放置在平坦的地方使用。
- 請勿於室外使用。
- 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
- 如產品由低溫儲存處移到溫暖環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響產品的正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。



3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 骨質疏鬆症患者。
- 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。
- 有腰痛者或者過去腿、腰、頸曾經受過傷者。腿、腰、頸和手麻木者（有椎間盤突出、脊椎滑脫症、頸椎突出等疾病者）。
- 有變形性關節炎、風濕症、痛風者。
- 呼吸器官有障礙者。
- 有血栓症或嚴重的動脈瘤，急性靜脈瘤等血液迴圈障礙或各種皮膚感染等症狀者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢迴圈障礙所引起的知覺障礙者。
- 背骨有異常或者背骨彎曲者。
- 明顯身體狀況不佳者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 身體有創傷或體表患病者。

安全注意事項

- 無人監督時十四歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 產品有發熱功能，對熱不敏感的人使用時必須注意。
- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。
- 皮膚有創傷者。
- 以康復為目的者。



4. 安全事項

- 請勿在產品上放置重物。
- 請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
- 請勿用於治療目的。
- 本產品僅限一人使用，請勿兩人或以上同時使用。
- 建議每次使用本產品20分鐘內為宜。
- 產品下可放置一張墊子以防地板或地毯受損。
- 為安全起見，使用時讓產品和他人至少保持0.5米距離。
- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或更改此產品電路。
- 切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由本公司更換。
- 請勿騎在產品扶手上，以免導致受傷或故障。
- 不要將電源線靠近熱的或運動的物體。
- 移動前必須切斷電源，拔掉插頭。
- 如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部位暴露出來時禁止使用。



5. 產品保養和維護

- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線卷起。並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 在不平整地面上勿使此產品滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請問歇使用，不應使此產品長期連續運轉。



6. 常見現象處理

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 遙控器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動啟動關閉按鈕；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。



在移動時務必先關閉電源開關再拔掉電源線及手控器連接線。





 安全注意事項

安裝部件

小腿安裝說明

1. 將小腿的線和氣管分別對應插入鋼架組件前端插口上 (圖1)。
2. 再將連接好的線和氣管推進靠背架孔內(圖2)
3. 線對接完成後,將鋼架組件上的兩側小腿固定蓋打開 (圖3)。
4. 將小腿擡起,放入槽口中,並蓋上固定蓋,最後用2顆螺釘固定到位 (圖4)。

注：一體式安裝可忽略此步驟。





安全注意事項


安置按摩椅



安裝位置

確保足夠空間以便按摩椅可以傾斜至少30cm。


請勿將按摩椅暴露於陽光直射或高溫環境下(如：加熱設備前)，安放位置避免高溫與陽光直射，長期在指定位置使用建議鋪設軟墊，平鋪墊子時，墊子的大小應足以蓋住本機接觸地板的範圍與腳部接觸地板的範圍。



產品移動說明

托住座架底部兩側，然後擡起並移動。由於本機較重，因此搬運時請小心，以免造成背部拉傷。(本機必須由兩人或多人搬運)

1. 在木地板等易損的地面上請擡起按摩椅進行移動。
2. 在類似木質地板上移動時，建議擡起方式。避免腳輪損傷地板，擡起移動到指定位置放下時，注意手中避讓以免損傷，小心腳部被壓傷。直到本機完全放平前，請勿放開本機，地板可能受損，因此，建議在地板上鋪上墊子等物品。



安全注意事項


安置按摩椅

! 移動方法

使用後腳輪移動按摩椅。按圖示方式，將椅子向下後方傾倒約45°進行移動。


注意：下壓幅度請勿太大，避免椅子完全傾倒導致產品損壞。

1. 移動前需正確關機，使靠背與小腿機構完全復位後解除產品供電。
2. 移動時產品上需空置，勿使人員、寵物或雜物停留在本產品上。
3. 使用腳輪移動切勿跨越高於2mm落差障礙或大於5mm間隙。
4. 使用腳輪移動本品時，不支持單次連續使移動，超過50米距離，請使本品緩慢勻速移動。



! 頭靠墊、靠背墊的拆裝與使用方法

使用頭靠墊可減少頸肩部揉捏按摩的力度，可根據您的需要決定是否使用頭靠墊（推薦使用頭靠墊）。靠背墊與靠背通過拉鏈連接（1），頭靠墊與靠背墊通過拉鏈連接（2）






安全注意事項

使用前




檢查周圍

確保本機周圍沒有人、寵物及其他物體。




確保本機縫隙間沒有異物

按摩前請確認小腿、腳部等位置沒有夾住異物。任何情況下勿使手、腳、頭伸入小腿機構與機體之間區域，和扶手與太空艙之間區域。任何情況下勿使手、腳、頭陷入按摩區織物或皮革覆蓋面之後。



機件名稱及功能

手機藍牙控制器操作說明



支持系統：Android · IOS(用戶想要顯示光標需要在系統設置-輔助功能-觸控-輔助觸控中打開輔助觸控)。

1. 蘋果用戶推薦模式一。
2. 安卓用戶推薦模式二。

組合按鍵使用

光標速度+：長按返回鍵+上翻頁（支持斷電保存）。

光標速度-：長按返回鍵+下翻頁（支持斷電保存）。

切換蘋果用戶：返回鍵+左鍵。


切換安卓用戶：返回鍵+右鍵。

斷開當前連接設備：上鍵+下鍵（之前所配對的設備無效）。

注：此手機藍牙控制器需要和手機單獨連接，藍牙型號：JL_HID_DEBUG(BLE)。


機件名稱及功能

部件說明




機件名稱及功能

功能分布




機件名稱及功能

一、手控器按鍵說明



- | | |
|---|---|
| 01 按鈕開關鍵
開啟或關閉按摩椅。 | 08 氣壓選擇鍵
選擇氣壓部位。 |
| 02 機芯上下調節鍵
機芯位置向上或向下調整。 | 09 自動躺臥鍵
選擇自動躺臥角度（共四檔）。 |
| 03 信息顯示界面
顯示按摩椅狀態（使用程序/剩余時間/
機芯位置/氣囊/加熱/滾輪等）。 | 10 按摩寬度鍵
調節按摩寬度（共五檔）。 |
| 04 肩部位置調節鍵
調節肩部定位,確定按摩基準。 | 11 按摩速度鍵
調節按摩速度（共五檔）。 |
| 05 自動程序選擇鍵
自動按摩程序選擇功能。 | 12 暫停鍵
短按暫停按摩或者退出暫停按摩。
長按鎖定屏幕功能或退出屏幕功能鎖定。 |
| 06 觸摸開關鍵
開啟或關閉按摩椅功能。 | 13 4D強度鍵
調節4D強度。 |
| 07 氣壓強度鍵
調節氣壓強度按摩功能（共五檔）。 | 14 手動程序選擇鍵
手動按摩程序選擇功能。 |


機件名稱及功能



- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 15 藍牙開關鍵
開啟或關閉藍牙。 | 21 坐姿調整鍵
手動調節坐姿起立或躺臥。 |
| 16 時間調整鍵
調整按摩時間功能。 | 22 靠背調整鍵
手動調節靠背架上升或下降。 |
| 17 音樂律動鍵
開啟或關閉特有自動程序
音樂律動功能。 | 23 小腿調整鍵
手動調節小腿架上升或下降。 |
| 18 小腿揉搓鍵
開啟或關閉小腿揉搓功能。 | 24 足部伸縮鍵
手動調節足部伸長或收縮。 |
| 19 滾輪鍵
開啟(3檔速度調節)或關閉滾輪功能。 | 25 鎖定顯示
顯示屏幕功能鎖定。 |
| 20 加熱功能鍵
開啟或關閉或調節加熱功能。 | |

機件名稱及功能

二、扶手快捷按鍵說明




機件名稱及功能

按鍵	描述
	開關鍵：長按此鍵2秒為開關鍵。
	聯動躺臥旋鈕： 順時針旋轉按鈕靠背緩緩下降，同時小腿架緩緩上升，釋放則停止靠背架下降和小腿架上升。
	聯動起坐旋鈕： 逆時針旋轉按鈕靠背緩緩上升，同時小腿架緩緩下降，釋放則停止靠背上升和小腿下降。
	暫停鍵：按摩過程中按此鍵，所有按摩動作緊急暫停，再按此鍵恢復暫停前的所有按摩動作。
	區域按摩鍵：按此鍵循環切換五種手動按摩區域（定點、局部、全身、上半身、下半身）。
	氣壓鍵：每按一次，切換一種氣壓模式，共四種氣壓模式（全身、上身、下身和關閉），循環切換。
	加熱鍵：按此鍵循環切換四種加熱模式(腰部加熱、小腿加熱、腰部小腿同時加熱、停止加熱)。
	手動模式鍵：短按每按一次，手動按摩功能切換。
	自動模式鍵：短按每按一次，自動按摩功能程序切換。

使用方法


三、開始按摩



(觸摸顯示屏)

1. 按下電源按鈕即可開始按摩，默認為酸痛改善。
2. 自動角度調整（可按手控器顯示屏 “” 鍵或者扶手快捷鍵 “” 按鈕自動跳過）。
3. 人體肩部位置檢測時，請保持合適的坐姿（可按手控器顯示屏 “” 鍵或者扶手快捷鍵 “” 按鈕自動跳過）。
4. 肩部位置微調，如果檢測到的位置和實際位置有偏差，可通過上下鍵調整到合適的位置。總共11個肩部位置，如果10秒內沒有調整，它將自動進入按摩功能。
請注意：您可以直接選擇更喜歡的自動模式，連續兩次按下相同的自動模式，可跳過2.3.4步驟直接進入按摩功能。

按鍵	描述	顯示
	向上調整按摩球的位置，使其達到正確的肩部位置。	
	向下調整按摩球的位置，使其達到正確的肩部位置。	





使用方法

四、暫停/鎖定功能（請在開機後使用該功能）

1. 按摩椅開機後，按下暫停鍵  會進入暫停狀態，所有按摩功能停止，再次按下暫停鍵  恢復之前的按摩狀態。
注意：在暫停狀態，除了關機其它功能一概不能使用。
2. 長按暫停鍵  3秒會進入鎖定狀態，鎖定屏幕按鍵，但按摩功能繼續運作，屏幕上出現鎖定  圖標。再次長按暫停鍵  3秒會解除鎖定，所有按摩功能按鍵可以使用，屏幕上鎖定  圖標消失。
注意：在鎖定狀態，除了手控器按鈕開關機鍵可用，其余不能使用。

五、自動程序功能

1. 選擇點擊左側自動程序菜單欄里選擇您想要的自動程序。選擇後，自動程序下的紅框會亮起，表示已選擇某套自動程序，同時信息顯示界面對應的數字會顯示運行的第幾套自動程序。如下圖（選擇脊柱按摩程序）：



2. 在自動程序選擇界面，共有26種自動程序可供選擇：酸痛改善、脊柱按摩、舒適安睡、泰式拉筋、舒筋活絡、肩頸呵護、腰部護理、塑形美臀、腿足舒緩、白領專享、辦公養生、總裁釋壓、全身牽引、女王纖體、全身保健、乳酸解除、運動復原、活力早晨、午後充電、元氣喚醒、輕鬆活力、輕鬆放鬆、推拿熱療、提神醒腦、海浪輕揉、音樂律動。

 使用方法

功能	按鍵	顯示1	描述	顯示2
 自動程式	 酸痛改善	 酸痛改善	酸痛改善: 舒緩周身疲勞酸痛, 四肢得到放鬆改善微循環, 舒緩關節酸痛, 恢復活力。	自動 01
	 脊柱按摩	 脊柱按摩	脊柱按摩: 呵護整脊健康, 針對運動量不足進行改善。	自動 02
	 舒適安睡	 舒適安睡	舒適安睡: 以揉捏、指壓的按摩手法, 對十二大養生胸穴的按摩幫助身體調理平衡; 同時按摩椅自動來回擺動以形成零重力搖籃式按摩狀態, 讓人更能快速入睡, 快速改善睡眠, 提升睡眠質量。	自動 03
	 泰式拉筋	 泰式拉筋	泰式拉筋: 主要以小腿、靠背電動推桿配合氣壓夾住人體腿部和肩部再拉筋按摩, 同時機芯3D頂背腰推拿, 使人體處於泰式拉筋狀態, 適用於受力較大的人群, 對含胸駝背有改善作用。	自動 04
	 舒筋活絡	 舒筋活絡	舒筋活絡: 主要以揉捏、拍打和指壓手法按摩肩頸部和背腰部, 達到疏通經絡的作用。	自動 05
	 更多程式	 更多程式	肩頸呵護: 針對肩部和頸部的獨特按摩手法, 有助於促進血液循環, 緩解頸肩酸痛, 改善腦部供血。	自動 06
			腰部護理: 主要以揉捏、揉拍和拍打手法按摩腰部, 再以推拿手法對腰部做3D推拿按摩。	自動 07
			塑形美臀: 針對臀部和大腿的有效按摩, 使身體塑形, 減少多餘脂肪的堆積。	自動 08
			腿足舒緩: 主要以揉捏、拍打、揉拍手法按摩肩部和腰部, 氣壓對腿足擠壓按摩, 腿足按摩更舒緩, 適合腿足受力較低的久坐人群, 既緩解了久坐人群的頸椎、腰椎疼痛, 又舒緩了腿足。	自動 09

 使用方法

功能	按鍵	顯示1	描述	顯示2
 自動程式	 更多程式	 更多程式	白領專享: 主要以揉捏、拍打和揉拍手法按摩肩頸部和腰部，通過深度按摩，緩解肩頸酸痛、改善腰部肌肉酸脹，保養腰椎的作用適用辦公室白領及久坐人群。	自動 10
			辦公養生: 針對久坐辦公室的情況。通過按摩增加身體的運動量改善機體功能。	自動 11
			總裁釋壓: 主要以揉捏、拍打、揉拍手法按摩肩頸部和背腰部，通過深度按摩肩頸和背腰，緩解疲勞，促進血液循環，釋放壓力。	自動 12
			全身牽引: 開啟肩部氣囊，靠背慢慢下滑，同時腿部氣囊開啟。小腿架慢慢下降。按摩手按摩至腰部(氣囊按摩手充放氣)慢慢的一充一放按摩腰部。開啟手臂氣囊，按摩手以拍打手法從腰部到大腿，再從大腿按摩至肩頸。循環動作。	自動 13
			女王纖體: 主要以揉捏、指壓手法按摩肩頸部、腰部和臀部，通過按摩全身，達到放鬆身心、享受女王級的待遇。適用於女性，按摩力度輕柔。	自動 14
			全身保健: 針對經絡進行疏通，快速改善身體微循環，提升免疫力。	自動 15
			乳酸解除: 主要以拍打、揉拍手法按摩背部和腰部，促進血液循環，消除局部肌肉的酸痛感，加快乳酸排泄。適合因身體長期負重活動、肌肉勞損而產生乳酸堆積的人群。	自動 16
			運動復原: 通過氣囊按壓、揉搓，滾輪滾刮，舒緩運動、健身後肩部、手臂、膝蓋、小腿肚等重點部位的酸脹，迅速恢復運動後的身體疲勞。	自動 17
			活力早晨: 按摩手從肩頸部慢慢下滑至腰部，再用揉拍手法，從腰部按摩至肩頸部，再從肩頸部用拍打、敲擊按摩手法一直按摩至腰部，重覆來回。	自動 18

 使用方法


功能	按鍵	顯示1	描述	顯示2
 自動程式	 更多程式	 更多程式	午後充電: 按摩手、氣囊、滾輪各種按摩方式同時推行, 配搭自選的藍牙音樂, 放鬆身心壓力。	自動 19
			元氣喚醒: 主要以揉捏、拍打及揉拍手法按摩腰部、肩頸部, 對全身深度按摩, 按摩力度較重, 喚醒人體元氣, 激發體能, 適合受力較強的人群, 比如運動員, 起到賽前激發潛能的作用。	自動 20
			輕鬆活力: 輕柔舒適的深度按摩, 舒身體疲勞, 放鬆身體。	自動 21
			輕鬆放鬆: 最舒適的按摩體驗。	自動 22
			推拿熱療: 針對肩頸配合局部氣囊進行揉捏按摩, 背及腰部進行揉拍按摩、臀部進行揉捏、大腿進行揉拍按摩, 同時開啟足底滾輪和腿部及手臂氣囊推行同步按摩, 開啟背部熱療。	自動 23
			提神醒腦: 主要以揉捏、3D揉捏、指壓手法按摩肩頸部和背腰部通過深度按摩, 達到身體與精神的高度和諧。適用於精神不振、用腦過度的人群。	自動 24
			海浪輕揉: 主要以全氣壓按摩為主, 利用氣囊的揉捏和按壓交叉循環, 促進血液循環, 減輕各身體部位的疼痛, 深度舒緩肌肉疲勞。	自動 25
	 音樂律動	 音樂律動	音樂律動: 按摩手法主要以揉捏、拍打和揉拍為主, 結合音樂的節奏變化, 手法力度和頻率也隨之調整, 以達到最佳的放鬆和舒緩效果, 提升按摩體驗的舒適度和效果。	自動 26

使用方法

六、手動程序功能

1. 手動程式選擇

(1) 選擇點擊右側手動程序菜單欄里選擇您想要的手動程序。選擇後，手動程序下的紅框會亮起，表示已選擇某種手動手法，如下圖（選擇指壓）：



(2) 在手動程序選擇界面，共有10種手動程序可供選擇：指壓、敲擊、揉捏、拍打、揉捏拍打、4D敲擊、4D揉捏、4D拍打、4D揉捏拍打、4D指壓。


功能	按鍵	顯示1	描述	顯示2
手動手法			指壓：寬度。	手動 01
			敲擊：速度、寬度。	手動 02
			揉捏：速度。	手動 03
			拍打：速度、寬度。	手動 04

使用方法

功能	按鍵	顯示1	描述	顯示2
 手動手法	 揉捏拍打	 揉捏拍打	揉捏拍打: 速度	手動 05
	 指壓  敲擊  揉捏  拍打  4D模式  揉捏拍打	 4D模式  指壓	4D指壓: 寬度	手動 06
		 4D模式  敲擊	4D敲擊: 速度、寬度	手動 07
		 4D模式  揉捏	4D揉捏: 速度	手動 08
		 4D模式  拍打	4D拍打: 速度、寬度	手動 09
		 4D模式  揉捏拍打	4D揉捏拍打: 速度	手動 10

2. 4D強度調節

4D強度按鍵可以調節4D強度，總共1~5檔可調，1檔表示強度最弱，5檔表示強度最強。4D強度越強按摩輪頂出越高，按摩力度越大。




按鍵	描述				
 4D 強度	每按一次按鍵，更改4D強度，由弱到強。共5檔，循環切換。				
 1檔	 2檔	 3檔	 4檔	 5檔	

使用方法

3. 按摩速度


- (1) 用戶必須在選擇手動程序中任意一種程序後才可以調整按摩速度。
- (2) 按摩速度有1~5檔可選，5檔速度最快，按摩手法停止和指壓時無法調節速度。



按鍵	描述				
按摩速度	每按一次鍵，更改按摩速度，由慢到快。共5檔，循環切換。				
	1檔	2檔	3檔	4檔	5檔

4. 按摩寬度

- (1) 用戶必須在選擇手動程序中任意一種後才可以調整按摩寬度。
- (2) 按摩寬度有1~5檔可以調節，5檔代表最寬，具體哪些手動程序可以調節寬度詳見第21-22頁。




按鍵	描述				
按摩寬度	每按一次按鍵，更改4D寬度，由窄到寬。共5檔，循環切換。				
	1檔	2檔	3檔	4檔	5檔

使用方法

5. 按摩區域按摩

按摩區域一共有定點、局部、上身、下身、全身等5種可選。如下圖：




功能	按鍵	顯示	描述	
按摩區域	定點	定點	定點按摩：定點位置定點按摩。	
	局部	局部	局部按摩：小范围局部往返按摩。	
	全身	全身	全身按摩：全背往返按摩。	
	上身	上身	上身按摩：上背往返按摩。	
	下身	下身	下身按摩：下背往返按摩。	
按摩手			按摩輪上行	按摩位置調整（在定點、局部模式下，可調整按摩位置）
			按摩輪下行	

使用方法

七、氣壓按摩

1. 氣壓選擇：


分別有上身氣壓、下身氣壓、全身氣壓和關閉氣壓功能。每按一次 **氣壓選擇** 按鍵，切換氣壓模式（含關閉氣壓，共4個模式循環切換）。選擇後，模式下的紅框會亮起，表示已選擇某種按摩區域。如下圖：



按鍵	描述	顯示
氣壓選擇	全身氣壓： 以手臂、肩部、腿部、腳部進行氣壓按摩。	全身 上身 下身
	上半身氣壓： 以手臂、肩部為重點進行氣壓按摩。	全身 上身 下身
	下半身氣壓： 以腿部、腳部為重點進行氣壓按摩。	全身 上身 下身

2. 氣壓強度調節：


氣壓功能打開後可以調節氣壓強度，總共5檔可調，1檔表示強度最弱，5檔表示強度最強。



按鍵	描述				
氣壓強度	每按一次按鍵，調節氣壓強度，由弱到強。共5檔，循環切換。				
	1檔	2檔	3檔	4檔	5檔

使用方法

八、坐姿調整



1. 零重力調整：

每按一次按鍵，切換1種零重力模式，共4種模式（含復位起立模式），循環切換。

按鍵	描述	檔位	顯示
	每按一次按鍵，切換1種零重力模式，共4種模式（含復位起立模式），循環切換。	復位起立	
		1檔	
		2檔	
		3檔	

2. 躺臥角度調整：

按鍵	描述
	聯動起立鍵：按住此鍵靠背架緩緩上升，同時小腿架緩緩下降，釋放則停止。
	聯動躺臥鍵：按住此鍵靠背架緩緩下降，同時小腿架緩緩上升，釋放則停止。

使用方法

3. 靠背架角度調整

按鍵	描述
	靠背架上升鍵：按住此鍵靠背架緩緩上升，釋放則停止。
	靠背架下降鍵：按住此鍵靠背架緩緩下降，釋放則停止。

4. 小腿架角度調整

按鍵	描述
	小腿架上升鍵：按住此鍵小腿架緩緩上升，釋放則停止上升。
	小腿架下降鍵：按住此鍵小腿架緩緩下降，釋放則停止下降。

5. 腳部伸縮調整

按鍵	描述
	腳部縮短鍵：手動調節腳部縮短； 按住此鍵腳部緩緩向上移動，釋放則停止。
	腳部伸長鍵：手動調節腳部伸長； 按住此鍵腳部緩緩向下移動，釋放則停止。

注意：


在完成零重力調整/腿部角度調整/靠背架角度調整/躺臥角度調整動作後，腳部單元將自動檢測腳長。

使用方法

九、其它功能（請在開機後使用該功能）

1. 加熱功能：

- (1)、點擊“ 加熱”按鍵，開啟加熱或切換加熱部位功能。加熱功能已處於開啟狀態（開啟加熱功能3分鐘後有溫熱）。如下圖：




- (2)、再次點擊“ 加熱”按鍵，可切換加熱部位，依次是：腰部加熱、小腿加熱、腰部+小腿加熱、關閉加熱。

按鍵	描述	加熱模式	顯示
	每按一次按鍵，調節一次加熱，共3種模式可供選擇，循環切換。	關閉	
		腰部+小腿加熱	
		小腿加熱	
		腰部加熱	

2. 滾輪功能：

- 點擊“ 滾輪”按鍵，開啟或關閉足底滾輪功能，開啟下速度三檔可調，循環切換。




使用方法

按鍵	描述	檔位	顯示
	每按一次按鍵，調節一次滾輪速度，共3檔速度，循環切換。	關閉	
		1檔	
		2檔	
		3檔	


3. 小腿揉搓功能：

點擊 “” 按鍵，開啟或關閉小腿揉搓功能



4. 定時功能：

點擊“揀撻”按鍵，每按一次，以5分鐘疊加，不能超過30分鐘，如超過30分鐘則返回到最低時間值。




按鍵	描述	顯示
	定時調整，每按一次，以5分鐘疊加，不能超過30分鐘，如超過30分鐘則返回到最低時間值。	自動 88 手動 23 分鐘

使用方法

5. 藍牙功能：

- (1)、點擊 “ 藍牙” 按鍵，開啟藍牙功能。開啟後，藍牙按鍵下的紅框會亮起，表示藍牙已處於開啟狀態。如下圖：




- (2)、進入智能設備主菜單，打開“設置”--選擇“藍牙”選項--打開“藍牙”--藍牙自動“搜索新的藍牙設備”進行搜索。
- (3)、智能設備將搜索到相應的藍牙型號MAX-Z05A369-XXXX (XXXX為序列號)，點擊配對按鈕，對按鈕，如詢問是否與該設備配對，選擇“配對”即可完成配對。
- (4)、打開智能設備的音樂播放器，選擇歌曲進行播放。
- (5)、再次點擊 “ 藍牙” 按鍵，藍牙功能關閉。關閉後，藍牙按鍵下的紅框會隱藏，表示藍牙已處於關閉狀態。

使用方法

十、結束按摩


在按摩過程中，按下手控器開關鍵  或者按右扶手開關鍵  關機。如下圖所示：立即關閉所有按摩功能，靠背機構和腿部機構復位，或按摩定時時間到，按摩自動關閉所有按摩功能，靠背機構和腿部機構不復位。



(觸摸顯示屏)




按鈕開關鍵
按此鍵開機




(扶手快捷鍵)

切斷整機電源，附圖(整機電源切斷示意圖)


關閉電源開關(O 位置)



拔掉電源插頭示意圖



拔掉產品連接電源線



使用方法

十一、APP下載安裝操作說明

1. 蘋果 (iOS系統) 下載方式：在App Store(蘋果應用商城)中搜索 “ maxcare massage chair ” 下載 iOS版本進行下載安裝，或者掃描下方二維碼進行下載安裝，安裝成功後即可使用藍牙APP進行操作按摩椅。
2. 安卓 (Android系統) 下載方式：在Google Play(谷歌商店)中搜索 “ maxcare massage chair ” 下載Android版本進行下載安裝，或者掃描下方二維碼進行下載安裝，安裝成功後即可使用藍牙APP進行操作按摩椅。



Maxcare massage chair



十二、APP設備連接

1. 點擊顯示屏左側菜單里的 “ ” 鍵進入設置界面，然後選擇 “設備連接”。



使用方法

- APP將自動搜索到相應的設備號（如MAX-Z05A369-XXXX），點擊對應的設備號（並顯示已連接），即可完成連接成功。
- 設備連接成功後即可操作按摩椅。




十三、APP控制按摩椅操作說明

- 按界面中的 “” 鍵，開啟按摩功能。




使用方法




注：等待體型檢測完成。

2. 開啟後，進入主界面即可按照自己的需求選擇相應的按摩功能。



使用方法

3. 標題欄說明



界面示意圖

當前狀態：顯示按摩椅運行情況以及操作按摩椅。

自動：選擇各種內置的按摩程序。

手動：手動對按摩椅的各種功能進行調節。

坐姿：對按摩椅的坐姿進行調整。

設置：可查看按摩椅型號、序列號等信息，及App連接按摩椅，設置軟件語言等。

4. 選擇點擊需要的自動程序開始按摩

選擇點擊左側菜單欄里 “” 鍵進入自動選擇界面。




自動程序選擇示意圖

使用方法

5. 手動模式


點擊顯示屏左側菜單里的 “” 鍵，進入手動程序選擇界面。



手動程序選擇示意圖

6. 坐姿調整

點擊顯示屏左側菜單欄里的 “” 鍵，進入坐姿調整，界面中包括零重力 I、II、III、聯動上升、聯動下降、腳部縮短、腳部伸長、靠背上升、靠背下降、小腿上升、小腿下降等按摩功能。



坐姿調整示意圖

 產品的清潔、保養

清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 產品和控制面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。



注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗產品，或將水或其它液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- 產品潮濕時，請勿拆卸或使用產品，讓產品自然乾燥即可。

保養

- 確認電源開關關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體的環境。
- 如果長時間不使用產品，請用防塵罩（請自行購買）套住產品，防止落入灰塵。



注意

切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色及機件損壞。

溫馨提示

- 長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：
 - * 有焦糊氣味。
 - * 觸動導線後有時通電，有時斷電。
 - * 電源線發熱。
 - * 電源線是否破損。
 - * 其它異常。



注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與本公司聯絡。
- 切勿私自拆卸修理。

PU合成皮革的保養及清潔

Pu合成皮革是由聚氨酯樹脂經塗布、烘乾、熟成而製成。它與真皮相比較有較好的耐酸鹼、耐熱、耐日光照射等屬性，但由其本身物性及化學性質決定，應避免放置在有灰塵、高溫、高濕、低溫、強光照射及含酸鹼劑液的环境中，否則易使其龜裂，加速老化與水解。

PU合成皮革的清潔方法與注意事項：

1. 不可使用有機試劑和油脂溶液及化合物，特別是強溶劑。如：酒精，松節油，天拿水等清潔PU表面，否則易腐蝕PU表面；
2. 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易產生裂紋；
3. 應選用酸鹼值：即PH值=5~7範圍，不含磨擦劑，不污染環境的清潔劑清潔PU表面；
4. 對於較髒的PU表面以軟布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清潔；

PU合成皮革的保養方法與注意事項：

1. 要保證居室內的通風，過於乾燥或潮濕都會加速皮革的老化；
2. 皮革沙發不要放在陽光能直射到的地方，也不要放在空調直接吹到的地方，否則會使皮面變硬。陽光直射會使有色的皮面褪色；
3. 夏季人體多汗，皮革的孔隙會吸收汗液，高溫潮濕會使汗中的有機物與皮革發生化學反應，易產生異味。對此，要勤用帶微濕的柔布擦拭；
4. 在擦沙發時，不能用鹼性清洗液。因為在制皮時是酸性處理，而鹼性會使皮革柔軟性下降，長期使用會發生皺裂。

常見問題及處理方法

以下現象並非表示故障。請在聯絡客戶服務部之前，先檢查是否出現以下情況，從而找出解決方案。若問題仍未能解決，請勿自行拆開及維修。應立即停止使用及我們聯絡。

現象	腿部或靠背到達某一位置，按對應調節按鍵不再變動，並發出連續“嗒、嗒”音。
可能原因及處理	出於產品結構設計和人體工學要求，本產品對姿態調整的極限狀態做了限制性保護設計。同時到達極限時會發出提醒聲音。
現象	本機開啟後功能未運行或部分功能未運行。
可能原因及處理	本機開關鍵按動開啟後，需要人為選定自動按摩程序或其它工作狀態，如未操作，機器會在20分鐘後自動關機。如果選定了手動運行方式，可能未被選定的功能處於關閉狀態，需手動模式下人為設置工作方式。
現象	本機在調整姿態時發出皮革摩擦聲。
可能原因及處理	本產品整機採用了符合環保要求的高級抗腐皮革，因皮革材料的固有特性，在相對運動處摩擦會產生正常的輕微響聲，屬正常現象。注意：如本機在運行時聽到織物或皮革撕裂聲，請立即停止使用，並尋求指定專業人員檢修。
現象	按摩輪沒有達到肩部或頸部的位置。
可能原因及處理	如果頭部沒有接觸到靠枕，或背部沒有接觸到靠背，在體型檢測過程中肩部位置可能低於實際位置。坐在座椅的最深位置，將頭部靠在靠枕上，然後從頭開始重新操作。
現象	本機已受損。 電源線或電源插頭異常發熱。
可能原因及處理	為防止事故發生，請務必與授權服務中心聯系。

 產品技術與參數

產品名稱	: 心動Pro
產品型號	: MAX-Z05A369
額定電壓	: 220V~240V
額定頻率	: 50Hz/60Hz
額定功率	: 140W
額定時間	: 20分鐘
噪 音	: ≤60dB
產品毛重	: 108kg
產品淨重	: 93kg
產品尺寸 (豎立)	: L1580 x W750 x H1142mm
產品尺寸 (伸展)	: L1747 x W750 x H906mm
靠背最大承重	: 100kg
小腿架最大承重	: 20kg
安全結構	: Class I
執行標準	: GB 44246-2024 ; GB/T 4706.1-2024 ; GB/T 4706.10-2024




商標持有：美斯凱實業有限公司
Trademark holder: Maxcare Industrial Limited

客戶服務熱線 Customer Service Hotline :
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383
中國 China - (86) 400 882-1883

www.maxcareonlineshop.com

心動 Pro

— Lovey Pro —



产品使用说明书

MAX-Z05A369


maxcare®



企业介绍

maxcare 集团领导人凭着二十多年生产健康按摩产品经验，了解亚洲人对按摩产品的特别需求，创立了**maxcare** 品牌，并于2012年在香港大力拓展按摩产品市场，更于2017年获得香港名牌殊荣。**maxcare** 以香港作为基地，专注于研发、生产及销售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活质量」、「用心关爱家庭健康」的服务宗旨，不断推出创新性的高品质产品，**maxcare** 产品不仅通过欧盟CE、美国UL/ETL、德国GS、TUV、中国3C等多项国际品质和安全认证，同时申报并获得了多项国际专利。

maxcare 在集团创立者的领导下及企业使命的推动下，现已成为香港最具竞争优势的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企业在专注于研究按摩椅技术的基础上，融入人们对生活的全新理解——简约、时尚的设计元素。**maxcare** 本着关爱生活的健康原则，努力致力于研发、设计、生产优质的家庭健康按摩产品，为家庭和办公室人群提供高品质的健康按摩产品和全身全方位的健康解决方案。**maxcare** 将「无限关爱，源自点滴」的企业理念融入产品之中，将健康带到每个人的身边。



— Lovey Pro —

感谢您选购 maxcare® 产品，使用前请仔细阅读产品使用说明书，并特别注意安全事项，以便正确操作及使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作模式，请在阅读后妥为收藏，以便日后随时取出参阅。

目录

安全注意事项	P.01 - P.06
机件名称及功能	P.07 - P.13
使用方法	P.14 - P.34
产品的清洁、保养	P.35 - P.36
常见问题及处理方法	P.37
产品技术参数	P.38



安全注意事项



1. 重要安全警告

- 请仔细阅读本操作手册之后再按本手册指示使用此产品。
- 禁止将此产品用于本手册未列出的其它用途。
- 勿使儿童及宠物接近此产品的可活动部分，以免小腿架及靠背升降时造成意外。
- 在使用过程中、使其滑动时或机器移动时，请务必确认周围（产品的后、下部、前部及两旁）没有人或宠物，亦请确认无异物或宠物进入产品内，以免造成意外。
- 请使用与此产品匹配的电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此产品。
- 身体潮湿时禁止使用此产品。
- 建议使用时间为20分钟。
- 使用前，请检查机件是否有破损，如有破损请立即停止使用，请联络本公司来修理。
- 盖套布破损或损坏时不得使用此产品。
- 请勿在此产品外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿使任何物品落入此产品内。
- 使用此产品过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此产品。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此产品。
- 使用此产品时请勿过分用力，以免受伤。
- 不在裤子口袋里装着硬物的情况下使用。
- 电源头上附着针、垃圾或水份时不可使用。
- 电源线破损时，请勿私自拆卸更换，应联络本公司更换修理。



2. 使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此产品。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此产品。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此产品。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此产品。
- 使用完毕后请关闭电源，拔掉电源插头。
- 请勿在室温高于40°C的环境下使用本产品。
- 请勿在室温低于5°C的环境下使用产品，因为润滑油的稠化可能会加大机器齿轮传动件的磨损，影响使用寿命。
- 请勿在雷击时使用，并将电源插头拔离电源插座。
- 请将产品放置在平坦的地方使用。
- 请勿于室外使用。
- 请勿将产品放置在靠近火炉或阳光直射的地方。
- 如产品由低温储存处移到温暖环境使用时，内部金属机件可能会聚集水气而影响产品的正常运作，甚至造成机器损坏，建议移动后将产品在正常室温放置一小时后再开机使用。



3. 如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用

- 骨质疏松症患者。
- 患有恶性肿瘤、急性疾病、心脏病、严重高血压等患者。
- 有腰痛者或者过去腿、腰、颈曾经受过伤者。腿、腰、颈和手麻木者（有椎间盘突出、脊椎滑落症、颈椎突出等疾病者）。
- 有变形性关节炎、风湿症、痛风者。
- 呼吸器官有障碍者。
- 有血栓症或严重的动脉瘤，急性静脉瘤等血液迴圈障碍或各种皮肤感染等症者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢迴圈障碍所引起的知觉障碍者。
- 背骨有异常或者背骨弯曲者。
- 明显身体状况不佳者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。

安全注意事项

- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 产品有发热功能，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 正在接受医生治疗者，特别是身体感到异常者。
- 皮肤有创伤者。
- 以康复为目的者。



4. 安全事项

- 请勿在产品上放置重物。
- 请勿在使用本机的同时使用其它治疗仪器。
- 请勿用于治疗目的。
- 本产品仅限一人使用，请勿两人或以上同时使用。
- 建议每次使用本产品20分钟内为宜。
- 产品下可放置一张垫子以防地板或地毯受损。
- 为安全起见，使用时让产品和其他人至少保持0.5米距离。
- 检查电压是否符合此产品的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此产品内，避免触电或使此产品受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或更改此产品电路。
- 切勿用湿布清洁此产品电源开关、插头等可带电部位。
- 如果发生停电应该离开此产品，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此产品异常请立即停止使用，并向本公司咨询。
- 如果您在使用此产品期间感到身体异常请立即停止使用，并向医生咨询。
- 本产品不提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该产品的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿产品来玩耍。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由本公司更换。
- 请勿骑在产品扶手上，以免导致受伤或故障。
- 不要将电源线靠近热的或运动的物体。
- 移动前必须切断电源，拔掉插头。
- 如果发现产品损坏、破裂、漏电及相关部位暴露出来时禁止使用。



5. 产品保养和维护

- 本产品只能由本公司维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此产品。
- 若长期不用应将此产品电源线卷起。并把此产品贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此产品贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用乾布清洁此产品。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本产品机械装置经特别设计与製造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此产品。
- 在不平整地面上勿使此产品滚动或拖动，需抬起后搬移。
- 请间歇使用，不应使此产品长期连续运转。



6. 常见现象处理

- 运行中发出电机声：属正常运作声音。
- 遥控器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开。
- 本产品运作停止：额定时间到，此产品自动启动关闭按键；此产品连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让此产品休息半小时后再使用。



注意

在移动时务必先关闭电源开关再拔掉电源线及手控器连接线。





 安全注意事项

安装部件

小腿安装说明

1. 将小腿的线和气管分别对应插入钢架组件前端插口上 (图1)。
2. 再将连接好的线和气管推进靠背架孔内(图2)
3. 线对接完成后,将钢架组件上的两侧小腿固定盖打开 (图3)。
4. 将小腿抬起,放入槽口中,并盖上固定盖,最后用2颗螺钉固定到位 (图4)。

注：一体式安装可忽略此步骤。





安全注意事项


安置按摩椅



安装位置

确保足够空间以便按摩椅可以倾斜至少30cm。


请勿将按摩椅暴露于阳光直射或高温环境下(如：加热设备前)，安放位置避免高温与阳光直射,长期在指定位置使用建议铺设软垫，平铺垫子时，垫子的大小应足以盖住本机接触地板的范围与脚部接触地板的范围。



产品移动说明

托住座架底部两侧，然后抬起并移动。由于本机较重，因此搬运时请小心，以免造成背部拉伤。(本机必须由两人或多人搬运)

1. 在木地板等易损的地面上请抬起按摩椅进行移动。
2. 在类似木质地板上移动时，建议抬起方式。避免脚轮损伤地板，抬起移动到指定位置放下时，注意手中避让以免损伤，小心脚部被压伤。直到本机完全放平前，请勿放开本机，地板可能受损，因此，建议在地板上铺上垫子等物品。



安全注意事项


安置按摩椅

! 移动方法

使用后脚轮移动按摩椅。按图示方式，将椅子向下后方倾倒约45°进行移动。


注意：下压幅度请勿太大，避免椅子完全倾倒导致产品损坏。

1. 移动前需正确关机，使靠背与小腿机构完全复位后解除产品供电。
2. 移动时产品上需空置，勿使人员、宠物或杂物停留在本产品上。
3. 使用脚轮移动切勿跨越高于2mm落差障碍或大于5mm间隙。
4. 使用脚轮移动本品时，不支持单次连续使移动，超过50米距离，请使本品缓慢匀速移动。



! 头靠垫、靠背垫的拆装与使用方法

使用头靠垫可减少颈肩部揉捏按摩的力度，可根据您的需要决定是否使用头靠垫（推荐使用头靠垫）。靠背垫与靠背通过拉链连接（1），头靠垫与靠背垫通过拉链连接（2）




安全注意事项

使用前


检查周围

确保本机周围没有人、宠物及其他物体。




确保本机缝隙间没有异物

按摩前请确认小腿、脚部等位置没有夹住异物。任何情况下勿使手、脚、头伸入小腿机构与机体之间区域，和扶手与太空舱之间区域。任何情况下勿使手、脚、头陷入按摩区织物或皮革复盖面之后。



机件名称及功能

手机蓝牙控制器操作说明



支持系统: Android · IOS (用户想要显示光标需要在系统设置-辅助功能-触控-辅助触控中打开辅助触控)。

1. 苹果用户推荐模式一。
2. 安卓用户推荐模式二。

组合按键使用

光标速度+: 长按返回键+上翻页 (支持断电保存)。

光标速度-: 长按返回键+下翻页 (支持断电保存)。

切换苹果用户: 返回键+左键。


切换安卓用户: 返回键+右键。

断开当前连接设备: 上键+下键 (之前所配对的设备无效)。

注: 此手机蓝牙控制器需要和手机单独连接, 蓝牙型号: JL_HID_DEBUG(BLE)。


机件名称及功能

部件说明




机件名称及功能

功能分布




机件名称及功能

一、手控器按键说明



- | | |
|---|---|
| 01 按钮开关键
开启或关闭按摩椅。 | 08 气压选择键
选择气压部位。 |
| 02 机芯上下调节键
机芯位置向上或向下调整。 | 09 自动躺卧键
选择自动躺卧角度（共四档）。 |
| 03 信息显示界面
显示按摩椅状态（使用程序/剩余时间/机芯位置/气囊/加热/滚轮等）。 | 10 按摩宽度键
调节按摩宽度（共五档）。 |
| 04 肩部位置调节键
调节肩部定位,确定按摩基准。 | 11 按摩速度键
调节按摩速度（共五档）。 |
| 05 自动程序选择键
自动按摩程序选择功能。 | 12 暂停键
短按暂停按摩或者退出暂停按摩。
长按锁定按摩功能或退出按摩功能锁定。 |
| 06 触摸开关键
开启或关闭按摩椅功能。 | 13 4D强度键
调节4D强度。 |
| 07 气压强度键
调节气压强度按摩功能（共五档）。 | 14 手动程序选择键
手动按摩程序选择功能。 |


机件名称及功能



- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 15 蓝牙开关键
开启或关闭蓝牙。 | 21 坐姿调整键
手动调节坐姿起立或躺卧。 |
| 16 时间调整键
调整按摩时间功能。 | 22 靠背调整键
手动调节靠背架上升或下降。 |
| 17 音乐律动键
开启或关闭特有自动程序
音乐律动功能。 | 23 小腿调整键
手动调节小腿架上升或下降。 |
| 18 小腿揉搓键
开启或关闭小腿揉搓功能。 | 24 足部伸缩键
手动调节足部伸长或收缩。 |
| 19 滚轮键
开启(3档速度调节)或关闭滚轮功能。 | 25 锁定显示
显示屏幕功能锁定。 |
| 20 加热功能键
开启或关闭或调节加热功能。 | |

机件名称及功能

二、扶手快捷按键说明



机件名称及功能

按键	描述
	开关键：长按此键2秒为开关键。
	联动躺卧旋钮： 顺时针旋转按钮靠背缓缓下降，同时小腿架缓缓上升，释放则停止靠背架下降和小腿架上升。
	联动起坐旋钮： 逆时针旋转按钮靠背缓缓上升，同时小腿架缓缓下降，释放则停止靠背上升和小腿下降。
	暂停键：按摩过程中按此键，所有按摩动作紧急暂停，再按此键恢复暂停前的所有按摩动作。
	区域按摩键：按此键循环切换五种手动按摩区域（定点、局部、全身、上半身、下半身）。
	气压键：每按一次，切换一种气压模式，共四种气压模式（全身、上身、下身和关闭），循环切换。
	加热键：按此键循环切换四种加热模式(腰部加热、小腿加热、腰部小腿同时加热、停止加热)。
	手动模式键：短按每按一次，手动按摩功能切换。
	自动模式键：短按每按一次，自动按摩功能程序切换。

使用方法


三、开始按摩



(触摸显示屏)

1. 按下电源按钮即可开始按摩，默认为酸痛改善。
2. 自动角度调整（可按手控器显示屏 “” 键或者扶手快捷键 “” 按钮自动跳过）。
3. 人体肩部位置检测时，请保持合适的坐姿（可按手控器显示屏 “” 键或者扶手快捷键 “” 按钮自动跳过）。
4. 肩部位置微调，如果检测到的位置和实际位置有偏差，可通过上下键调整到合适的位置。总共11个肩部位置，如果10秒内没有调整，它将自动进入按摩功能。
请注意：您可以直接选择更喜欢的自动模式，连续两次按下相同的自动模式，可跳过2.3.4步骤直接进入按摩功能。

按键	描述	显示
	向上调整按摩球的位置，使其达到正确的肩部位置。	
	向下调整按摩球的位置，使其达到正确的肩部位置。	




使用方法

四、暂停/锁定功能（请在开机后使用该功能）

1. 按摩椅开机后，按下暂停键  会进入暂停状态，所有按摩功能停止，再次按下暂停键  恢复之前的按摩状态。
注意：在暂停状态，除了关机其它功能一概不能使用。
2. 长按暂停键  3秒会进入锁定状态，锁定屏幕按键，但按摩功能继续运作，屏幕上出现锁定  图标。再次长按暂停键  3秒会解除锁定，所有按摩功能按键可以使用，屏幕上锁定  图标消失。
注意：在锁定状态，除了手控器按钮开关机键可用，其余不能使用。

五、自动程序功能

1. 选择点击左侧自动程序菜单栏里选择您想要的自动程序。选择后，自动程序下的红框会亮起，表示已选择某套自动程序，同时信息显示界面对应的数字会显示运行的第几套自动程序。如下图（选择脊柱按摩程序）：



2. 在自动程序选择界面，共有26种自动程序可供选择：酸痛改善、脊柱按摩、舒适安睡、泰式拉筋、舒筋活络、肩颈呵护、腰部护理、塑形美臀、腿足舒缓、白领专享、办公养生、总裁释压、全身牵引、女王纤体、全身保健、乳酸解除、运动复原、活力早晨、午后充电、元气唤醒、轻松活力、轻松放松、推拿热疗、提神醒脑、海浪轻揉、音乐律动。

 使用方法

功能	按键	显示1	描述	显示2
 自動程式	 酸痛改善	 酸痛改善	酸痛改善: 舒缓周身疲劳酸痛, 四肢得到放松改善微循环, 舒缓关节酸痛, 恢复活力。	自動 01
	 脊柱按摩	 脊柱按摩	脊柱按摩: 呵护整脊健康, 针对运动量不足进行改善。	自動 02
	 舒适安睡	 舒适安睡	舒适安睡: 以揉捏、指压的按摩手法, 对十二大养生胸穴的按摩帮助身体调理平衡;同时按摩椅自动来回摆动以形成零重力摇篮式按摩状态, 让人更能快速入睡, 快速改善睡眠, 提升睡眠质量。	自動 03
	 泰式拉筋	 泰式拉筋	泰式拉筋: 主要以小腿、靠背电动推杆配合气压夹住人体腿部和肩部再拉筋按摩, 同时机芯3D顶背腰推拿, 使人体处于泰式拉筋状态, 适用于受力较大的人群, 对含胸驼背有改善作用。	自動 04
	 舒筋活络	 舒筋活络	舒筋活络: 主要以揉捏、拍打和指压手法按摩肩颈部和背腰部, 达到疏通经络的作用。	自動 05
	 更多程式	 更多程式	肩颈呵护: 针对肩部和颈部的独特按摩手法, 有助于促进血液循环, 缓解颈肩酸痛, 改善脑部供血。	自動 06
			腰部护理: 主要以揉捏、揉拍和拍打手法按摩腰部, 再以推拿手法对腰部做3D推拿按摩。	自動 07
			塑形美臀: 针对臀部和大腿的有效按摩, 使身体塑形, 减少多余脂肪的堆积。	自動 08
			腿足舒缓: 主要以揉捏、拍打、揉拍手法按摩肩部和腰部, 气压对腿足挤压按摩, 腿足按摩更舒缓, 适合腿足受力较低的久坐人群, 既缓解了久坐人群的颈椎、腰椎疼痛, 又舒缓了腿足。	自動 09

 使用方法

功能	按键	显示1	描述	显示2
 自動程式	 更多程式	 更多程式	白领专享: 主要以揉捏、拍打和揉拍手法按摩肩颈部和腰部, 通过深度按摩, 缓解肩颈酸痛、改善腰部肌肉酸胀, 保养腰椎的作用适用办公室白领及久坐人群。	自動 10
			办公养生: 针对久坐办公室的情况。通过按摩增加身体的运动量改善机体功能。	自動 11
			总裁释压: 主要以揉捏、拍打、揉拍手法按摩肩颈部和背腰部, 通过深度按摩肩颈和背腰, 缓解疲劳, 促进血液循环, 释放压力。	自動 12
			全身牵引: 开启肩部气囊, 靠背慢慢下滑, 同时腿部气囊开启。小腿架慢慢下降;按摩手按摩至腰部(气囊按摩手充放气)慢慢的一充一放按摩腰部。开启手臂气囊, 按摩手以拍打手法从腰部到大腿, 再从大腿按摩至肩颈。循环动作。	自動 13
			女王纤体: 主要以揉捏、指压手法按摩肩颈部、腰部和臀部, 通过按摩全身, 达到放松身心、享受女王级的待遇。适用于女性, 按摩力度轻柔。	自動 14
			全身保健: 针对经络进行疏通, 快速改善身体微循环, 提升免疫力。	自動 15
			乳酸解除: 主要以拍打、揉拍手法按摩背部和腰部, 促进血液循环, 消除局部肌肉的酸痛感, 加快乳酸排泄。适合因身体长期负重活动、肌肉劳损而产生乳酸堆积的人群。	自動 16
			运动复原: 通过气囊按压、揉搓, 滚轮滚刮, 舒缓运动、健身后肩部、手臂、膝盖、小腿肚等重点部位的酸胀, 迅速恢复运动后的身体疲劳。	自動 17
			活力早晨: 按摩手从肩颈部慢慢下滑至腰部, 再用揉拍手法, 从腰部按摩至肩颈部, 再从肩颈部用拍打、敲击按摩手法一直按摩至腰部, 重复来回。	自動 18

 使用方法


功能	按键	显示1	描述	显示2
 自動程式	 更多程式	 更多程式	午后充电: 按摩手、气囊、滚轮各种按摩方式同时推行, 配搭自选的蓝牙音乐, 放松心情压力。	自動 19
			元气唤醒: 主要以揉捏、拍打及揉拍手法按摩腰部, 肩颈部, 对全身深度按摩, 按摩力度较重, 唤醒人体元气, 激发体能, 适合受力较强的人群, 比如运动员, 起到赛前激发潜能的作用。	自動 20
			轻松活力: 轻柔舒适的深度按摩, 舒身体疲劳, 放松身体。	自動 21
			轻松放松: 最舒适的按摩体验。	自動 22
			推拿热疗: 针对肩颈配合局部气囊进行揉捏按摩, 背及腰部进行揉拍按摩, 臀部进行揉捏、大脾进行揉拍按摩, 同时开启足底滚轮和腿部及手臂气囊推行同步按摩, 开启背部热疗。	自動 23
			提神醒脑: 主要以揉捏、3D揉捏、指压手法按摩肩颈部和背腰部通过深度按摩, 达到身体与精神的高度和谐。适用于精神不振、用脑过度的人群。	自動 24
			海浪轻揉: 主要以全气压按摩为主, 利用气囊的揉捏和按压交叉循环, 促进血液循环, 减轻各身体部位的疼痛, 深度舒缓肌肉疲劳。	自動 25
	 音樂律動	 音樂律動	音乐律动: 按摩手法主要以揉捏、拍打和揉拍为主, 结合音乐的节奏变化, 手法力度和频率也随之调整, 以达到最佳的放松和舒缓效果, 提升按摩体验的舒适度和效果。	自動 26

使用方法

六、手动程序功能

1. 手动程式选择

(1) 选择点击右侧手动程序菜单栏里选择您想要的手动程序。选择后，手动程序下的红框会亮起，表示已选择某种手动手法，如下图（选择指压）：



(2) 在手动程序选择界面，共有10种手动程序可供选择：指压、敲击、揉捏、拍打、揉捏拍打、4D敲击、4D揉捏、4D拍打、4D揉捏拍打、4D指压。


功能	按键	显示1	描述	显示2
手动手法			指压：宽度。	手动 01
			敲击：速度、宽度。	手动 02
			揉捏：速度。	手动 03
			拍打：速度、宽度。	手动 04

使用方法

功能	按键	显示1	描述	显示2
 手动手法	 揉捏拍打	 揉捏拍打	揉捏拍打: 速度	手动 05
	 指压  敲击  揉捏  拍打  4D模式  揉捏拍打	 4D模式  指压	4D指压: 宽度	手动 06
		 4D模式  敲击	4D敲击: 速度、宽度	手动 07
		 4D模式  揉捏	4D揉捏: 速度	手动 08
		 4D模式  拍打	4D拍打: 速度、宽度	手动 09
		 4D模式  揉捏拍打	4D揉捏拍打: 速度	手动 10

2. 4D强度调节

4D强度按键可以调节4D强度，总共1~5档可调，1档表示强度最弱，5档表示强度最强。4D强度越强按摩轮顶出越高，按摩力度越大。




按键	描述				
	每按一次按键，更改4D强度，由弱到强。共5档，循环切换。				
 1档	 2档	 3档	 4档	 5档	

使用方法

3. 按摩速度


- (1) 用户必须在选择手动程序中任意一种程序后才可以调整按摩速度。
- (2) 按摩速度有1~5档可选，5档速度最快，按摩手法停止和指压时无法调节速度。



按键	描述				
按摩速度	每按一次键，更改按摩速度，由慢到快。共5档，循环切换。				
1档	2档	3档	4档	5档	

4. 按摩宽度

- (1) 用户必须在选择手动程序中任意一种后才可以调整按摩宽度。
- (2) 按摩宽度有1~5档可以调节，5档代表最宽，具体哪些手动程序可以调节宽度详见第21-22页。




按键	描述				
按摩宽度	每按一次按键，更改4D宽度，由窄到宽。共5档，循环切换。				
1档	2档	3档	4档	5档	

使用方法

5. 按摩区域按摩

按摩区域一共有定点、局部、上身、下身、全身等5种可选。如下图：




功能	按键	显示	描述	
按摩区域	定点	定点	定点按摩：定点位置定点按摩。	
	局部	局部	局部按摩：小范围局部往返按摩。	
	全身	全身	全身按摩：全背往返按摩。	
	上身	上身	上身按摩：上背往返按摩。	
	下身	下身	下身按摩：下背往返按摩。	
按摩手			按摩轮上行	按摩位置调整（在定点、局部模式下，可调整按摩位置）
			按摩轮下行	

使用方法

七、气压按摩

1. 气压选择：


分别有上身气压、下身气压、全身气压和关闭气压功能。每按一次 **气压选择** 按键，切换气压模式（含关闭气压，共4个模式循环切换）。选择后，模式下的红框会亮起，表示已选择某种按摩区域。如下图：



按键	描述	显示
气压选择	全身气压： 以手臂、肩部、腿部、脚部进行气压按摩。	全身 上身 下身
	上半身气压： 以手臂、肩部为重点进行气压按摩。	全身 上身 下身
	下半身气压： 以腿部、脚部为重点进行气压按摩。	全身 上身 下身


2. 气压强度调节：

气压功能打开后可以调节气压强度，总共5档可调，1档表示强度最弱，5档表示强度最强。



按键	描述				
气压强度	每按一次按键，调节气压强度，由弱到强。共5档，循环切换。				
					
	1档	2档	3档	4档	5档

八、坐姿调整



每按一次按键，切换1种零重力模式，共4种模式（含复位起立模式），循环切换。

按键	描述	档位	显示
	每按一次按键，切换1种零重力模式，共4种模式（含复位起立模式），循环切换。	复位起立	
		1档	
		2档	
		3档	

按键	描述
聯動 起立 躺臥	联动起立键：按住此键靠背架缓缓上升，同时小腿架缓缓下降，释放则停止。
聯動 起立 躺臥	联动躺卧键：按住此键靠背架缓缓下降，同时小腿架缓缓上升，释放则停止。

使用方法

3. 靠背架角度调整

按键	描述
	靠背架上升键：按住此键靠背架缓缓上升，释放则停止。
	靠背架下降键：按住此键靠背架缓缓下降，释放则停止。

4. 小腿架角度调整

按键	描述
	小腿架上升键：按住此键小腿架缓缓上升，释放则停止上升。
	小腿架下降键：按住此键小腿架缓缓下降，释放则停止下降。

5. 脚部伸缩调整

按键	描述
	脚部缩短键：手动调节脚部缩短； 按住此键脚部缓缓向上移动，释放则停止。
	脚部伸长键：手动调节脚部伸长； 按住此键脚部缓缓向下移动，释放则停止。

注意：


在完成零重力调整/腿部角度调整/靠背架角度调整/躺卧角度调整动作后，脚部单元将自动检测脚长。

使用方法

九、其它功能（请在开机后使用该功能）

1. 加热功能：

(1)、点击“ 加热”按钮，开启加热或切换加热部位功能。加热功能已处于开启状态（开启加热功能3分钟后有温热）。如下图：




(2)、再次点击“ 加热”按钮，可切换加热部位，依次是：腰部加热、小腿加热、腰部+小腿加热、关闭加热。

按钮	描述	加热模式	显示
	每按一次按钮，调节一次加热，共3种模式可供选择，循环切换。	关闭	
		腰部+小腿加热	
		小腿加热	
		腰部加热	

2. 滚轮功能：

点击“ 滚轮”按钮，开启或关闭足底滚轮功能，开启下速度三档可调，循环切换。




使用方法

按键	描述	档位	显示
	每按一次按键，调节一次滚轮速度，共3档速度，循环切换。	关闭	
		1档	
		2档	
		3档	


3. 小腿揉搓功能：

点击“”按键，开启或关闭小腿揉搓功能



4. 定时功能：

点击“”按键，每按一次，以5分钟叠加，不能超过30分钟，如超过30分钟则返回到最低时间值。




按键	描述	显示
	定时调整，每按一次，以5分钟叠加，不能超过30分钟，如超过30分钟则返回到最低时间值。	自动 88 23 分钟 手动

使用方法

5. 蓝牙功能：

- (1)、点击 “ 蓝牙” 按键，开启蓝牙功能。开启后，蓝牙按键下的红框会亮起，表示蓝牙已处于开启状态。如下图：




- (2)、进入智能设备主菜单，打开“设置”--选择“蓝牙”选项--打开“蓝牙”--蓝牙自动“搜索新的蓝牙设备”进行搜索。
- (3)、智能设备将搜索到相应的蓝牙型号MAX-Z05A369-XXXX（XXXX为序列号），点击配对按钮，对按钮，如询问是否与该设备配对，选择“配对”即可完成配对。
- (4)、打开智能设备的音乐播放器，选择歌曲进行播放。
- (5)、再次点击 “ 蓝牙” 按键，蓝牙功能关闭。关闭后，蓝牙按键下的红框会隐藏，表示蓝牙已处于关闭状态。

使用方法

十、结束按摩


在按摩过程中，按下手控器开关键  或者按右扶手开关键  关机。如下图所示：立即关闭所有按摩功能，靠背机构和腿部机构复位，或按摩定时时间到，按摩自动关闭所有按摩功能，靠背机构和腿部机构不复位。



(触摸显示屏)




按钮开关键
按此键开机




(扶手快捷键)

切断整机电源, 附图(整机电源切断示意图)


关闭电源开关(O 位置)



拔掉电源插头示意图



拔掉产品连接电源线



使用方法

十一、APP下载安装操作说明

1. 苹果 (iOS系统) 下载方式：在App Store(苹果应用商城)中搜索 “maxcare massage chair” 下载iOS版本进行下载安装，或者扫描下方二维码进行下载安装，安装成功后即可使用蓝牙APP进行操作按摩椅。
2. 安卓 (Android系统) 下载方式：在Google Play(谷歌商店)中搜索 “maxcare massage chair” 下载Android版本进行下载安装，或者扫描下方二维码进行下载安装，安装成功后即可使用蓝牙APP进行操作按摩椅。



Maxcare massage chair



十二、APP设备连接

1. 点击显示屏左侧菜单里的 “” 键进入设置界面，然后选择 “设备连接”。



使用方法

- APP将自动搜索到相应的设备号（如MAX-Z05A369-XXXX），点击对应的设备号（并显示已连接），即可完成连接成功。
- 设备连接成功后即可操作按摩椅。




十三、APP控制按摩椅操作说明

- 按界面中的 “” 键，开启按摩功能。




使用方法




注：等待体型检测完成。

2. 开启后，进入主界面即可按照自己的需求选择相应的按摩功能。



使用方法

3. 标题栏说明



界面示意图

当前状态：显示按摩椅运行情况以及操作按摩椅。

自动：选择各种内置的按摩程序。

手动：手动对按摩椅的各种功能进行调节。

坐姿：对按摩椅的坐姿进行调整。

设置：可查看按摩椅型号、序列号等信息，及App连接按摩椅，设置软件语言等。

4. 选择点击需要的自动程序开始按摩

选择点击左侧菜单栏里 “自动” 键进入自动选择界面。




自动程序选择示意图

使用方法

5. 手动模式


点击显示屏左侧菜单里的“”键，进入手动程序选择界面。



手动程序选择示意图

6. 坐姿调整

点击显示屏左侧菜单里的“”键，进入坐姿调整，界面中包括零重力 I、II、III、联动上升、联动下降、靠背上升、靠背下降、小腿上升、小腿下降等按摩功能。



坐姿调整示意图

产品的清洁、保养

清洁

- 清洁之前，请确认电源开关已经关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 产品和控制面板的表面请用柔软的布进行擦拭清洁。



注意

- 切勿湿手拔插电源插头。
- 切勿用水冲洗产品，或将水或其它液体弄到产品内部。
- 切勿使用苯或稀释剂等具有腐蚀性的清洁剂来清洁产品，否则可能会造成产品褪色，产品结构受到腐蚀、开裂。
- 产品潮湿时，请勿拆卸或使用产品，让产品自然干燥即可。

保养

- 确认电源开关关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 请保持产品清洁并远离高湿度或高温的场所以及有挥发性气体的环境。
- 如果长时间不使用产品，请用防尘罩（请自行购买）套住产品，防止落入灰尘。



注意

切勿将产品放置于阳光直接照射或高温的场所，以免造成产品褪色及机件损坏。

温馨提示

- 长年使用时，请务必检查是否有以下症状：
 - * 有焦糊气味。
 - * 触动导线后有时通电，有时断电。
 - * 电源线发热。
 - * 电源线是否破损。
 - * 其它异常。



注意

- 如有上述现象，为防止故障和事故的发生，请停止使用产品。
- 切断电源开关，拔下电源插头，并与本公司联络。
- 切勿私自拆卸修理。

PU合成皮革的保养及清洁

Pu合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘乾、熟成而製成。它与真皮相比较有较好的耐酸硷、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

PU合成皮革的清洁方法与注意事项：

1. 不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精，松节油，天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
2. 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
3. 应选用酸硷值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境清洁剂清洁PU表面；
4. 对于较髒的PU表面以软布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清洁；

PU合成皮革的保养方法与注意事项：

1. 要保证居室内的通风，过于乾燥或潮湿都会加速皮革的老化；
2. 皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
3. 夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
4. 在擦沙发时，不能用硷性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而硷性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生皱裂。

❓ 常见问题及处理方法

以下现象并非表示故障。请在联络客户服务部之前，先检查是否出现以下情况，从而找出解决方案。若问题仍未能解决，请勿自行拆开及维修。应立即停止使用及我们联络。

现象	腿部或靠背到达某一位置，按对应调节按键不再变动，并发出连续“嘀、嘀”音。
可能原因及处理	出于产品结构设计和人体工学要求，本产品对姿态调整的极限状态做了限制性保护设计。同时到达极限时会发出提醒声音。
现象	本机开启后功能未运行或部分功能未运行。
可能原因及处理	本机开关键按动开启后，需要人为选定自动按摩程序或其它工作状态，如未操作，机器会在20分钟后自动关机。如果选定了手动运行方式，可能未被选定的功能处于关闭状态，需手动模式下人为设置工作方式。
现象	本机在调整姿态时发出皮革摩擦声。
可能原因及处理	本产品整机采用了符合环保要求的高级抗腐皮革，因皮革材料的固有特性，在相对运动处摩擦会产生正常的轻微响声，属正常现象。注意：如本机在运行时听到织物或皮革撕裂声，请立即停止使用，并寻求指定专业人员检修。
现象	按摩轮没有达到肩部或颈部的位置。
可能原因及处理	如果头部没有接触到靠枕，或背部没有接触到靠背，在体型检测过程中肩部位置可能低于实际位置。坐在座椅的最深位置，将头部靠在靠枕上，然后从头开始重新操作。
现象	本机已受损。 电源线或电源插头异常发热。
可能原因及处理	为防止事故发生，请务必与授权服务中心联系。

 产品技术与参数

产品名称	: 心动Pro
产品型号	: MAX-Z05A369
额定电压	: 220V~240V
额定频率	: 50Hz/60Hz
额定功率	: 140W
额定时间	: 20分钟
噪 音	: ≤60dB
产品毛重	: 108kg
产品淨重	: 93kg
产品尺寸 (竖立)	: L1580 x W750 x H1142mm
产品尺寸 (伸展)	: L1747 x W750 x H906mm
靠背最大承重	: 100kg
小腿架最大承重	: 20kg
安全结构	: Class I
执行标准	: GB 44246-2024 ; GB/T 4706.1-2024 ; GB/T 4706.10-2024




商標持有：美斯凱實業有限公司
Trademark holder: Maxcare Industrial Limited

客戶服務熱線 Customer Service Hotline :
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383
中國 China - (86) 400 882-1883

www.maxcareonlineshop.com

心動 Pro

— Lovey Pro —



User Manual

MAX-Z05A369


maxcare®



COMPANY PROFILE

After two decades of experience in the health industry, **maxcare** founder utilized his knowledge and expertise in massage therapy from an Asian-Pacific perspective to establish our brand - **maxcare**. Our massage therapy business was expanded to Hong Kong in 2012 and is conferred 2017 Hong Kong Top Brand Award. Based in Hong Kong, we are specializing in design & innovation, manufacturing, and retailing of massage and healthcare products.

Believing in the value of 'Technology improves our quality of life' and 'Caring for your family', **maxcare** has been innovating highly qualified products with international patents. Besides, **maxcare** products fulfill various international safety standards, namely EU CE Mark, US UL/ETL Mark, Germany GS Mark, TUV certification, and China CCC Mark.

Motivated by our value, **maxcare** founder has been leading us to be one of the most competitive brands in Hong Kong health industry. **maxcare** applies the contemporary fashion design – neat and modern – on the mechanical engineering of massage chairs. To deliver our value and offer incredible massage experience and healthcare solution to the public, **maxcare** devotes to the innovation, design, manufacturing the top-notch family massage products. By integrating the company philosophy –Spirit of Healthy Life - into our products, **maxcare** brings health to everyone.



— Lovey Pro —

Thank you for purchasing **maxcare**'s products. Before using the product, please read this manual thoroughly, particularly the Safety Precautions section, for the correct use of the product.

This manual should be well kept for easy reference. It enables you to perform a safe and efficient operation.

CONTENT

Safety Precautions	P.01 - P.06
Name and Function of Components	P.07 - P.13
How to Use	P.14 - P.35
Cleaning and Maintenance	P.36 - P.37
FAQs and Solutions	P.38
Technical Specifications	P.39



Safety Precautions



1. Important safety warning

- Please read this manual instruction carefully before operation.
- Any other usage that is not listed in this manual instruction is forbidden.
- Keep children and pets away from the movable parts of this product to avoid accidents caused by the up-and-down-ward movement of the calf rest and back cover.
- When in use, sliding or transporting, please ensure that there are no people or pets nearby (the back, bottom, front and sides of the product), and that no foreign objects or pets inside the product, to avoid accidents.
- Please use well-grounding power supply suited to this product.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Do not use unauthorized accessories.
- Do not use this product outdoors.
- People whose bodies are wet are forbidden to use this product.
- Recommended usage time of this product is 20 minutes/ session.
- Please check if any part of this products is damaged before use. If so, please do not use it and contact us for repair.
- Please do not use it if the cover is broken or damaged.
- Please do not use it if the shell or surface is damaged.
- Please do not drop anything into this product.
- Please do not fall asleep while using this product.
- Please do not use it if drunk or feeling unwell.
- Please do not use it within one hour after having meal.
- Please do not adjust to the maximum intensity at the beginning of the massage to avoid possible injury.
- Please do not keep sharp objects in pockets when use.
- Keep the plug clean from needles, rubbish or water.
- If the power cord is damaged, do not attempt to change on your own. Please contact us for repair for safety reasons.



2. Environment for usage

- Please do not use it in a moist environment such as bathrooms.
- Please do not use it when there is a drastic change in temperature.
- Please do not use it under heavy-dusty or caustic environment.
- Please do not use it where there is not enough space or not good ventilation.
- Please switch off the power and unplug the machine after use.
- Please do not use it when surrounding temperature is up to 40°C.
- Please do not use it when surrounding temperature is below 5°C. The lubricant can thicken quickly and increase the friction between parts.
- Turn off and pull out the plug during thunderstorms.
- Place the product on a flat surface.
- Do not use outdoors.
- Do not place it near fire or directly under the sun.
- When moved from a low-temperature storage to a warm environment, the moisture inside the machine may affect, or damage, its functionality. Please rest the product within room temperature for 1 hour before use.



3. People who have the below symptoms, please consult a doctor before use

- People who are suffering from osteoporosis.
- People who have cancers, acute illnesses, heart diseases, or severe high blood pressure, etc. are not suitable to use this product.
- People who have/ had back pain, or legs, waist, neck numbness/ injuries (disc herniation, spondylosis and cervical protrusion, etc. patients) are not suitable to use this product.
- People who have rheumatoid arthritis, rheumatism, gout are not suitable to use this product.
- People who have respiratory difficulties are not suitable to use this product.
- People who have blood circulation problems such as thrombosis, severe aneurysm, or acute venous tumor, or infectious skin diseases are not suitable to use this product.
- People who have perception disorders due to diabetes are not suitable to use this product.
- People who have spinal abnormalities or spine curvature disorders are not suitable to use this product.
- People whose health condition is poor are not suitable to use this product.
- People who are suffering from heart disease or carrying electronic medical equipment such as heart pacemaker.
- People who have a fever.



Safety Precautions

- Pregnant women or women that are in menses period.
- People who got injured or skin diseases.
- Children under 14-year old or people mentally unbalanced without being supervised are not allowed to use this machine.
- People who are told by doctor to have rest or people who feel unwell.
- The appliance has heating function. People who are insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- People who are receiving medical treatment, especially those who are physically unfit.
- People who have open wounds.
- People who aim for recovery.



4. Safety

- Please do not place heavy objects on this product.
- Do not use other therapy devices while using this product.
- This product is not to be used for medical treatment purpose.
- Only one person at a time.
- Recommended usage time of this product is 20 minutes/ session.
- It is possible to place a mat underneath the machine to avoid damage to the floor.
- For safety reason, maintain a minimum of 0.5m between the product and others when use.
- Check if the voltage is suitable to the specification of this product.
- Do not use wet hands to pull the plug.
- Do not allow water to get into the product, to avoid electric shock or damage to this product.
- Do not pull or drag the power cord when unplugging. Please be gentle.
- Do not damage the wires or change the circuit of this product.
- Do not use wet cloths to clean the electric parts such as the switch and plug.
- Be away from this product during power cut to prevent injury in case power resumes suddenly.
- Stop using this product if there appears any irregularity, and please contact us immediately.
- Stop using this product if it causes discomfort, and please consult a doctor.
- This appliance is not intended for people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by us in order to avoid a hazard.
- Do not ride on the handle to avoid injury or malfunction.
- Keep the power cord away from hot or moving objects.
- Please cut off power and pull out plug before moving.
- If the product is found damaged, broken, suffering from power leakage, or with exposed parts, please stop using it.



5. Maintenance

- This product should be maintained by us, users are prohibited to disassemble or maintain by themselves.
- Please always turn off the main power after use.
- Do not use this product if the socket is loose.
- If this product is to be left idle for long, please tie up the power cords and keep it in dry and dustless environment.
- Do not keep this product at a high temperature or near fire. Do not keep under direct sunlight.
- Please clean this product with dry cloths. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this product are specially designed and made, no special maintenance required.
- Do not point sharp objects at this product.
- Do not roll or pull this product above uneven ground, it should be lifted before moving.
- Please use it intermittently; do not keep it continuously running for long.



6. Solution of ordinary malfunctions

- It is normal if the motor makes noises during operation.
- If the remote control can't work normally, please check the plug and socket if they are connected, and make sure the switch is turned on.
- If the rated working time is over, the power will automatically go off. If this product works continuously for too long, the temperature control will automatically turn off the machine, if so, please allow a 30-minute break before resuming.

**CAUTION**

Please make sure all the power is cut off before moving.
The power cord and all other cables should be disconnected.







Safety Precautions

Installation parts

Calf installation instructions

1. Insert the wire of the calf and the air pipe into the front socket of the steel frame assembly (Figure 1).
2. Then push the connected wire and air pipe into the hole in the backrest frame (Figure 2).
3. After the wire docking is completed, open the calf fixing covers on both sides of the steel frame assembly (Figure 3).
4. Lift the calf into the notch, close the fixing covers, and secure it in place with 2 pieces screws (Figure 4).

Note: this step can be ignored for all-in-one installation.





Safety Precautions


Place massage chair



Installation placement

Make sure there is enough space for the massage chair can be tilted at least 30 cm.


Do not expose the massage chair to direct sunlight or high-temperature environments (e.g., in front of heating devices). Place it in an area where it can avoid heat and direct sunlight. For long-term use in a fixed location, it is recommended to place a soft cushion underneath. The cushion should be large enough to cover the area where the chair and the footrest touch the floor.



Product lift instruction

Two-person lifting required due to product weight.

1. Please lift the massage chair when moving it on delicate surfaces, such as wooden floors.
2. When moving on similar surfaces, lifting is recommended to avoid damaging the casters. Be cautious when lowering the chair into the designated position to avoid hand or foot injuries. Do not release the chair until it is completely flat. To prevent floor damage, it is recommended to place a mat or protective covering on the floor.





Safety Precautions

Place massage chair




Move method

Use the rear casters to move the massage chair. Tilt the chair backward approximately 45° as shown in the diagram to move it.


NOTE: Excessive force to tilt will cause the chair to tip over completely and product damage.

1. Before moving, ensure the massage chair is properly powered off, with both the backrest and calf sections fully reset, and the power supply disconnected.
2. The chair should remain empty during movement; no people, pets, or objects should be on it.
3. Do not move the chair over obstacles higher than 2mm or gaps wider than 5mm.
4. When moving the chair using the casters, avoid continuous movement over distances greater than 50 meters. If necessary, move the chair slowly and at a steady pace.



How to disassemble and use headrest cushion and backrest cushion

Using a headrest cushion can reduce the intensity of kneading massage on the neck and shoulders, and you can decide whether to use a headrest cushion according to your needs (recommended to use a headrest cushion). The backrest cushion and the backrest are connected by a zipper (1), and the headrest cushion and the backrest cushion are connected by a zipper (2).






Safety Precautions

Before use




Check around

Make sure that there are no people, pets and other objects around the unit.




Make sure there are no foreign objects in the gaps of the machine

Before massaging, make sure that no foreign objects are caught in the legs, feet, etc. Under no circumstances allow hands, feet, and head to penetrate into the area between the lower leg mechanism and main body, or the area between the armrest and the capsule. Under no circumstances should hands, feet, or head sink under the fabric or leather covering of the massage area.



Name and Function of Components

Mobile phone bluetoothcontroller operation instructions



Supported systems: Android, IOS (users who want to display the cursor need to turn on Assistive Touch in System Settings-Accessibility-Touch-Assistive Touch).

- 1.Apple users recommend mode 1.
- 2.Android users recommend mode 2.

Combination key usage


- Cursor speed +: long press the return key + page up (support power outage save).
- Cursor speed -: long press the return key + page down (support power outage save).
- Switch Apple system user: Return key + left key.
- Switch Android system user: Return key + right key.
- Disconnect the currently connected device: Up key + Down key, (the previously paired device is invalid).

Note: This mobile phone Bluetooth controller needs to be connected with mobile 10



Name and Function of Components


Parts description






Name and Function of Components

Function distribution




Name and Function of Components

I.Introduction of the remote controller



01. Power Switch Button
Turn the massage chair on or off.
02. Mechanism Up/Down Adjustment Key
Adjust the mechanism position upward or downward.
03. Information Display Screen
Displays the status of the massage chair (program in use / remaining time / mechanism position / air bag / heating / rollers, etc.).
04. Shoulder Position Adjustment Key
Adjust the shoulder position to set the massage reference.
05. Automatic Program Selection Key
Function for selecting automatic massage programs.
06. Touch Power Switch Key
Turn the massage chair functions off.
07. Air Pressure Intensity Key
Adjust the air pressure intensity (5 levels available).
09. Zero Gravity Key
Adjust to Zero Gravity (4 levels available).
10. Massage Speed Adjustment Key
Adjust the massage speed (5 levels available).
11. Massage Area Key
Select massage area function (5 area modes available).
12. Pause Key
Short press to pause the massage or exit the paused state. Press and hold to lock the screen function or exit the locked state.

Name and Function of Components




13. 4D Strength Key
Adjust the 4D intensity.
14. Massage Technique Selection Key
Select from different massage techniques (9 options available)
15. Bluetooth turn on/off key
Turn Bluetooth on or off.
16. Time Adjustment Key
Adjust the massage time.
17. Music rhythm keys
Turn on Off the unique automatic program Music rhythm function.
18. Claf Knead Key
Turn the foot calf knead function on or off.
19. Foot Roller Key
Turn the foot roller function on (3 speed levels available) or off.
20. Heating Function Key
Turn the heating function on or off.
21. Sitting Position Adjustment Key
Manually adjust the risen or fall of the backrest and calf support.
22. Backrest Adjustment Key
Manually adjust the rise or fall of the backrest.
23. Calf Adjustment Key
Manually adjust the risen or fall of the leg support.
24. Foot Adjustment Key
Manually adjust the shorten or extend of the foot.
25. Lock Display
Display whether the Screen function is locked or not.



Name and Function of Components

II. Introduction to Armrest Shortcut Keys



Name and Function of Components

Button	Description
	Power key: Short press this key to turn ON/OFF the massage.
	Linkage lying knob: By rotating this knob clockwise, the backrest will move downward slowly and the legrest will rise slowly; by releasing it, such DOWN/UP action of the backrest and the legrest will be stopped.
	Linkage sitting knob: By rotating this knob counterclockwise, the backrest will rise slowly and the legrest will move downward slowly; by releasing it, such UP/DOWN action of the backrest and the legrest will be stopped.
	Press this key during massage, and all the massage actions will be suspended at once. (i.e. the massage chair will turn off after 20min). Then press this key again to restore all the previous massage actions.
	Massage area key: press this button to switch the back stretch mode.
	Air pressure key: Each time the button is pressed, it switches to an air pressure mode, with a total of four modes (including turning off air pressure), which can be switched cyclically.
	Heat treatment key: Click the key to enable or disable the heat treatment function.
	Manual key: each time the key is short pressed, it will be switched to next technique massage function.
	Auto mode key: each time the key is short pressed, it will be switched to next automatic massage function.

How to Use

III. Start massage




Power Switch Button
(Press this button to
power on/off)

(Touch screen)

1. Press the power button to start the massage, which defaults to Relax massage
2. Automatic angle adjustment (you can press the Handheld controller display “” key/ Armrest shortcut “” key)
3. When detecting the shoulder position, please maintain a proper sitting posture (you can press the Handheld controller display “”/ Armrest short cut key “” key to skip).
4. Fine-tune the shoulder position; if there is a discrepancy between the detected position and the actual position, you can adjust it with the up and down keys. There are a total of 11 shoulder positions, and if no adjustment is made within 10 seconds, it will automatically start the massage function.

Note: You can directly select your preferred automatic mode; pressing the same automatic mode twice will skip steps 2, 3, and 4 and directly start the massage function.

Button	Description	Display
	Adjust the position of the massage ball upwards to reaches the proper shoulder position.	
	Adjust the position of the massage ball downwards to reaches the proper shoulder position.	



How to Use

IV. Pause/Lock Function (please use this function after the chair is powered on)

1. After turning on the massage chair, pressing the pause key  will enter pause mode, stopping all massage functions. Pressing the pause key  again will resume the previous massage state.



Note: In pause mode, all functions except for turning off the chair are unavailable.

2. Press and hold the pause key  for 3 seconds to lock the screen function. The massage function will continue. Press and hold the key  again to unlock the screen, restoring all massage function keys, and the lock icon  will disappear from the screen.

Note: In lock mode, only the armrest shortcut keys and the handheld remote button can be used; others cannot be operated.

V. Automatic Program Function

1. Select your desired automatic program from the left automatic program menu bar. Once selected, the red box under the automatic program will light up, indicating that a specific automatic program has been selected, while the corresponding number on the information display screen will show which automatic program is running.



2. In the automatic program selection interface, there are a total of 26 automatic programs to choose from: Pain Relief, Spine, Comfort, Thai Massage, Meridian Treatment, Neck And Shoulder, Waist, Bum Toning, Leg&foot Relieve, Executive, Office Regimen, President Cosy, Full-body Stretch, Body Shaping, Circulation Boost, Lactic Acid Breakdown, Sport Recovery, Refresh, Noon Recharge, Vitality Recovery, Relax, Quick Refresh, Tui-Na and Heat, Brain Refresh, Gentle waves knead, Musical Rhythm etc.

How to Use

Function	Key	Display 1	Description	Display 2
自動程式	 酸痛改善	 酸痛改善	Pain Relief: Relieve fatigue and soreness all over the body, relax the limbs and improve micro-circulation, relieve joint pain and restore vitality.	自動 01
	 脊柱按摩	 脊柱按摩	Spine: Care for the health of the spine and improve the lack of exercise.	自動 02
	 舒適安睡	 舒適安睡	Comfort: With kneading, shiatsu massage techniques, through the 12 health acupoints massage, help to regulate and balance the human body; At the same time, the massage chair automatically swings back and forth to form a zero-gravity cradle massage state so that people can fall asleep more quickly, improving sleep quality.	自動 03
	 泰式拉筋	 泰式拉筋	Thai Massage: It mainly uses electric push rods on the calf and backrest to stretch and massage your legs and shoulders with air pressure. The 3D massage hand moves along the back and waist to create deep pressure, imitating being in a Thai massage. It is suitable for people with stress and can improve hunchback.	自動 04
	 舒筋活絡	 舒筋活絡	Meridian Treatment: Mainly massage the shoulders, neck, back and waist with kneading, tapping and acupressure to dredge the meridians.	自動 05
	 更多程式	 更多程式	Neck And Shoulder: The unique massage techniques for the shoulders and neck can help promote blood circulation, relieve neck and shoulder pain, and improve blood supply to the brain.	自動 06
			Waist: Mainly massage the waist with kneading, kneading and tapping techniques, and then do 3D massage on the waist with Tui-na massage techniques.	自動 07
			Bum Toning: Massage focus on the buttocks and thighs and aims to eliminate fat by body sculpting.	自動 08
			Leg&foot Relieve: Mainly massage the shoulders and waist with kneading, tapping, kneading and tapping techniques. Then massage and soothe the legs and feet with air pressure. It is suitable for sedentary people, it can relieve cervical and lumbar pain, as well as legs and feet.	自動 09

How to Use

Function	Key	Display 1	Description	Display 2
 自動程式	 更多程式	 更多程式	Executive:Mainly massage the shoulders, neck, back and waist with kneading,tapping,kneading and tapping techniques. Itcan relieve shoulder and neck pain through deep massage,improve waist muscle soreness, and protectthe lumbar spine.It is suitable for sedentary people.	自動 10
			Office Regimen:Designed for sedentary people. It helps to improve and increase physical activity and improve health.	自動 11
			President Cosy:Mainly massage the shoulders, neck and back with kneading,tapping,kneading and tapping techniques.It helps to relieve fatigue, promote blood circulation and release stress through deep tissue massage on shoulders.neck and back.	自動 12
			Full-body Stretch:Turn on the shoulder airbags, and slowly slide the backrest. At the same time, turn on the leg air bags.Lower the calf slowly,and massage hands massage to the waist. The airbags slowly inflate and deflate, and they massage to the waist. The airbags in the arms will turn on, the massage hands will massage with tapping from the waist to the thighs, and then massage back from the thighs to the shoulders and necks. Loop action.	自動 13
			Body Shaping:Mainly massage the shoulders, neck, waist and buttocks with kneading and shiatsu techniques. To betreated like a queen, to relax your body and mind with a gentle massage, which is specifically designed for women.	自動 14
			Circulation Boost:Dredge the meridians to improve the body'smicrocirculation and enhance immunity.	自動 15
			Lactic Acid Breakdown:Mainly massage the back and waist with tapping,kneading and tapping techniques. It helps to promote blood circulation, eliminate muscle soreness, and accelerate the lactic acid breakdown. Suitable for peoplewith muscle strain and manual labor.	自動 16
			Sport Recovery:Pressing and rubbing with the airbags, and rolling to relieve the soreness of shoulders, arms, knees, calves,and other parts after exercise or fitness.	自動 17
			Refresh:The massage hand moves to and fore from the shoulders and neck to the waist with kneading and tappingtechniques.Then it changes to tapping and knocking massage techniques.	自動 18

How to Use


Function	Key	Display 1	Description	Display 2
 自動程式	 更多模式	 更多模式	Noon Recharge: Massage hands,airbags, and rollers are implemented at the same time, you may relax and enjoy with Bluetoothmusic.	自動 19
			Vitality Recovery: Mainly massage the waist, shoulders, and neck with kneading, tapping, kneading and tapping techniques, the deep tissue massages the whole body. This massage is more powerful and can wake up the vitalityof the body and stimulate physical potential. It issuitable for athletes.	自動 20
			Relax: Gentle and comfortable deep tissue massage. It can soothe the tired body and relax.	自動 21
			Quick Refresh: This is a relaxing and most comfortable massageexperience.	自動 22
			Tui-Naand Heat: Kneading massage for the shoulder and neck with airbags, kneading and tapping massage for the back and waist, kneading for the buttocks, and kneading and tapping massage for the thighs. At the same time, thefoot roller, the leg and arm airbags, and the back heat therapy turn on.	自動 23
			Brain Refresh: Mainly massage the shoulders, neck, back, and waist with kneading, 3D kneading, and shiatsu techniques. Toachieve harmony between mind and body through deeptissue massage.Suitable for people who are depressedand have brain overload.	自動 24
			Gentle waves knead: Mainly based on full air pressure massage, using theairbag kneading and pressing in a cycle. To promoteblood circulation, relieve pain and muscle fatigue.	自動 25
	 音樂律動	 音樂律動	Musical Rhythm: The massage techniques mainly focus on kneading, tapping, and a combination of both. By incorporating changes in the rhythm of the music, the intensity and frequency of the techniques are also adjusted accordingly to achieve the best relaxation and soothing effects, enhancing the comfort and effectiveness of the massage experience.	自動 26

How to Use

VI. Manual Program Function

1. Manual Program Selection

- Select your desired manual program from the right manual program menu bar.
Once selected, the red box under the manual program will light up, indicating that a specific manual technique has been chosend.



- In the manual program selection interface, there are 9 manual programs available: Shiatsu, Tapping, Kneading, knocking, Kneading & Tapping, 4D Tapping, 4D Kneading, and 4D Kneading & Tapping.


Function	Key	Display 1	Description	Display 2
手動手法	指壓	指壓	Shiatsu: Width.	手動 01
	敲擊	敲擊	Knocking: Speed, Width.	手動 02
	揉捏	揉捏	Kneading: Speed.	手動 03
	拍打	拍打	Tapping: Speed, Width.	手動 04

How to Use

Function	Key	Display 1	Description	Display 2
 手動手法	 揉捏拍打	 揉捏拍打	Kneading & Tapping: Speed.	手動 05
	 指壓  敲擊	 4D模式  指壓	4D Shiatsu: Width.	手動 06
		 4D模式  敲擊	4D Tapping: Speed, Width.	手動 07
		 4D模式  揉捏	4D Grasp: Speed.	手動 08
		 4D模式  拍打	4D Tap: Speed, Width.	手動 09
		 4D模式  揉捏拍打	4D Kneading & Tapping: Speed.	手動 10

2. 4D Intensity Adjustment

The 4D intensity key can adjust the 4D intensity, with a total of 5 levels adjustable; level 1 represents the weakest intensity, and level 5 represents the strongest. The higher the 4D intensity, the higher the massage rollers protrude and the greater the massage force. Pressing the key once changes the 4D intensity from weak to strong, cycling through the 5 levels.




Button	Description				
	Each time a Button is pressed, the 4D intensity changes from weak to strong. There are a total of 5 levels, cycling through them.				
 1 Level	 2 Level	 3 Level	 4 Level	 5 Level	

How to Use

3. Massage Speed

- (1) The user must select any manual program before adjusting the massage speed.
- (2) The massage speed can be adjusted across 5 levels, with level 5 being the fastest. Speed adjustments are not available when the massage techniques are paused or during shiatsu. Each press changes the massage speed from slow to fast, cycling through the 5 levels.




Button	Description				
	Each time key is pressed, the speed changes from slow to quick. There are a total of 5 levels, cycling through them.				
	1 Level		2 Level		3 Level
			4 Level		5 Level

How to Use

4. Massage Width

- (1) The user must select any manual program before adjusting the massage width.
- (2) The massage width has 5 adjustable levels, with level 5 representing the widest. Please refer to page 21-22 for specific manual programs that allow width adjustment.




Button	Description				
	Each time key is pressed, the width changes from narrow to wide. There are a total of 5 levels, cycling through them.				
	1 Level		2 Level		3 Level
	4 Level		5 Level		

How to Use

5. Massage Area

There are 5 selectable massage areas: Fixed Point, Local, Upper Body, Lower Body, and Full Body. Each press of the Button switches the area massage mode.




Function	Key	Display 1	Description	
按摩區域	定點	定點	Fixed Point: Targeted massage at a specific point.	
	局部	局部	Partial: Small area back-and-forth massage.	
	全身	全身	Full Body: Full back back-and-forth massage.	
	上身	上身	Upper Body: Upper back back-and-forth massage.	
	下身	下身	Lower Body: Lower back back-and-forth massage.	
按摩手		↑	Manipulator uplink	Massage position adjustment (in fixed point and local mode, massage position can be adjusted).
		↓	Manipulator descending	

How to Use


VII. Air Pressure Massage

- (1) Air Pressure Selection: Options include upper body air pressure, lower body air pressure, full body air pressure, and turning off the function. Each press key the air pressure mode (including turning off air pressure, with a total of 4 modes cycling). Once selected, the red box under the mode will light up, indicating a selected massage area as following:



Button	Description	Display
氣壓選擇	Full Body Air Pressure: Air pressure massage for arms, shoulders, legs, and feet.	全身 上身 下身
	Upper Body Air Pressure: Focused air pressure massage for arms and shoulders.	全身 上身 下身
	Lower Body Air Pressure: Focused air pressure massage for legs and feet.	全身 上身 下身


- (2) Air Pressure Intensity Adjustment: After activating the air pressure function, the intensity can be adjusted with 5 levels available; level 1 represents the weakest intensity and level 5 the strongest.



Button	Description				
	Each press changes the air pressure intensity from weak to strong, cycling through the 5 levels.				
					
1 Level	2 Level	3 Level	4 Level	5 Level	

How to Use

VIII. Sitting Position Adjustment



1. Zero Gravity Adjustment

Button	Description	Level	Display
	Each press key to a different zero gravity mode. With a total of 4 modes (including reset standing mode), cycling through them.	Reset Stand	
		1 Level	
		2 Level	
		3 Level	

2. Sitting Position Adjustment

Button	Description
	Linked Standing Key: Pressing this key slowly raises the backrest while lowering the leg support. Release to stop.
	Linked Recline Key: Pressing this key slowly lowers the backrest while raising the leg support. Release to stop.

How to Use

3. Backrest Angle Adjustment

Button	Description
	Backrest Up Key: Pressing this key slowly raises the backrest; release to stop.
	Backrest Down Key: Pressing this key slowly lowers the backrest; release to stop.

4. Leg Support Angle Adjustment:

Button	Description
	Leg Up Key: Pressing this key slowly raises the leg support; release to stop.
	Leg Down Key: Pressing this key slowly lowers the leg support; release to stop.

5. Foot shorten/Foot extend adjustment.

Button	Description
	Remotely adjust shortening of the leg unit; Press and hold this button to move the leg unit up slowly and stop when released.
	Remotely adjust extension of the leg unit; press and hold this button to move the leg unit down slowly and stop when released.

Note:


After the Zero gravity adjustment/Leg angle adjustment /Backrest unit angular adjustment/Lying angle adjustment action is completed, the leg unit will automatically detect the foot length.

How to Use

IX. Other Functions (please use after the chair is powered on)

1. Heating Function

- (1). Click the “ 加熱” button · turn on the heating function or switch the heating area. The heating function is already open (After turning on the heating function for 3 minutes, it will be warm). As shown in the following figure:




- (2). Click the “ 加熱” button again, heating area can be switched, the sequence is: waist heating, calf heating, waist + calf heating, off heating.

Button	Description	Heating Mode	Display
 加熱	Each time the button is pressed, the heating is adjusted. There are three modes to choose, which can be switched in a cycle.	Stop	 加熱
		Waist heating	 加熱
		Calf heating	 加熱
		Waist + Calf heating	 加熱

2. Foot Roller:

Click the foot roller button  to turn the foot roller massage on or off. It features three adjustable intensity levels—low, medium, and high—as well as an off mode, cycling through four states.




How to Use

Button	Description	Level	Display
	Press the key to turn the foot rollers on or off, with 3 adjustable speed levels, cycling through them.	Stop	
		1 Level	
		2 Level	
		3 Level	


3. Calf kneading:

Click the calf kneading button  to turn on or off the calf kneading and function.



4. Time Adjustment

Click the calf kneading button  to adjust the timer in 5-minute increments, not exceeding 30 minutes. If it exceeds 30 minutes, it resets to the minimum time value.




Button	Description	Display
	Press the key to adjust the timer in 5-minute increments, not exceeding 30 minutes. If it exceeds 30 minutes, it resets to the minimum time value.	自動 88 23 分鐘 手動 88 23 分鐘

How to Use

5. Bluetooth

- (1) Press the  key to turn on Bluetooth. The red box under the Bluetooth key will light up, indicating that Bluetooth is active.




- (2) Enter the main menu of your smart device, go to "Settings" -- select the "Bluetooth" option -- turn on "Bluetooth" -- and the device will automatically "search for new Bluetooth devices."
- (3) Your smart device will find the corresponding Bluetooth model MAX-Z05A369-XXXX (XXXX represents the serial number). Click the pair button. When asked whether to pair with this device, select "Pair" to complete the pairing.
- (4) Open the music player on your smart device and select a song to play.
- (5) Press the  key again to turn off Bluetooth. The red box will disappear, indicating that Bluetooth is off.

How to Use

X. Ending Massage


- (1) During the massage, press the power  on the touch screen control or the right armrest power button  to turn off. This will immediately disable all massage functions, reset the backrest and leg support, or if the massage timer runs out, all massage functions will automatically shut off without resetting the backrest and leg support.



(Touch screen)




Power Switch Button
(Press this button to
power on/off)




(Armrest short cut key)

- (2) Cut off the main power, as shown in the diagram (illustration for cutting off the main power).


Turn off the power
switch ("O"position)



Unplug the power cord
(illustration for unplugging)



Disconnect the product's
power connection



How to Use

XI. APP download and Installation Instructions

1. For Apple (iOS system): Search for "Maxcare Massage Chair" in the App Store, download the iOS version and install it. Alternatively, scan the QR code below to download and install. Once installed, you can use the Bluetooth APP to operate the massage chair.
2. For Android system: Search for "Maxcare Massage Chair" in Google Play, download the Android version and install it. Alternatively, scan the QR code below to download and install. Once installed, you can use the Bluetooth APP to operate the massage chair.




Maxcare massage chair




XII. APP Device Connection

1. Select the "⚙️" button in the left menu of the display to enter the settings interface, then select "Device Connection".




How to Use

2. APP will automatically search for the corresponding device number (e.g., MAX-Z05A369-XXXX). Tap the corresponding device number (it will show "Connected"), the connection will be completed.
3. You can operate the massage chair once the device is connected successfully.




XIII. APP Instructions for controlling the massage chair

1. Press the "⏻" button on the interface to activate the massage function.




How to Use




Note: Wait for the body shape detection to complete.

- After activation, enter the main interface and select the corresponding massage functions according to your needs.



How to Use

3. Title bar manual



Interface Diagram

Current Status: Displays the massage chair's operating status and allows operation of the chair.

Auto: Selects various built-in massage programs.


Manual: Manually adjusts various functions of the massage chair.

Seating Posture: Adjusts the seating posture of the massage chair.

Settings: View information such as the massage chair model and serial number, connect the chair to the App, set the software language, etc.

4. Select and Tap the Desired Auto Program to Start the Massage

Select the “” button in the left menu bar to enter the auto selection interface.




Auto Program Selection Diagram

How to Use

5. Manual Mode


Select the “” in the left menu of the display to enter the manual program selection interface.



Manual Program Selection Diagram

6. Seating Posture Adjustment

Select the “” button in the left menu bar of the display to enter the seating posture adjustment interface. This interface includes functions such as Zero Gravity I/II/III, linked lift, linked lower, foot shorten, foot extend, backrest lift, backrest lower, calf lift, and calf lower.



Seating Posture Adjustment Diagram

Cleaning and Maintenance

Cleaning

- Before cleaning, please make sure the switch has been turned off and the power plug has been disconnected from the socket.
- Use soft cloths to clean the surface of product and control panel.



CAUTION

- Do not pull the plug from the socket with wet hands.
- Please do not rinse the product. Avoid water/ liquids from getting into the product.
- Do not use corrosive cleaning agents like benzene or thinner to clean the product, otherwise, the color of product will fade, and the internal parts may be corrupted or broken.
- Do not disassemble the product when it is humid. Simply let it dry.

Maintenance

- Make sure that the plug has been disconnected from the socket before maintenance.
- Keep the product clean and away from high-temperature/ humid areas, or any environment with volatile gases.
- If this product is to be left idle for long, properly cover it with a dust cover (self-purchase).



CAUTION

- Please keep the product away from direct sunlight, or high temperature, to avoid fading or product damage.

Kindly reminding

- If the product is used through the year, please check conditions as below:
 - * Burnt smell.
 - * Unstable power supply after contact with the power cord.
 - * Power cord heating up.
 - * Power cords damage.
 - * Other abnormalities.



CAUTION

- If above mentioned happens, please stop using the product.
- Switch off the power supply, pull out the plug, and contact us.
- Do not disassemble the product by yourself.



Maintenance and Cleaning of PU Leather

PU leather is made by the coating and drying of polyurethane. Compared with genuine leather, PU leather is more resistant to tear, heat and sunlight. Depending on its nature and chemical substances, however, it should be kept away from many dusty, high/low-temperature, humid environment, under direct sunlight or places with corrosive substance. Otherwise, the leather could tear, quickening aging and hydrolysis.



Cleaning

1. Please do not use organic reagent or grease solution, especially strong solvent, e.g. alcohol, turpentine and thinner, to clean the surface of the PU leather. Otherwise it will corrode the surface.
2. Please do not use water or washing powder to clean the surface of the PU leather. Otherwise there will be cracks.
3. When cleaning the surface of the PU leather, choose a cleaning agent that has a pH value of between 5~7, no dentifrice, and is harmless to the environment.
4. For dirty PU surface, apply egg whites to the surface using a piece of soft cloth. Avoid using a brush for cleaning.



Maintenance

1. Keep a good ventilation indoor, overly dry or humid environment can accelerate the aging of leather
2. Please keep the product away from direct sunlight or air vent, otherwise the leather will be hardened. Direct sunlight will also cause fading.
3. People are generally sweatier in summer. The holes on the surface of the leather will absorb sweat. While heat and high humidity prompt the chemical reaction between certain substances in sweat and the leather, and hence, causes smell. Please clean the surface more often with a piece of lightly wet cloth.
4. Please do not use alkaline cleaning agents on the leather. It will adversely affect the elasticity of the leather and lead to cracks as a result.

? FAQs and Solutions

The following symptoms do not indicate malfunction. Please check the below phenomenon to find out the solution before contact customer services department. If the problem still cannot be solved, please do not dismantle or repair the product. You should stop using it and contact us immediately.

Fault	When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous "beep, beep" sound will be emitted.
Solution	Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a limited protection design for the limit state of attitude adjustment. At the same time, a reminder sound will sound when the limit is reached.

Fault	The function does not work or some functions do not work after the machine is turned on.
Solution	After the machine is turned on by pressing the switch key, it is necessary to manually select an automatic massage program or other working state. If it is not operated, the machine will automatically shut down after 20 minutes. If the manual operation mode is selected, the functions that are not selected may be disabled, and the working mode needs to be manually set in the manual mode.

Fault	The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture.
Solution	This product adopts high-grade anti-corrosion leather that meets environmental protection requirements. Due to the inherent characteristics of leather materials, there will be a normal slight noise when rubbing at the relative movement, which is a normal phenomenon. Note: If you hear fabric or leather tearing sound when the machine is running, please stop using it immediately and seek professional maintenance.

Fault	The massage wheel did not reach the shoulders or neck.
Solution	If the head does not touch the head cushion or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the seat, rest your head on the headrest, and start over from the beginning.

Fault	The unit is damaged. The power cord or power plug is abnormally hot.
Solution	To prevent accidents, be sure to contact an authorized service center.



Product Specifications

Product Name	: Lovey Pro
Product Model	: MAX-Z05A369
Rated Voltage	: 220V~240V~ 50Hz/60Hz
Rated Power	: 140W
Rated Time	: 20minutes
Noise	: ≤60dB
Product Gross Weight	: 108kg
Product Net Weight	: 93kg
Product Size (Erected)	: L1580 x W750 x H1142mm
Product Size (Stretched out)	: L1747 x W750 x H906mm
Back Max. Loading Capacity	: 100kg
Leg rest Max. Loading Capacity	: 20kg
Safety structure	: Class I
Compliance	: GB 44246-2024 ; GB/T 4706.1-2024 ; GB/T 4706.10-2024



商標持有：美斯凱實業有限公司
Trademark holder: Maxcare Industrial Limited

客戶服務熱線 Customer Service Hotline :
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383
中國 China - (86) 400 882-1883

www.maxcareonlineshop.com